


Sleep.8

EN
PT
ES
LV
RO
EL
ET
FR
RU
DE
FI

POWER FOOT

Style, functionality and care for your feet!



Care and operations instruction


POWER FOOT

Style, functionality and care for your feet!

EN	2
PT	13
ES	24
LV	35
RO	46
EL	57
ET	68
FR	79
RU	90
DE	101
FI	112

POWER FOOT

Style, functionality and care for your feet!





Please read the Safety Precautions carefully before using the foot massager. The Safety Precautions are divided into ‘warnings’ and ‘attention’ in terms of the degree of danger. This book should be kept available for future reference after reading.

Safety Instruction	4
Product Parts	6
Product Features and Operation Illustration	7
Product Operation Guide	8
Product Maintenance	10
Troubleshooting	11
Product Specifications	12
Warranty	12



User precautions

- ▶ Make sure that this product is far away from any hot surfaces.
- ▶ Please consult your doctor before use for those who have the following diseases:
 - Those who have heart disease, malignant tumor, back pain, spinal scoliosis, hypertension, osteoporosis, etc.
 - Those who are pregnant or having a menstrual period.
 - Those who have a physical discomfort, fever, a swelling or inflammation, bruises, allergies, etc
 - Those who are warned by the doctor not to do any massage to avoid injury or physical discomforts such as blood clots (thrombosis), severe aneurysm, acute venous tumor, all kinds of skin inflammation, infectious skin disease (including subcutaneous tissue inflammation), etc.
 - Warnings: Do not use the massager together with the following medical instruments.
 - 1) Those who are using a pacemaker or other implantable medical equipment.
 - 2) Those who are using an artificial heart.
 - 3) Those who are wearing an electrocardiograph for similar medical equipment.

Otherwise it will cause malfunction for those medical equipment, putting the user's life in danger.

Precautions for power supply

- ▶ Do not turn on the switch when your hands are wet.
- ▶ Do not immerse in or spray water or liquid on the control power switch.

Cord/Plug Precautions

- ▶ Do not connect or remove the plug with wet hands. Otherwise you will suffer an electric shock or a product malfunction.
- ▶ Do not pull the wires when you pull out the power plug. Please hold the plug itself.
- ▶ As the default operating time is 20 minutes, all the functions will stop working after 15 minutes. Please unplug this product from the electrical outlet immediately after use.
- ▶ Keep the cord away from hot surfaces.
- ▶ Do not place the power plug under the product or any heavy items.



SAFETY INSTRUCTIONS


- ▶ Do not wind the power plug around the product lest it should be damaged and cause an electric shock or fire.
- ▶ Do not operate this product if it has a damaged cord or plug.
- ▶ Do not use this product if the power socket is loose.
- ▶ Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.
- ▶ When the power plug is damaged, please call the service centre or an authorized technical person for the necessary check and maintenance.

Attention



- ▶ Do not fall asleep while massager is on.
- ▶ Do not use this product while you are drunk or physically uncomfortable.
- ▶ Don't stand on the product or put a heavy weight on it.
- ▶ Do not use this product for more than 30 minutes.
- ▶ Do not use this product if the cloth cover is worn out.
- ▶ Do not use this product within an hour before or after a meal.
- ▶ When you are using the product at a low room temperature, do not suddenly use the heat function. You can adjust the room temperature to normal room temperature, before starting the heat function.
- ▶ When moving this product from a low temperature storage place to a warmer setting, it may cause malfunction due to water vapor gathered in the components. Set the product in a normal room temperature for one hour before using it.
- ▶ Do not use this product continuously if you find any components damaged or the product in an abnormal condition.
- ▶ When current interruption occurs during your massage, try to avoid further damage due to sudden power restoration.
- ▶ Stop using the product if there is thunder and lightning.



PRODUCT PARTS



The power adapter




Preparation before use

- ▶ Please put the product on the at floor, and then remove top cover.

Usage method

Step 1 : wire connection.

- ▶ 1. Connect power adaptor to the power line plug-hole located on the product as shown on the right.
- ▶ 2. Plug the power plug into the AC 100-240~V power outlet.



⚠ CAUTION

- ▶ Before plug, please check make sure the power cord is in good condition.
- ▶ Do not use the wet hand to pull out the power cord inorder to avoid any electric shock.

Step 2 :

- ▶ Please choose a chair with desired height and then put your feet into the product (Picture 1)

Step 3 :

- ▶ Please turn on the power button «»
- ▶ The upper cover can be used as a stool (Picture 2). If want to be heated, press the heating power button on the cover, which will begin to heat (Picture 3).

Picture 1



Picture 2



Picture 3



After use

- ▶ Turn of the power button on the control panel.
- ▶ Remove the plug from the power supply socket when not in use.

⚠ CAUTION

- ▶ Please do not touch power connect points after cover heated in case of a hot.



ON/OFF

- ▶ Press to turn ON.
- ▶ Press again to turn OFF.
- ▶ Default setting timer is 15 minutes.



Auto mode button

Press to enable AUTO program 1 (green light)

- ▶ foot air bag+heat
Press again to switch to program 2 (blue light)
- ▶ foot roller+heat+foot tapping
Press again to switch to program 3 (red light)
- ▶ foot air bag+foot roller+heat+foot tapping
Press again to switch to program 4 (purple light)
- ▶ foot air bag+foot roller+heat+foot tapping+ankle air bag



Heat button

Press to turn ON.
Press again to turn OFF.



Intensity button

Press to switch message INTENSITY.
Weak (green) > Middle (blue) > Strong (red)



Power button on top cover

Press to turn ON heating function on top cover.
Press again to turn OFF.

CAUTION

- ▶ Please do not use the product by standing posture or put any heavy object on the product to avoid any damage of the product.
Please do not stand or seat on the product.
- ▶ When moving the product, please do not pull the power cord or drag the product directly to avoid any damage.
- ▶ Do not try the product on a no-load basis to avoid wear and tear.

- ▶ Each massage program is 15 minutes. Product will stop once massage is completed.




Instructions before use

Please store this product in a dry place, do not expose the product to sunlight put the carpet under the product to minimize the working noise.

How to use it

This product uses only the AC 220V-240V, 50/60Hz power supply. Make sure your indoor voltage fits this specification parameter.

- ▶ Connect the AC power cord to the socket.



Do not pull the plug
with wet hands.




Storage

- ▶ Please store it in the packing carton, and put in a safe, dry, well-ventilated, and shaded place.
- ▶ Do not twist the power plug.
- ▶ Do not hand the power wire and pull the product.
- ▶ Avoid sharp items from destroying the surface of the product.
- ▶ Please don't store the machine under sunlight or in places of high temperature.

Clean

- ▶ Before cleaning, make sure that the power cord is unplugged from the electrical outlet and that the machine is completely cool.
- ▶ Use a damp cloth to clean the product. Ensure the product is completely dry before reuse.
- ▶ The detachable fabric cloth can be washed in a normal washing way.



Attention

- ▶ Make sure not to use benzene or thinner and other corrosive detergents to clean the product.

Maintenance

- ▶ Keep the product clean and store in a dry environment.
- ▶ When the product is not in use for a long time, please put a dustproof cover on the product.



If you meet the following problems, please referring to the following solutions. If the product is still malfunctioning or doesn't work, please send the product to our service centre or an authorized technician for the necessary checks and repair.

Conditions	Possible reason	Solutions
It doesn't work	<ol style="list-style-type: none">1. Plug isn't connected correctly to the socket.2. The power switch at the back is off.3. Switch key on control panel isn't on.	<ol style="list-style-type: none">1. Push the plug firmly into the socket.2. Switch on the power switch at the back of the product.3. Switch on the on/off key on the panel.
Stop working suddenly	<ol style="list-style-type: none">1. The power switch is off.2. Massage time is over 15 minutes.	<ol style="list-style-type: none">1. Check that the power plug is connected well.2. Restart the power supply switch.



PRODUCT SPECIFICATION


Power supply	AC 220V-240V, 50/60HZ
Power consumption	50W
Timer	15 minutes
Dimensions (LxWxH)	454.5x358.5x300 mm
Weight	7.3 Kg
Dimensions of packing box (LxWxH)	485x338x388 mm
Weight (including the packing box)	8 Kg



WARRANTY

1. The product is guaranteed for 12 months from the date of purchase.
2. The warranty is valid if the product is defective due to the fault of the manufacturer.
3. The warranty does not apply to mechanical damage and if there are signs of repair by unauthorized persons.

POWER FOOT





Antes de utilizar o seu massajador, leia atentamente todas as precauções e instruções deste manual. Os tipos de acidentes causados por mau uso são classificados em CUIDADO e AVISO. Guarde este manual em um local de fácil acesso para referência futura.

Instruções Importantes de Segurança	15
Componentes do Massajador	17
Funções e Princípios Operacionais	18
Instruções de Uso	19
Cuidado e Limpeza	21
Solução de Problemas	22
Dados Técnicos	23
Garantia	23



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- ▶ Antes de utilizar o seu massajador, por favor, leia todas as precauções e instruções neste manual para assegurar o seu funcionamento adequado.
- ▶ Use o produto apenas como descrito neste manual.
- ▶ Sempre desconecte o aparelho da tomada de energia, imediatamente após o uso e antes de limpá-lo.
- ▶ Não utilize este produto se tiver pele sensível, neuropatia ou má circulação sanguínea. Crianças e adultos com deficiência mental não devem usar este aparelho sem supervisão. O uso indevido pode ser perigoso.
- ▶ Nunca utilize este produto sob um cobertor. O superaquecimento pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- ▶ Não cubra este aparelho para evitar falhas no sistema elétrico ou danos causados por superaquecimento do motor.
- ▶ Se você sentir dor ou desconforto durante uma massagem, interrompa a operação imediatamente.
- ▶ Nunca faça funcionar este aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue danificado, se sofreu uma queda ou se danificou, ou se deixou cair na água. Envie o produto ao centro de serviços autorizado para examinem e reparem.
- ▶ Não utilize os componentes que não são recomendados.
- ▶ Não insira nenhum objeto nas aberturas do aparelho.
- ▶ Para desconectar, coloque todos os controles na posição OFF (desligado) e retire o plugue da tomada da parede.
- ▶ Este produto não foi desenvolvido para uso médico. Se você precisar de um diagnóstico ou tratamento profissional, por favor, consulte um médico.

Instruções de segurança relacionadas com as condições de trabalho

- ▶ Não use este massajador em um ambiente excessivamente úmido ou empoeirado, pois isso pode resultar em mau funcionamento.
- ▶ Não use este massajador em temperatura ambiente superior a 40 graus Celsius
- ▶ Não use este massajador ao ar livre.
- ▶ Evite colocar ou operar este massajador sob luz solar direta ou perto de um aparelho de aquecimento ou fogão.

AVISO

- ▶ Não utilize o massajador enquanto estiver dormindo ou se sentir sonolento.
- ▶ Não utilize este aparelho se estiver embriagado ou se sentir dor ou desconforto físico.
- ▶ Não utilize este aparelho por mais de 30 minutos.
- ▶ Não utilize este aparelho se a capa de tecido estiver gasta.
- ▶ Não utilize este aparelho dentro de uma hora antes ou depois de uma refeição.
- ▶ Ao utilizar o aparelho em uma temperatura ambiente baixa, não use repentinamente a função de aquecimento. Você pode ajustar a temperatura ambiente para a temperatura ambiente normal, antes de iniciar a função de calor.
- ▶ Ao mover este aparelho de um local de armazenamento de baixa temperatura para um local mais quente, pode causar mau funcionamento devido ao vapor de água acumulado nos componentes.
- ▶ Mantenha o aparelho em temperatura ambiente normal por uma hora antes de usá-lo.
- ▶ Não utilize este aparelho por muito tempo se algum componente estiver danificado ou se o aparelho estiver em uma condição anormal.
- ▶ Quando ocorrer uma queda de energia durante a massagem, tente evitar mais danos devido à restauração repentina de energia.
- ▶ Pare de usar o aparelho durante tempestade com raios e relâmpagos.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- ▶ Certifique-se de que este produto esteja longe de qualquer superfície quente.
- ▶ Consulte o seu médico antes de usar este massajador:
 - se você tiver as seguintes doenças: doença cardíaca, tumor maligno, dor nas costas, escoliose espinhal, hipertensão, osteoporose, etc.;
 - se você estiver grávida ou se você tiver o período;
 - se tiver desconforto físico, febre, inchaço ou inflamação, hematomas, alergias, etc.;
 - se o seu médico o proibiu de receber uma massagem para evitar lesões ou desconforto físico, como coágulos sanguíneos (trombose), aneurisma grave, tumor venoso agudo, todos os tipos de inflamações cutâneas, doenças infecciosas da pele (incluindo inflamação do tecido subcutâneo), etc.
 - Cuidados: Este massajador **NAO** deve ser utilizado por:
 - 1) Pessoas com um marcapasso ou outro dispositivo médico implantável.
 - 2) Pessoas com um coração artificial.
 - 3) Pessoas carregando um eletrocardiógrafo.

Do contrário, causará mau funcionamento deste dispositivo médico, colocando em risco a vida do usuário.

Instruções de segurança relacionadas com a fonte de alimentação


- ▶ Não ligue o aparelho com as mãos molhadas.
- ▶ Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem borrife nenhum líquido em sua superfície.

Instruções de segurança relacionadas com o cabo de alimentação/o plugue



- ▶ Não tente ligar ou desligar o aparelho com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico, ferimentos, avaria ou mau funcionamento.
- ▶ Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada na parede, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo.
- ▶ O aparelho pode ser usado ligado por no máximo 20 minutos contínuos (por omissão), e todas as funções são desativadas automaticamente após 15 minutos. Desligue o aparelho imediatamente após o uso.
- ▶ Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- ▶ Não coloque o aparelho ou objetos pesados em cima do cabo de alimentação.
- ▶ Não enrole o cabo de alimentação em volta do produto para evitar que ele seja danificado e cause choque elétrico ou incêndio.
- ▶ Não utilize o aparelho se o plugue ou o cabo estiverem danificados.
- ▶ Não utilize o aparelho se a tomada estiver solta.
- ▶ Nunca use o cabo de alimentação como alça ao transportar o aparelho.
- ▶ Se o conector do cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com um centro de serviço ou pessoal técnico autorizado para inspeção e reparo.



COMPONENTES DO MASSAJADOR



Adaptador de corrente




Preparação antes de usar

- ▶ Coloque o aparelho em um piso plano e remova o painel superior.

Maneira de usar

Passo 1: conexão via cabo

- ▶ 1. Ligue o adaptador de corrente ao conector do aparelho conforme ilustrado na figura à direita.
- ▶ 2. Insira o plugue de alimentação numa tomada elétrica CA 100-240~V



⚠ AVISO

- ▶ Antes de conectar, verifique se o cabo de alimentação está em boas condições.
- ▶ Não tente desconectar o cabo de alimentação com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.

Passo 2:

- ▶ Selecione uma cadeira com a altura desejada e coloque os pés no aparelho (Figura 1).

Passo 3:


- ▶ Pressione o botão liga/desliga «»
- ▶ A cobertura superior pode ser utilizada como assento (Figura 2). Se for necessário aquecimento, pressione o botão liga/desliga no painel de controle para iniciar a função de calor (Figura 3).

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Depois de usar:

- ▶ Pressione o botão liga/desliga.
- ▶ Desligue o aparelho se não for utilizá-lo.

⚠ AVISO

- ▶ Não toque nos pontos de conexão de energia após aquecer o painel em caso de superaquecimento.



Botão liga/desliga (ON/OFF)

- ▶ Pressione para LIGAR o massajador.
- ▶ Pressione novamente para DESLIGAR.
- ▶ O cronômetro por omissão é de 15 minutos.



Botão de modo automático

Pressione para iniciar o programa AUTOMÁTICO 1 (luz verde)

- ▶ airbag de massagem na sola dos pés + rolo de massagem na sola dos pés + massagem na sola dos pés por percussão + airbag de massagem no tornozelo
Pressione novamente para iniciar o programa AUTOMÁTICO 2 (luz azul)
- ▶ airbag de massagem na sola dos pés + rolo de massagem na sola dos pés + massagem na sola dos pés por percussão + airbag de massagem no tornozelo.
Pressione novamente para iniciar o programa AUTOMÁTICO 3 (luz vermelha)
- ▶ rolo de massagem na sola dos pés + massagem na sola dos pés por percussão.
Pressione novamente para iniciar o programa AUTOMÁTICO 4 (luz roxa)
- ▶ airbag de massagem na sola dos pés + airbag de massagem no tornozelo.



Botão de aquecimento

Pressione para ATIVAR o aquecedor.

Pressione novamente para DESATIVAR o aquecedor.



Botão de intensidade de massagem

Pressione para alterar a INTENSIDADE da massagem.

Baixa (luz verde) > média (luz azul) > alta (luz vermelha).



Botão liga/desliga no painel superior

Pressione para ATIVAR a função de aquecimento no painel superior.

Pressione novamente para DESATIVAR a função.

▲ AVISO

- ▶ Não suba no aparelho nem coloque objetos pesados em cima do aparelho para evitar danos. Use apenas quando estiver sentado.
- ▶ Não fique sobre o aparelho.
- ▶ Ao mover o aparelho, não puxe o cabo de alimentação do aparelho ou o próprio aparelho para evitar danos.
- ▶ Não teste o aparelho em marcha lenta para evitar desgaste.
- ▶ Cada programa de massagem dura 15 minutos. O aparelho irá parar de funcionar após o término da massagem.



Instruções antes de usar


Guarde o aparelho em local fresco e seco. Nunca guarde o aparelho em local onde a luz solar direta chegue. Coloque um tapete sob o aparelho para minimizar o ruído operacional.

Instruções de uso

Este aparelho é usado apenas para fonte de alimentação CA 220V-240V, 50/60Hz.

Antes de usar o aparelho, verifique se a voltagem da rede doméstica corresponde à indicada na placa de identificação do produto.

- ▶ Conecte o cabo de alimentação na tomada da parede



Nunca puxe a ficha com as mãos molhadas.




Armazenamento

- ▶ Armazene-o na caixa de embalagem e coloque-o em local seguro, seco, bem ventilado e com sombra.
- ▶ Não torça o plugue de alimentação.
- ▶ Não pendure o cabo de alimentação e puxe o produto.
- ▶ Evite que objetos pontiagudos destruam a superfície do produto.
- ▶ Não armazene a máquina sob luz solar direta ou em locais de alta temperatura.

Limpeza

- ▶ Desligue o aparelho da rede elétrica. Sempre deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.
- ▶ Use um pano para limpar o produto.
- ▶ Certifique-se de que o aparelho esteja completamente seco antes de usá-lo novamente.
- ▶ A capa de tecido removível pode ser lavada normalmente.



Aviso

- ▶ Não use álcool, acetona, gasolina ou agentes abrasivos para limpeza.

Manutenção

- ▶ Guarde o aparelho em local limpo e seco.
- ▶ Se não for utilizar o aparelho não por um longo período, coloque uma tampa à prova de poeira no aparelho.



Se você encontrar os seguintes problemas, consulte as soluções abaixo. Se o aparelho ainda apresentar mau funcionamento ou não funcionar, envie o produto ao nosso centro de serviço ou a um técnico autorizado para as verificações e reparos necessários.

Problema	Razão possível	Solução
O aparelho não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. O plugue de alimentação não está bem inserida na tomada de parede.2. O interruptor de alimentação na parte traseira está desligado.3. O interruptor no painel de controle não está ligado.	<ol style="list-style-type: none">1. Insira o plugue firmemente na tomada da parede.2. Ligue o interruptor na parte de trás do aparelho.3. Ligue o botão ON/OFF no painel.
O aparelho parou de funcionar inesperadamente	<ol style="list-style-type: none">1. O interruptor de alimentação está desligado.2. O tempo de massagem excedeu 15 minutos.	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que o plugue esteja conectado corretamente.2. Reinicie o interruptor de alimentação.



DADOS TÉCNICOS


Fonte de alimentação	CA 220V-240V, 50/60Hz
Potência elétrica	50W
Temporizador	15 min
Dimensões (C x L x A)	454.5x358.5x300 mm
Peso	7.3 Kg
Dimensões da caixa de embalagem (C x L x A)	485x338x388 mm
Peso (incluindo caixa de embalagem)	8 kg



GARANTIA

1. O fabricante garante este produto a partir da data da compra, por 12 (doze) meses.
2. A garantia deste produto cobre defeitos de fabricação e mão de obra.
3. A garantia não cobre danos causados por mau uso, tratamento inadequado e modificações e reparos não autorizados.

POWER FOOT





Antes de utilizar el masajeador lea cuidadosamente todas las precauciones e instrucciones en este manual. Las clases de accidentes causados por un uso incorrecto se clasifican en PRECAUCIÓN y NOTA. Guarde este manual en un lugar de fácil acceso para futuras consultas.

Instrucciones de Seguridad Importantes	26
Componentes del Masajeador	28
Funciones y Principios Operativos	29
Instrucciones de Uso	30
Cuidados y Limpieza	32
Solución de Problemas	33
Datos Técnicos	34
Garantía	34



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ▶ Lea todas las precauciones e instrucciones en este manual antes de usar el masajeador para garantizar su correcto funcionamiento.
- ▶ Utilice el producto solo según se describe en este manual.
- ▶ Desconecte siempre este producto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- ▶ No use este producto si tiene piel sensible, neuropatía o mala circulación sanguínea. Niños y adultos con discapacidad mental no deben usar este aparato sin la supervisión. El uso inadecuado puede ser peligroso.
- ▶ Nunca utilice este producto debajo de una manta. El sobrecalentamiento puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- ▶ No cubra este producto para prevenir fallas en el sistema eléctrico o daños provocados por sobrecalentamiento del motor.
- ▶ Si siente alguna molestia durante el masaje, detenga la operación inmediatamente.
- ▶ Nunca utilice este aparato si tiene un cable de alimentación o un enchufe dañados, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Envíe el producto a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- ▶ No utilice los componentes que no se recomiendan.
- ▶ No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato.
- ▶ Para desconectar, coloque todos los controles en la posición APAGADO y retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
- ▶ Este producto no está diseñado para uso médico. Si necesita un diagnóstico o tratamiento profesional, consulte a un médico.

Instrucciones de seguridad relacionadas con las condiciones de trabajo

- ▶ No use este masajeador en un ambiente excesivamente húmedo o polvoriento, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento.
- ▶ No utilice este masajeador a una temperatura ambiente superior a 40 grados centígrados.
- ▶ No utilice este masajeador al aire libre.
- ▶ Evite colocar u operar este masajeador bajo la luz solar directa o cerca de un aparato de calefacción o estufa.

NOTA

- ▶ No use el masajeador mientras duerme o se sienta somnoliento.
- ▶ No utilice este aparato si está en estado de ebriedad o si es que siente dolor o tenga molestia física.
- ▶ No se pare sobre el aparato, ni coloque ningún objetos pesados encima del aparato.
- ▶ No utilice este aparato durante más de 30 minutos.
- ▶ No utilice este aparato si la cubierta de tela está desgastada.
- ▶ No utilice este aparato dentro de una hora antes o después de una comida.
- ▶ Cuando utilice el aparato a una temperatura ambiente baja, no utilice repentinamente la función de calor. Puede ajustar la temperatura ambiente a la temperatura ambiente normal, antes de iniciar la función de calor.
- ▶ Cuando traslade este aparato de un lugar de almacenamiento a baja temperatura a un lugar más cálido, puede causar un mal funcionamiento debido al vapor de agua acumulado en los componentes. Mantenga el aparato a temperatura ambiente normal durante una hora antes de usarlo.
- ▶ No utilice este aparato durante mucho tiempo si algún componente están dañados o el aparato está en una condición anormal.
- ▶ Cuando se produzca una interrupción de la corriente durante el masaje, trate de evitar daños mayores debido a la restauración repentina de la energía.
- ▶ Deje de usar el aparato cuando hay truenos y relámpagos.



Instrucciones de seguridad para el usuario

- ▶ Asegúrese de que este producto esté lejos de cualquier superficie caliente.
- ▶ Consulte a su médico antes de usar este masajeador:
 - si tiene las siguientes enfermedades: enfermedades del corazón, tumor maligno, dolor de espalda, escoliosis espinal, hipertensión, osteoporosis, etc.;
 - si está embarazada o si tiene la regla;
 - si tiene molestia física, fiebre, hinchazón o inflamación, hematomas, alergias, etc.;
 - si su médico le ha prohibido recibir un masaje para evitar lesiones o molestias físicas como coágulos de sangre (trombosis), aneurisma severo, tumor venoso agudo, todo tipo de inflamaciones cutáneas, enfermedades infecciosas de la piel (incluida la inflamación del tejido subcutáneo), etc.
 - Precauciones: Este masajeador NO debe ser utilizado por:
 - 1) Personas con un marcapasos u otro dispositivo médico implantable.
 - 2) Personas un corazón artificial.
 - 3) Personas que porten un electrocardiógrafo.

De lo contrario, provocará un mal funcionamiento de este dispositivo médico, poniendo en peligro la vida del usuario

Instrucciones de seguridad relacionadas con la alimentación


- ▶ No enciende el aparato si sus manos están mojadas.
- ▶ No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido, ni rocíe ningún líquido sobre su superficie.

Instrucciones de seguridad relacionadas con el cable de alimentación/el enchufe



- ▶ No intente enchufar o desenchufar el aparato con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, una lesión, una avería o un mal funcionamiento.
- ▶ Nunca tire el cable de su aparato para desenchufarlo. Tire siempre del enchufe.
- ▶ El aparato se puede utilizar encendido por un máximo de 20 minutos continuos (por omisión), y todas las funciones se desactivan automáticamente después de 15 minutos. Desenchufe el aparato inmediatamente después de su uso.
- ▶ Guarde el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- ▶ No coloque el aparato u objetos pesados encima del cable de alimentación.
- ▶ No enrolle el cable de alimentación alrededor del producto para evitar que se dañe y provoque una descarga eléctrica o un incendio.
- ▶ No utilice este aparato si se ha dañado el enchufe o el cable.
- ▶ No utilice este aparato si la toma de corriente está suelta.
- ▶ Nunca use el cable de alimentación como mango cuando transporte el aparato.
- ▶ Si el conector del cable de alimentación está dañado, contactese con un centro de servicio ou con personal técnico autorizado para su revisión y reparación.



COMPONENTES DEL MASAJEADOR



Adaptador de corriente




Preparación antes de usar

- ▶ Coloque el aparato sobre un piso plano, luego retire el panel superior.

Modo de utilizar

Paso 1: conexión por medio de cable

- ▶ 1. Conecte el adaptador de corriente al conector del aparato como se muestra en la figura de la derecha.
- ▶ Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente CA 100-240 V



⚠ NOTA

- ▶ Antes de conectar, verifique que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.
- ▶ No intente desenchufar el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

Paso 2:

- ▶ Seleccione una silla de la altura deseada, luego ponga sus pies en el aparato (Fig. 1).

Paso 3:


- ▶ Presione el botón de encendido «»
- ▶ La cubierta superior se puede utilizar como asiento (Fig. 2). Si se requiere calentar, presione el botón de encendido en el panel de control para activar la función de calor (Fig. 3).

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Después del uso:

- ▶ Presione el botón de encendido.
- ▶ Desenchufe el aparato si no lo va a usar.

⚠ NOTA

- ▶ No toque los puntos de conexión de alimentación después de calentar el panel en caso de sobrecalentamiento.



Botón de encendido/apagado (ON/OFF)

- ▶ Presione para ENCENDER el masajeador.
- ▶ Presione nuevamente para APAGAR.
- ▶ El temporizador predeterminado es de 15 minutos.



Botón del modo automático

Presione para iniciar el programa AUTOMÁTICO 1 (luz verde)

- ▶ airbag para masaje de las plantas de pies + rodillo masaje de las plantas de pies + masaje de percusión de las plantas de pies + airbag para masaje de tobillo.

Presione de nuevo para iniciar el programa AUTOMÁTICO 2 (luz azul)

- ▶ airbag para masaje de las plantas de pies + rodillo masaje de las plantas de pies + masaje de percusión de las plantas de pies + airbag para masaje de tobillo.

Presione de nuevo para iniciar el programa AUTOMÁTICO 3 (luz roja)

- ▶ rodillo masaje de las plantas de pies + masaje de percusión de las plantas de pies.

Presione de nuevo para iniciar el programa AUTOMÁTICO 4 (luz morada)

- ▶ airbag para masaje de las plantas de pies + airbag para masaje de tobillo.



Botón de calentamiento

Presione para ACTIVAR el calentador.

Presione nuevamente para DESATIVAR el calentador.



Botón de la intensidad del masaje

Presione para cambiar la INTENSIDAD del masaje.

Baja (luz verde) > media (luz azul) > alta (luz roja).



Botón de encendido/apagado en el panel superior

Presione para ACTIVAR la función de calor en el panel superior.

Pulse de nuevo para DESATIVAR la función.

⚠ NOTA

- ▶ No se pare sobre el aparato, ni coloque ningún objetos pesados encima del aparato para evitar daños. Sólo use cuando esté sentado.
- ▶ No se pare sobre el aparato.
- ▶ Al desplazar el aparato, no tire el cable de alimentación del aparato o el propio aparato para evitar daños.
- ▶ No pruebe el dispositivo en reposo para evitar el desgaste.
- ▶ Cada programa de masaje tiene una duración de 15 minutos. El aparato dejará de funcionar después del final del masaje.




Instrucciones antes de usar

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. Nunca guarde el aparato en el lugar donde llegue luz de sol directamente. Coloque una alfombra debajo del aparato para minimizar el ruido de funcionamiento.

Instrucciones de uso

Este aparato solo se utiliza para una fuente de alimentación de CA de 220 V-240 V, 50/60 Hz. Antes de utilizar el aparato verifique que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.

- ▶ Enchufe el cable alimentación en la toma de la pared



Nunca tire del enchufe con las manos mojadas.




Almacenamiento

- ▶ Guárdelo en la caja de embalaje y colóquelo en un lugar seguro, seco, bien ventilado y sombreado.
- ▶ No tuerza el enchufe de alimentación.
- ▶ No cuelgue el cable de alimentación y tire del producto.
- ▶ Evite que los elementos afilados destruyan la superficie del producto.
- ▶ No almacene la máquina bajo la luz solar directa o en lugares de alta temperatura.

Limpieza

- ▶ Desconecte el aparato de la corriente. Siempre permite la que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- ▶ Use anuncioamp paño para limpiar el producto.
- ▶ Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a usarlo.
- ▶ La cubierta de tela retirable se puede lavar de forma normal.



Nota

- ▶ No use alcohol, acetone, gasoline o agentes abrasivos la limpieza.

Mantenimiento

- ▶ Guarde el aparato en un lugar limpio e seco.
- ▶ Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, coloque una cubierta a prueba de polvo en la unidad.



Si se encuentra con los siguientes problemas, consulte las siguientes soluciones. Si el aparato sigue funcionando mal o no funciona, envíe el producto a nuestro centro de servicio o a un técnico autorizado para las revisiones y reparaciones necesarias.

Problema	Razón posible	Solución
El aparato no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. El enchufe no está correctamente insertado la toma de la pared.2. El interruptor de encendido en la parte posterior está apagado.3. El interruptor del panel de control no está encendido.	<ol style="list-style-type: none">1. Inserte el enchufe firmemente en la toma de la pared.2. Encienda el interruptor de encendido en la parte posterior del aparato.3. Encienda el botón ON/OFF en el panel.
El aparato dejó de funcionar inesperadamente	<ol style="list-style-type: none">1. El interruptor de encendido está apagado.2. El tiempo de masaje ha superado los 15 minutos.	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente.2. Reinicie el interruptor de encendido.



DATOS TÉCNICOS


Fuente de alimentación	CA 220V-240V, 50/60HZ
Potencia eléctrica	50W
Temporizador	15 minutes
Dimensiones (LxAxA)	454.5x358.5x300 mm
Peso	7.3 Kg
Dimensiones de la caja de embalaje (LxAxA)	485x338x388 mm
Peso (incluida la caja de embalaje)	8 Kg



GARANTIA

1. El fabricante garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por 12 (doce) meses.
2. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra.
3. La garantía no cubre los daños causados por el mal uso, el tratamiento inadecuado y las modificaciones y reparaciones no autorizadas.

POWER FOOT





Pirms kāju masētāja lietošanas uzmanīgi izlasiet “Drošības pasākumus”. Drošības pasākumi ir sadalīti pēc bīstamības pakāpes - “brīdinājums” un “uzmanību”. Pēc izlasīšanas šī rokasgrāmata jāglabā viegli pieejamā vietā, lai turpmāk varētu iegūt vajadzīgo informāciju.

Drošības tehnikas instrukcijas	37
Ierīces daļas	39
Ierīces funkciju un darbības principa ilustrācijas	40
Ierīces ekspluatācijas rokasgrāmata	41
Ierīces apkalpošana	43
Darbības traucējumu novēršana	44
Izstrādājuma specifikācija	45
Garantijas saistības	45



Svarīgas drošības tehnikas instrukcijas

- ▶ Lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces darbību, pirms tās lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
- ▶ Izmantojiet šo ierīci tikai saskaņā ar rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
- ▶ Vienmēr atvienojiet šo ierīci no elektriskās kontaktligzdas uzreiz pēc izmantošanas un pirms tīrīšanas.
- ▶ Šo ierīci aizliegts lietot cilvēkiem ar jutīgu ādu, neiropātiju vai sliktu asinsriti. Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem ar mentāliem traucējumiem izmantot sildīšanas funkciju bez atbilstošas uzraudzības.
- ▶ Nepareiza lietošana var būt bīstama.
- ▶ Nelietojiet šo ierīci zem segas vai pārklāja. Tas var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumu.
- ▶ Neapsedziet šo ierīci, lai izvairītos no elektriskās darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas rodas motora pārmērīgas sakaršanas dēļ.
- ▶ Diskomforta rašanās gadījumā nekavējoties pārtrauciet masāžu.
- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet šo ierīci pēc tās krišanas, ar bojātu vadu vai kontaktdakšu; ja radies bojājums vai ja tā ir samirkusi. Lai veiktu nepieciešamās pārbaudes un labošanu, vērsieties autorizētā servisa centrā.
- ▶ Nelietojiet komponentus, ja tie nav ieteikti.
- ▶ Neievietojiet nepiederošus priekšmetus ierīces atverēs.
- ▶ Ja vēlaties izslēgt strāvu, pārslēdziet, vai visas vadīklas ir izslēgtas, kā arī izņemiet no kontaktligzdas kontaktdakšu.
- ▶ Nelietojiet šo ierīci kā medicīnas izstrādājumu. Ja nepieciešama profesionāla diagnostika vai ārstēšana, konsultējieties ar medicīnas darbinieku.

Ar darba vides apstākļiem saistītie piesardzības pasākumi

- ▶ Nelietojiet šo masētāju mitrā vai pārmērīgi putekļainā vidē, lai izvairītos no nepareizas darbības.
- ▶ Nelietojiet šo masētāju temperatūrā, kas ir augstāka par 40 grādiem pēc Celsija.
- ▶ Nelietojiet šo masētāju ārpus telpas.
- ▶ Nenovietojiet un nelietojiet šo masētāju tiešos saules staros vai blakus sildierīcēm, plītim.

UZMANĪBU

- ▶ Neaizmiedziet ar strādājošu masētāju.
- ▶ Neizmantojiet šo ierīci alkohola reibumā vai fiziskas neveselības gadījumā.
- ▶ Nekāpiet uz ierīces un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
- ▶ Neizmantojiet šo ierīci ilgāk par 30 minūtēm.
- ▶ Nelietojiet šo ierīci, ja auduma pārvalks ir nolietojies.
- ▶ Nelietojiet šo ierīci stundu pirms un pēc ēšanas.
- ▶ Ja ierīce tiek izmantota zemā istabas temperatūrā, neieslēdziet uzreiz uzsildīšanas funkciju. Pirms ieslēgt uzsildīšanas funkciju, istabas temperatūru paaugstiniet līdz normālai istabas temperatūrai.
- ▶ Pārvietojot šo ierīci no zemas temperatūras uzglabāšanas vietas uz siltāku telpu, ierīce var sabojāties uz komponentiem izveidojušos ūdens tvaiku dēļ. Pirms lietošanas ierīci uz vienu stundu atstājiet normālā istabas temperatūrā.
- ▶ Neizmantojiet šo ierīci ilgstoši, ja kādi komponenti ir bojāti vai ierīce ir neparastā stāvoklī.
- ▶ Ja masāžas laikā notikusi strāvas pārtraukšana, centieties izvairīties no turpmākiem bojājumiem, kas rodas, pēkšņi atjaunojot enerģijas apgādi.
- ▶ Nelietojiet izstrādājumu negaisa vai zibens laikā.



Drošības pasākumi lietotājiem

- ▶ Pārliecinieties, vai ierīce atrodas tālu no karstajām virsmām.
- ▶ Konsultējieties ar ārstu pirms lietošanas šādu slimību gadījumā:
 - Personas, kas cieš no sirds slimībām, ļaundabīgiem audzējiem, mugurkaula sāpēm, mugurkaula skoliozes, hipertensijas, osteoporozes u.c.
 - Grūtnieces un sievietes menstruāciju periodā.
 - Personas, kuras izjūt fizisku diskomfortu, personas drudža stadijā, ar tūsku, iekaisumiem, asiņošanu, alerģiskām reakcijām u.c.
 - Personas, kurām ārsts aizliedzīs veikt masāžu, lai izvairītos no traumu vai fiziska diskomforta rašanās, piemēram, trombozes, smagas aneirismas, akūta vēnu audzēja, visu veidu ādas iekaisumu, infekcijas ādas slimību (ieskaitot zemādas šķiedrvielu iekaisumu) gadījumā u.c.
 - Brīdinājumi: masētāju nedrīkst izmantot:
 - 1) Personas ar elektrokardiostimulatoriem vai citām implantējamām medicīnas ierīcēm.
 - 2) Personas ar mākslīgo sirdi.
 - 3) Personas, kuras nēsā elektrokardiogrāfu.


Pretējā gadījumā tas izraisīs medicīniskā aprīkojuma darbības bojājumus, apdraudot lietotāja dzīvību.

Ar elektroapgādi saistītie drošības pasākumi



- ▶ Neieslēdziet ierīci ar mitrām rokām.
- ▶ Neiegremdējiet ierīci ūdenī un neizsmidziniet uz tās ūdeni vai šķidrumus.

Piesardzības pasākumi barošanas vadiem/kontaktdakšām

- ▶ Nepievienojiet un neizvelciet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai ierīces bojājuma rašanās.
- ▶ Nevelciet aiz vada, kad kontaktdakšu izņemat no kontaktlīgšanas. Turiet tieši kontaktdakšu.
- ▶ Darba laiks pēc noklusējuma ir 20 minūtes, visas funkcijas pārstāj darboties pēc 15 minūtēm. Atvienojiet šo ierīci no elektriskās kontaktlīgšanas tūlīt pēc lietošanas.
- ▶ Vadu turiet tālāk no karstām virsmām.
- ▶ Nelieciet barošanas kontaktdakšu zem izstrādājuma vai smagiem priekšmetiem.
- ▶ Netiniet uz izstrādājuma barošanas kabeļa kontaktdakšu, tas var izraisīt tās bojājumu, elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- ▶ Nelietojiet šo ierīci, ja ir bojāti barošanas vads vai kontaktdakša.
- ▶ Neizmantojiet šo ierīci, ja kontaktlīgšana nav labi nostiprināta.
- ▶ Nepārnēsājiet šo ierīci aiz barošanas vada un neizmantojiet to kā rokturi.
- ▶ Ja bojāts elektropadeves savienotājs, sazinieties ar servisa centru vai autorizētu tehnisko personālu, lai veiktu nepieciešamo pārbaudi un tehnisko apkopi.



Barošanas adapteris




Sagatavošanas procedūras pirms izmantošanas

- ▶ Ierīci novietojiet uz līdzenas grīdas, pēc tam noņemiet augšējo paneli.

Izmantošanas veids

1 Solis: vada pieslēgšana

- ▶ 1. Pievienojiet barošanas adapteri elektrotīkla līnijas spraudnim ierīcē, kā parādīts labajā pusē.
- ▶ 2. Barošanas kontaktdakšu AC 100-240-V ievietojiet elektrotīkla spraudņa kontaktligzdā




⚠ UZMANĪBU

- ▶ Pirms savienojuma izveides pārbaudiet un pārliecinieties, ka barošanas vads ir labā stāvoklī.
- ▶ Neizņemiet barošanas vadu ar mitrām rokām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

2 Solis:

- ▶ Izvēlieties vēlamā augstuma krēslu, pēc tam pēdas novietojiet ierīcē (Figura 1).

3 Solis:

- ▶ Nospiediet barošanas pogu «»
- ▶ Augšējo vāku var izmantot kā sēdekli (2 attēlu). Ja nepieciešama sildīšana, vadības paneli nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu sildīšanu (3 attēlu).

1 attēlu



2 attēlu



3 attēlu



Pēc lietošanas:

- ▶ Nospiediet barošanas pogu.
- ▶ Ja izstrādājums netiek izmantots, kontaktdakšu izņemiet no kontaktligzdas.

⚠ UZMANĪBU

- ▶ Pārkaršanas gadījumā pēc paneļa uzsildīšanas nepieskarieties barošanas pieslēguma punktiem.



IESLĒGTS/IZSLĒGTS

- ▶ Nospiediet, lai IESLĒGTU.
- ▶ Nospiediet vēlreiz, lai IZSLĒGTU.
- ▶ Noklusējuma taimeris ir iestatīts uz 15 min.



Automātiskā režīma poga

Nospiediet, lai ieslēgtu AUTOMĀTISKO 1. programmu (zaļš indikators)

- ▶ pēdu pneimospilvens + pēdu rullītis + pēdu perkusijas masāža + pneimospilvens apakšstilbam.

Nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu 2. programmu (zils indikators)

- ▶ pēdu pneimospilvens + pēdu rullītis + pēdu perkusijas masāža + pneimospilvens apakšstilbam.

Nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu 3. programmu (sarkans indikators)

- ▶ pēdu rullītis + pēdu perkusijas masāža.

Nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu 4. programmu (violets indikators)

- ▶ pēdu pneimospilvens + apakšstilba pneimospilvens.



Uzsildīšanas poga

Nospiediet, lai IESLĒGTU.

Nospiediet vēlreiz, lai IZSLĒGTU.



Intensitātes regulēšanas poga

Nospiediet, lai pārslēgtu masāžas INTENSITĀTI.

Viegla (zaļš) > Vidēja (zils) > Spēcīga (sarkans).



Barošanas poga augšējā panelī

Nospiediet, lai IESLĒGTU augšējā panela sildīšanas funkciju.

Nospiediet vēlreiz, lai IZSLĒGTU.

⚠ UZMANĪBU

- ▶ Nelietojiet ierīci stāvēt un nenovietojiet uz tās smagus priekšmetus, lai nesabojātu ierīci.
- ▶ Nestāviet uz ierīces.
- ▶ Pārvietojot ierīci, nevelciet aiz strāvas vada un nevelciet ierīci tieši, lai izvairītos no bojājumiem.
- ▶ Lai izvairītos no nodiluma, nepārbaudiet ierīci tukšgaitā.
- ▶ Katra masāžas programma ilgst 15 minūtes. Ierīce pārtrauks darboties pēc masāžas beigām.



Instrukcijas pirms lietošanas

Šo ierīci uzglabājiet sausā vietā, nepakļaujiet to saules staru iedarbībai.


Lai samazinātu darbības troksni, zem ierīces novietojiet paklājiņu.

Lietošanas instrukcija

Šī ierīce darbojas tikai ar AC 220V-240V ~ 50/60 Hz maiņstrāvu.

Pārliedzinieties, vai iekšējais spriegums atbilst šim specifikācijas parametram.

- ▶ Strāvas vadu pievienojiet strāvas kontaktligzdai



Nevelciet kontaktdakšu ar
mitrām rokām.




Uzglabāšana

- ▶ Glabājiet to kartona iepakojumā un nolieciet drošā, sausā, labi vēdināmā un ēnainā telpā.
- ▶ Nepārgrieziet tīkla dakšu.
- ▶ Nekariniet barošanas vadu un nevelciet ierīci.
- ▶ Nepieļaujiet ierīces virsmas bojājumu ar asiem priekšmetiem.
- ▶ Neuzglabājiet ierīci tiešos saules staros vai vietās ar augstu temperatūru.

Tīrīšana

- ▶ Pirms tīrīšanas pārliedzieties, vai strāvas vads ir atvienots no elektrības kontaktligzdas un vai iekārta ir pilnībā atdzisusi.
- ▶ Notīriet ierīci ar mitru drānu.
- ▶ Pirms atkārtotas lietošanas pārliedzieties, vai ierīce ir pilnībā izžuvusi.
- ▶ Noņemamo auduma pārvalku var mazgāt parastajā veidā.



Uzmanību

- ▶ Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet benzīnu, šķīdinātāju vai citus kodīgus mazgāšanas līdzekļus.

Apkalpošana

- ▶ Glabājiet ierīci tīrā un sausā vietā.
- ▶ Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota, pārsedziet ierīci ar putekļu auduma aizsargpārvalku.



Ja rodas šādas problēmas, pievērsiet uzmanību tam, kā tās atrisināt. Ja ierīce turpina darboties nepareizi vai nedarbojas, nosūtiet ierīci uz mūsu servisa centru vai pilnvarotam tehniskajam speciālistam, lai veiktu nepieciešamo pārbaudi un remontu.

Problēmas	Iespējamais iemesls	Problēmas atrisināšanas veids
Ierīce nedarbojas	<ol style="list-style-type: none">1. Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.2. Aizmugurējais strāvas slēdzis ir izslēgts.3. Nav ieslēgts vadības paneļa slēdzis.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontaktdakšu stingri ievietojiet kontaktligzdā.2. Ieslēdziet strāvas slēdzi ierīces aizmugurē.3. Ieslēdziet ON/OFF taustiņu uz paneļa.
Ierīces darbība pēkšņi apstājas	<ol style="list-style-type: none">1. Strāvas slēdzis izslēgts.2. Masāžas laiks pārsniedzis 15 min.	<ol style="list-style-type: none">1. Pārliedzinieties, vai kontaktdakša ir pareizi pieslēgta.2. Restartējiet strāvas slēdzi.



SEADME SPETSIFIKATSIOON


Toiteallikas	CA 220V-240V, 50/60Hz
Tarbitav võimsus	50W
Taimer	15 min
Mõõdud (PxLxK)	454.5x358.5x300 mm
Kaal	7.3 Kg
Pakkekarbi mõõtmed (PxLxK)	485x338x388 mm
Kaal (koos pakkekarbiga)	8 kg



GARANTIJAS SAISTĪBAS

1. Izstrādājumam ir spēkā 12 mēnešu garantija no pirkuma dienas.
2. Garantija ir spēkā, ja izstrādājuma bojājums radies ražotāja vainas dēļ.
3. Garantijas saistības neattiecas uz mehāniskiem bojājumiem un ja ir nepilnvarotu personu veikta remonta pazīmes.

POWER FOOT





Vă rugăm să citiți cu atenție "Măsuri de precauție" înainte de a utiliza aparatul de masaj pentru picioare. Măsurile de precauție sunt împărțite în funcție de gradul de pericol în "note" și "atenție". După citirea instrucțiunii, aceasta trebuie păzită într-un loc ușor accesibil pentru a obține informațiile necesare în viitor.

Instrucțiuni de precauție	48
Părți ale aparatului	50
Ilustrații ale funcțiilor și principiului de funcționare al aparatului	51
Instrucțiuni de utilizare a aparatului	52
Întreținerea aparatului	53
Depanare	55
Specificația aparatului	56
Obligații de garanție	56



INSTRUCȚIUNI DE PRECAUȚIE

Instrucțiuni importante de precauție

- ▶ Pentru a asigura funcționarea sigură și corectă a aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a-l utiliza.
- ▶ Utilizați acest aparat numai conform instrucțiunilor din acest manual
- ▶ Deconectați întotdeauna acest aparat de la priza electrică imediat după utilizarea și înainte de curățarea.
- ▶ Acest aparat nu este permis să fie utilizat de persoanele cu piele sensibilă, neuropatie sau circulație sanguină slabă. Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități mintale să utilizeze funcția de încălzire fără o supraveghere adecvată. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- ▶ Nu utilizați acest aparat sub o pătură sau cuvertură de pat. Acest lucru poate duce la supraîncălzire, incendiu, electrocutare sau rănire.
- ▶ Nu acoperiți acest aparat pentru a evita problemele electrice sau deteriorarea cauzată de încălzirea excesivă a motorului.
- ▶ Opriiți imediat masajul, dacă apare disconfort.
- ▶ Nu utilizați niciodată acest aparat după ce a căzut, cu un cablu sau o priză deteriorată; dacă există o defecțiune sau dacă s-a udat. Contactați un centru de suport autorizat pentru inspecția și repararea necesare.
- ▶ Nu utilizați detalii decât dacă au fost recomandate.
- ▶ Nu introduceți obiecte străine în găurile aparatului.
- ▶ Dacă trebuie să opriți alimentarea, asigurați-vă că toate părțile sunt oprite și, de asemenea, deconectați aparatul de la priză.
- ▶ Nu utilizați acest aparat ca un aparat medical. Dacă aveți nevoie de un diagnostic sau tratament profesional, consultați un medic.

Precauții legate de condițiile mediului de lucru

- ▶ Nu utilizați acest aparat de masaj într-un mediu umed sau plin de praf pentru a evita funcționarea necorespunzătoare.
- ▶ Nu utilizați acest aparat de masaj la temperaturi de peste 40 de grade Celsius.
- ▶ Nu utilizați acest aparat de masaj în aer liber.
- ▶ Nu așezați și nu utilizați acest aparat de masaj în lumina directă a soarelui sau lângă aparate de încălzire, sobe.

ATENȚIE

- ▶ Nu adormiți cu aparatul de masaj în funcțiune.
- ▶ Nu utilizați acest aparat dacă sunteți intoxicați sau nu vă simțiți bine fizic.
- ▶ Nu stați pe aparat și nu așezați obiecte grele pe el.
- ▶ Nu utilizați acest aparat mai mult de 30 de minute.
- ▶ Nu utilizați acest aparat dacă capacul din material textil este uzat.
- ▶ Nu utilizați acest aparat timp de o oră înainte și după masă.
- ▶ Dacă aparatul este utilizat la o temperatură scăzută a camerei, nu porniți imediat funcția de încălzire. Aduceți temperatura camerei la temperatura normală înainte de a porni funcția de încălzire.
- ▶ Când mutați acest aparat dintr-un loc de depozitare cu temperatură scăzută într-o cameră mai caldă, aparatul se poate rupe din cauza vaporilor de apă formați pe părțile lui. Lăsați aparatul la temperatura normală a camerei timp de o oră înainte de utilizare.
- ▶ Nu utilizați acest aparat pentru o perioadă lungă de timp dacă părțile sunt deteriorate sau aparatul se află într-o stare neobișnuită.
- ▶ Dacă există o întrerupere a curentului în timpul masajului, încercați să evitați deteriorarea ulterioară care rezultă dintr-o restaurare bruscă a economisirii de energie.



Precauții pentru utilizatori

- ▶ Asigurați-vă că aparatul se află departe de suprafețele fierbinți.
- ▶ Consultați-vă medicul înainte de utilizare în cazul următoarelor boli:
 - Persoanele care suferă de boli de inimă, afecțiuni maligne, dureri ale coloanei vertebrale, scolioză a coloanei vertebrale, hipertensiune arterială, osteoporoză, etc.
 - Femeile gravide și femeile în timpul menstruației.
 - Persoanele care se confruntă cu disconfort fizic, persoanele cu stadiul de febră, cu umflături, inflamații, vânătăi, reacții alergice, etc.
 - Persoanele cărora le-a fost interzis de către medic să facă masaj pentru a evita rănirea sau disconfortul fizic, de exemplu, cu tromboză, anevrism sever, tumoare venoasă acută, toate tipurile de inflamații ale pielii, boli infecțioase ale pielii (inclusiv inflamația țesutului subcutanat) etc.
 - Notă: aparatul de masaj nu poate fi folosit:
 - 1) Persoanele cu stimulator cardiac sau alte aparate medicale implantabile.
 - 2) Persoane cu inimi artificiale.
 - 3) Persoanele care poartă un electrocardiograf.

În caz contrar, utilizarea aparatului va provoca o defecțiune a echipamentului medical, punând viața utilizatorului în pericol.

Precauții legate de sursa de alimentare


- ▶ Nu porniți aparatul cu mâinile ude.
- ▶ Nu scufundați aparatul în apă și nu pulverizați apă sau lichide pe el.

Precauții pentru cablul de alimentare / ștecher



- ▶ Nu conectați și nu scoateți ștecherul cu mâinile ude. În caz contrar, poate apărea un șoc electric sau o defecțiune a aparatului.
- ▶ Nu trageți cablul când scoateți ștecherul din priză. Țineți direct ștecherul.
- ▶ Timpul de funcționare implicit este de 20 de minute, toate funcțiile nu mai funcționează după 15 minute. Deconectați acest aparat de la priza electrică imediat după utilizare.
- ▶ Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți.
- ▶ Nu așezați ștecherul sub produs sau sub obiecte grele.
- ▶ Nu înfășurați ștecherul de alimentare pe produs, acesta poate provoca deteriorarea acestuia, poate provoca șocuri electrice sau incendiu.
- ▶ Nu utilizați acest aparat dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- ▶ Nu utilizați acest aparat dacă priza nu este fixată corect.
- ▶ Nu trageți acest aparat prin cablul de alimentare și nu utilizați cablul ca mâner.
- ▶ Dacă conectorul de alimentare este deteriorat, contactați centrul de suport sau personalul tehnic autorizat pentru inspecția și întreținerea necesare.



PĂRȚI ALE APARATULUI



adaptor de alimentare



ILUSTRĂȚII ALE FUNCȚIILOR ȘI PRINCIPIULUI DE FUNCȚIONARE AL APARATULUI


Proceduri pregătitoare înainte de utilizare

- ▶ Așezați aparatul pe o podea plată, apoi scoateți panoul superior.

Mod de utilizare

Pasul 1: conexiune prin cablu

- ▶ 1. Conectați adaptorul de alimentare la priza de alimentare a liniei de alimentare de pe aparat, așa cum se arată în dreapta.
- ▶ Introduceți ștecherul de alimentare în priza de curent alternativ 100-240 V



⚠ ATENȚIE

- ▶ Înainte de conectare, verificați și asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat.
- ▶ Nu scoateți cablul de alimentare cu mâinile ude pentru a evita electrocutarea.

Pasul 2:

- ▶ Selectați un scaun cu înălțimea dorită, apoi puneți picioarele în aparat (Fig. 1).

Pasul 3:


- ▶ Apăsăți butonul de alimentare «»
- ▶ Capacul superior poate fi folosit ca scaun (Fig. 2). Dacă este necesară încălzirea, apăsați butonul de alimentare de pe panoul de comandă pentru a porni încălzirea (Fig. 3).

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



După utilizare:

- ▶ Apăsăți butonul de alimentare.
- ▶ Scoateți ștecherul din priză, dacă aparatul nu este utilizat.

⚠ ATENȚIE

- ▶ Nu atingeți punctele de conectare a alimentării după încălzirea panoului în caz de supraîncălzire.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A APARATULUI



PORNIT / OPRIT

- ▶ Apăsăți pentru a activa.
- ▶ Apăsăți din nou pentru a porni.
- ▶ Cronometrul implicit este setat la 15 minute.



Buton mod automat

- Apăsăți pentru a activa programul AUTOMAT 1 (indicator verde)
- ▶ pernă de aer pentru picioare + rolă pentru picioare + masaj cu percuție pentru picioare + pernă de aer pentru gleznă.
- Apăsăți din nou pentru a activa programul 2 (indicator albastru)
- ▶ pernă de aer pentru picioare + rolă pentru picioare + masaj cu percuție pentru picioare + pernă de aer pentru gleznă.
- Apăsăți din nou pentru a activa programul 3 (indicator roșu)
- ▶ role pentru picioare + masaj pentru picioare cu percuție.
- Apăsăți din nou pentru a activa programul 4 (indicator violet)
- ▶ pernă de aer pentru picior + pernă de aer pentru gleznă.



Buton de încălzire

- Apăsăți pentru A PORNII.
- Apăsăți din nou pentru A OPRII.



Buton de reglare a intensității

- Apăsăți pentru a comuta INTENSITATEA masajului.
- Mică (verde) > medie (albastru) > înaltă (roșu).



Butonul de alimentare de pe panoul de comandă

- Apăsăți pentru A PORNII funcția de încălzire a panoului superior.
- Apăsăți din nou pentru A OPRII.

ATENȚIE

- ▶ Nu stați pe aparatul cu picioare și nu puneți obiecte grele pe el pentru a evita deteriorarea acestuia.
- ▶ Nu stați pe aparat.
- ▶ În timpul deplasării aparatului, nu trageți cablul de alimentare și nu trageți aparatul direct pentru a evita deteriorarea acestuia.
- ▶ Nu testați aparatul la ralanti pentru a evita uzura.
- ▶ Fiecare program de masaj durează 15 min. Aparatul se va opri după finalizarea masajului.



Instrucțiuni înainte de utilizare


Păstrați acest aparat într-un loc uscat și nu expuneți aparatul la lumina soarelui.

Puneți un covor sub aparat pentru a minimiza zgomotul de lucru.

Instrucțiuni de utilizare

Acest aparat este utilizat numai cu sursa de alimentare AC 220V-240V, 50/60 Hz. Asigurați-vă că tensiunea internă corespunde acestui parametru al specificației.

- ▶ Conectați cablul de alimentare c. a. la o priză



Nu trageți ștecherul cu mâinile ude.




ÎNTREȚINEREA APARATULUI

Păstrare

- ▶ Păstrați-l într-o cutie de carton și puneți-l într-o cameră sigură, uscată, bine ventilată și umbrită.
- ▶ Nu răsuciți ștecherul.
- ▶ Nu agățați cablul de alimentare și nu trageți aparatul.
- ▶ Nu deteriorați suprafața dispozitivului cu obiecte ascuțite.
- ▶ Nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui sau în locuri cu temperaturi ridicate.

Curățare

- ▶ Înainte de curățare, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priza electrică și că aparatul s-a răcit complet.
- ▶ Curățați aparatul cu o cârpă umedă.
- ▶ Asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de reutilizare.



ATENȚIE

- ▶ Este strict interzis să folosiți benzină, solvent sau alți detergenți caustici pentru a curăța dispozitivul.

Întreținerea aparatului

- ▶ Păstrați aparat curat într-un loc uscat.
- ▶ Dacă aparatul nu este folosit mult timp, acoperiți aparatul cu un capac de praf.



Dacă apar următoarele probleme, acordați atenție metodelor de rezolvare a acestora. Dacă aparatul continuă să funcționeze incorect sau nu funcționează, trimiteți aparatul la centrul nostru de suport sau la un specialist autorizat pentru inspecția și repararea necesare.

Problemă	Cauză posibilă	Metodă de rezolvare a problemei
Aparat nu funcționează	<ol style="list-style-type: none">1. Ștecherul este introdus incorect în priză.2. Butonul de alimentare din spate este oprit.3. Butonul de pe panoul de comandă nu este pornit.	<ol style="list-style-type: none">1. Introduceți ștecherul ferm în priză.2. Porniți butonul de alimentare din spatele aparatului.3. Porniți butonul PORNIT/ PRIT de pe panou.
Funcționarea aparatului sa oprit în mod neașteptat	<ol style="list-style-type: none">1. Butonul de alimentare este oprit.2. Timpul de masaj a depășit 15 min.	<ol style="list-style-type: none">1. Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect.2. Reporniți butonul de alimentare.



SPECIFICAȚIA APARATULUI


Sursă de alimentare	AC 220V-240V, 50/60HZ
Putere	50W
Timer	15 min.
Dimensiuni (LxLxÎ)	454.5x358.5x300 mm
Greutate	7.3 Kg
Dimensiunile cutiei de ambalare (LxLxÎ)	485x338x388 mm
Greutate (inclusiv cutie de ambalare)	8 Kg



OBLIGAȚII DE GARANȚIE

1. Aparat este garantat timp de 12 luni de la data achiziției.
2. Garanția este valabilă dacă defectiunea aparatului a apărut din vina producătorului.
3. Obligațiile de garanție nu se aplică în caz de deteriorare mecanică și dacă există semne de reparație de către persoane neautorizate.

POWER FOOT



Οδηγίες για τη φροντίδα και τη λειτουργία



Διαβάστε προσεκτικά τα "Μέτρα ασφαλείας" πριν χρησιμοποιήσετε το μασάζ ποδιών. Τα μέτρα ασφαλείας χωρίζονται ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου σε "προειδοποίηση" και "προσοχή". Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες στο μέλλον.

Οδηγίες ασφαλείας	59
Μέρη της συσκευής	61
Απεικονίσεις των λειτουργιών και της αρχής λειτουργίας της συσκευής	62
Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συσκευής	63
Συντήρηση συσκευής	65
Αντιμετώπιση προβλημάτων	66
Προδιαγραφή Συσκευών	67
Υποχρεώσεις εγγύησης	67



Προφυλάξεις για τους χρήστες

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ▶ Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση σε περίπτωση των ακόλουθων νόσων:
 - Άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις, κακοήθεις όγκους, πόνο στη σπονδυλική στήλη, σκολίωση της σπονδυλικής στήλης, υπέρταση, οστεοπόρωση κλπ.
 - Έγκυες γυναίκες και γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.
 - Άτομα που αντιμετωπίζουν σωματική δυσφορία, άτομα με στάδιο πυρετού, με οίδημα, φλεγμονή, μώλωπες, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ.
 - Άτομα που έχουν απαγορευτεί από το γιατρό να κάνουν μασάζ για να αποφύγουν τραυματισμό ή σωματική δυσφορία, για παράδειγμα, με θρόμβωση, σοβαρό ανεύρυσμα, οξύ φλεβικό όγκο, όλους τους τύπους φλεγμονής του δέρματος, μολυσματικές δερματικές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής του υποδόριου ιστού) κλπ.
 - Προειδοποιήσεις: το μασάζ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
 - 1) Άτομα με βηματοδότη ή άλλες εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές.
 - 2) Άτομα με τεχνητές καρδιές.
 - 3) Άτομα που φορούν ηλεκτροκαρδιογράφο.

Διαφορετικά, θα προκαλέσει δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού και θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του χρήστη.

Προφυλάξεις που σχετίζονται με την παροχή ρεύματος

- ▶ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- ▶ Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην ψεκάζετε νερό ή υγρά πάνω της.

Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας / βύσμα

- ▶ Μην συνδέετε ή αφαιρείτε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.
- ▶ Μην τραβάτε τα καλώδια όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα. Κρατήστε απευθείας το βύσμα.
- ▶ Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 20 λεπτά. Όλες οι λειτουργίες σταματούν να λειτουργούν μετά από 15 λεπτά. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- ▶ Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ▶ Μην τοποθετείτε το φις κάτω από το προϊόν ή βαριά αντικείμενα.
- ▶ Μην τυλίγετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στο προϊόν, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν η πρίζα δεν είναι σωστά ασφαλισμένη.
- ▶ Μην μεταφέρετε αυτήν τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- ▶ Εάν ο συνδετήρας δύναμης είναι χαλασμένος, ελάτε σε επαφή με το κέντρο υπηρεσιών ή το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την απαραίτητες επιθεώρηση και τη συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΉ

- ▶ Μην κοιμηθείτε με ένα μασάζ εργασίας.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ενώ είστε σε κατάσταση μέθης ή σωματικά αδιαθεσία.
- ▶ Μην στέκεστε στη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.




- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για περισσότερο από 30 λεπτά.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το κάλυμμα του υφάσματος είναι φθαρμένο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για μια ώρα πριν και μετά το γεύμα.
- ▶ Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία δωματίου, μην ενεργοποιήσετε αμέσως τη λειτουργία θέρμανσης. Φέρτε τη θερμοκρασία δωματίου σε κανονική θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία θέρμανσης.
- ▶ Κατά τη μετακίνηση αυτής της συσκευής από μια θέση αποθήκευσης με χαμηλή θερμοκρασία σε ένα θερμότερο δωμάτιο, η συσκευή μπορεί να σπάσει λόγω υδρατμών που σχηματίζονται στα εξαρτήματα.
- ▶ Αφήστε τη συσκευή σε κανονική θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα πριν τη χρήση.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν κάποια εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή η συσκευή βρίσκεται σε ασυνήθιστη κατάσταση.
- ▶ Εάν υπάρχει διακοπή του ρεύματος κατά τη διάρκεια του μασάζ, προσπαθήστε να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές που προκύπτουν από την ξαφνική αποκατάσταση της εξοικονόμησης ενέργειας.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



- ▶ Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- ▶ Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- ▶ Πάντα να αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- ▶ Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με ευαίσθητο δέρμα, νευροπάθεια ή κακή κυκλοφορία του αίματος. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με νοητική αναπηρία να χρησιμοποιούν τη λειτουργία θέρμανσης χωρίς κατάλληλη επίβλεψη. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή κάλυμμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- ▶ Μην καλύπτετε αυτήν τη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτρικά προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική θέρμανση του κινητήρα.
- ▶ Εάν εμφανιστεί δυσφορία, σταματήστε αμέσως το μασάζ.
- ▶ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή αφού πέσει, με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν υπάρχει δυσλειτουργία ή εάν βραχεί. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την απαραίτητη επιθεώρηση και επισκευή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός εάν έχουν προταθεί.
- ▶ Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής.
- ▶ Εάν πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα και επίσης αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως ιατρική συσκευή. Εάν χρειάζεστε επαγγελματική διάγνωση ή θεραπεία, συμβουλευτείτε έναν ιατρό.

Προφυλάξεις σχετικές με τις συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μασάζ σε υγρό ή υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον για να αποφύγετε ακατάλληλη λειτουργία.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 40° βαθμών Κελσίου.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μασάζ σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε αυτό το μασάζ σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές θέρμανσης, σόμπες.



μετασχηματιστής





ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Προπαρασκευαστικές διαδικασίες πριν από τη χρήση

- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο πάτωμα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το επάνω πλαίσιο.

Τρόπος χρήσης

Βήμα 1: Σύνδεση καλωδίων

- ▶ 1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα της γραμμής τροφοδοσίας της συσκευής, όπως φαίνεται στα δεξιά.
- ▶ 2. Τοποθετήστε το βύσμα γραφής στην πρίζα AC 100-240 V




⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

- ▶ Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση.
- ▶ Μην αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Βήμα 2:

- ▶ Επιλέξτε μια καρέκλα με το επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα πόδια σας στη συσκευή (Σχήμα1).

Βήμα 3:

- ▶ Πατήστε το κουμπί λειτουργίας «»
- ▶ Το επάνω κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα (Σχήμα 2). Εάν απαιτείται θέρμανση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε τη θέρμανση (Σχήμα 3).

Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3



Μετά τη χρήση:

- ▶ Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- ▶ Αφαιρέστε το φις από την πρίζα εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

- ▶ Μην αγγίζετε τα σημεία σύνδεσης ρεύματος μετά τη θέρμανση του πίνακα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- ▶ Κάντε κλικ για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- ▶ Πατήστε ξανά για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- ▶ Ο προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε 15 λεπτά.



Κουμπί αυτόματης λειτουργίας

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Αυτόματο πρόγραμμα 1 (πράσινη ένδειξη)

- ▶ μαξιλάρι αέρα ποδιών + κύλινδρος ποδιών + Μασάζ κρουστών ποδιών + μαξιλάρι αέρα αστραγάλων.
- ▶ Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα 2 (μπλε ένδειξη)
- ▶ μαξιλάρι αέρα ποδιών + κύλινδρος ποδιών + Μασάζ κρουστών ποδιών + μαξιλάρι αέρα αστραγάλων.
- ▶ Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα 3 (κόκκινη ένδειξη)
- ▶ κύλινδρος ποδιών + κρουστικό μασάζ ποδιών.
- ▶ Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα 4 (Μωβ ένδειξη)
- ▶ μαξιλάρι αέρα ποδιών + μαξιλάρι αέρα αστραγάλου.



Κουμπί θέρμανσης

Κάντε κλικ για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Πατήστε ξανά για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.



Κουμπί ρύθμισης έντασης

Πατήστε για να αλλάξετε την ΈΝΤΑΣΗ του μασάζ.

Αδύναμο (πράσινο) > μεσαίο (μπλε) > ισχυρό (κόκκινο).



Κουμπί λειτουργίας στον επάνω πίνακα

Πατήστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία θέρμανσης του επάνω πίνακα.

Πατήστε ξανά για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όρθια και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της για να αποφύγετε την καταστροφή της.
- ▶ Μην στέκεστε στη συσκευή.
- ▶ Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, μην τραβήξετε το σκοινί δύναμης ή μην τραβήξετε τη συσκευή άμεσα για να αποφύγετε τη ζημία.
- ▶ Μην δοκιμάζετε τη συσκευή σε αδράνεια για να αποφύγετε τη φθορά.
- ▶ Κάθε πρόγραμμα μασάζ διαρκεί 15 λεπτά. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την ολοκλήρωση του μασάζ.



Οδηγίες πριν από τη χρήση


Αποθηκεύστε αυτήν τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μην εκθέτετε τη συσκευή στο φως του ήλιου. Τοποθετήστε ένα χαλί κάτω από τη συσκευή για να ελαχιστοποιήσετε το θόρυβο λειτουργίας.

Οδηγίες χρήσης

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος 220V-240V, 50/60 Hz.

Βεβαιωθείτε, ότι η εσωτερική τάση αντιστοιχεί σε αυτήν την παράμετρο προδιαγραφών.

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα



Μην τραβάτε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

Αποθήκευση

- ▶ Αποθηκεύστε το σε κουτί από χαρτόνι και τοποθετήστε το σε ένα ασφαλές, στεγνό, καλά αεριζόμενο και σκιασμένο δωμάτιο.
- ▶ Μην περιστρέφετε το φως.
- ▶ Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τραβάτε τη συσκευή.
- ▶ Μην βλάπτετε την επιφάνεια της συσκευής με αιχμηρά αντικείμενα.
- ▶ Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες.

Καθαρισμός

- ▶ Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι η μονάδα έχει κρυώσει εντελώς.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν την επαναχρησιμοποίηση.
- ▶ Το αφαιρούμενο ύφασμα μπορεί να πλυθεί με τον συνήθη τρόπο.



Προσοχή

- ▶ Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτη ή άλλα καυστικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Υπηρεσία

- ▶ Κρατήστε τη συσκευή καθαρή σε ξηρό μέρος.
- ▶ Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύψτε τη συσκευή με κάλυμμα σκόνης.

Εάν προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, δώστε προσοχή στους τρόπους επίλυσής τους. Εάν η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί εσφαλμένα ή δεν λειτουργεί, στείλτε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για τον απαραίτητο έλεγχο και επισκευή.

Ζήτημα	Πιθανή αιτία	Ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος
Η συσκευή δεν λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. 2. Ο διακόπτης λειτουργίας στο πίσω μέρος είναι απενεργοποιημένος. 3. Ο διακόπτης στον πίνακα ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένος. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε το βύσμα σταθερά στην πρίζα. 2. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής. 3. Ενεργοποιήστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στον πίνακα.
Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε ξαφνικά	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. 2. Ο χρόνος μασάζ ξεπέρασε τα 15 λεπτά. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε, ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο. 2. Επανεκκινήστε το διακόπτη λειτουργίας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Τροφοδοσία	CA 220V-240V, 50/60HZ
Κατανάλωση	50 βατ
Χρονόμετρο	15 λεπτά
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	454.5x358.5x300 χιλ.
Βάρος	7.3 κλ
Διαστάσεις του κουτιού συσκευασίας (ΜχΠχΥ)	485x338x388 χιλ.
Βάρος (συμπεριλαμβανομένου του κιβωτίου συσκευασίας)	8 κλ



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Το προϊόν είναι εγγυημένο για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει στην περίπτωση, εάν η δυσλειτουργία του προϊόντος οφείλεται σε σφάλμα του κατασκευαστή.
3. Οι υποχρεώσεις εγγύησης δεν ισχύουν σε περίπτωση μηχανικής βλάβης και εάν υπάρχουν ενδείξεις επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

POWER FOOT





Enne jalamasseerija kasutamist lugege hoolikalt läbi „Ohutusmeetmed“. Ohutusmeetmed on jagatud ohuastme järgi „hoiatuseks“ ja „tähelepanuks“. Pärast käesoleva juhendi läbilugemist tuleb seda hoida edaspidiseks kasutamiseks kergesti ligipääsetavas kohas.

Ohutustehnika juhised	70
Seadme komponendid	72
Funktsioonide illustatsioonid ja seadme tööpõhimõtted	73
Seadme kasutusjuhend	74
Seadme hooldus	76
Veaotsing	77
Seadme spetsifikatsioon	78
Garantiikohustused	78



Ettevaatusmeetmed kasutajatele

- ▶ Veenduge, et seade oleks kuumadest pindadest eemal.
- ▶ Enne kasutamist pidage nõu arstiga järgmiste haiguste korral:
 - Isikud, kes põevad südamehaigusi, pahaloomulisi kasvajaaid, lülisamba valu, seljaaju skolioosi, hüpertensiooni, osteoporoosi jne.
 - Rasedad naised ja naised menstruaaltsiooni ajal.
 - Kehaliste vaevuste, palaviku, turse, põletiku, verevalumite, allergiliste reaktsioonide all kannatavad isikud jne.
 - Isikud, kellele arst on massaaži tegemise keelanud traumade või kehaliste vaevuste vältimiseks, nagu tromboosi, raske aneurüsmi, ägeda veenikasvaja, igasuguste nahapõletike, nakkuslike nahahaiguste (sh nahaaluse koe põletik) korral jne.
 - Hoiatused: Masseerijat ei saa kasutada:
 - 1) Südamestimulaatori või muude siirdatavate meditsiiniseadmetega isikud.
 - 2) Kunstliku südamega isikud.
 - 3) Elektrokardiograafi kandvad isikud.

Vastasel juhul põhjustab see meditsiiniseadmete talitlushäireid, mis seab ohtu kasutaja elu.

Elektrivarustusega seotud ettevaatusmeetmed

- ▶ Ärge lülitage seadet sisse märgade kätega.
- ▶ Ärge kastke seadet vette ega pritsige sellele vett või vedelikke.

Toitejuhtme/pistikute ettevaatusmeetmed

- ▶ Ärge ühendage ega eemaldage pistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök või seadme talitlushäire.
- ▶ Ärge tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades juhtmetest. Hoidke otse pistikust kinni.
- ▶ Vaikimisi on tööaeg 20 minutit, kõik funktsioonid lakkavad töötamast 15 minuti pärast. Ühendage seade kohe pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
- ▶ Hoidke juhe kuumadest pindadest eemal.
- ▶ Ärge asetage toitepistikut toote või raskete esemete alla.
- ▶ Ärge kerige toitejuhtme pistikut ümber toote, kuna see võib seda kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet, kui pistikupesaga pole korralikult kinnitatud.
- ▶ Ärge kandke seda toodet toitejuhtmest ega kasutage seda käepidemena.
- ▶ Kui elektritoite pistik on kahjustatud, võtke vajaliku kontrolli ja hoolduse tegemiseks ühendust teeninduskeskuse või volitatud tehnilise personaliga.



Olulised ohutustehnika juhised


- ▶ Seadme ohutu ja nõuetekohase töö tagamiseks lugege enne seadme kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend.
- ▶ Kasutage seda seadet ainult vastavalt selles juhendis toodud juhistele.
- ▶ Ühendage seade alati kohe pärast kasutamist ja enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
Seda seadet on keelatud kasutada tundliku naha, neuropaatia või keeva vereringega inimestel. Ärge lubage lastel ega vaimse puudega inimestel küttefunktsiooni ilma korraliku järelevalveta kasutada.
- ▶ Vale kasutamine võib olla ohtlik.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet teki või katte all. See võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju, elektrilöögi või traumasid.
- ▶ Ärge katke seadet kinni, et vältida elektrihäire või mootori liigsest kuumusest põhjustatud kahjustusi.
- ▶ Ebamugavustunde ilmnemisel lõpetage kohe massaaž.
- ▶ Ärge mingil juhul kasutage seda seadet, kui see on maha kukkunud või kui juhe või pistik on kahjustatud; kui ilmnes rike või kui see on saanud märjaks. Vajalikuks kontrolliks ja remondiks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- ▶ Ärge kasutage komponente, kui neid pole soovitatud.
- ▶ Ärge sisestage võõresemeid seadme avadesse.
- ▶ Kui on vaja toite välja lülitada, veenduge, et kõik juhtnupud on välja lülitatud ja eemaldage ka pistik pistikupesast.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmena. Kui vajate professionaalset diagnostikat või ravi, pidage nõu oma arstiga.

Töökeskkonna tingimustega seotud ettevaatusmeetmed



- ▶ Ärge kasutage seda masseerijat niiskes või liiga tolmuses keskkonnas talitlushäirete vältimiseks.
- ▶ Ärge kasutage seda masseerijat temperatuuril üle 40 °C.
- ▶ Ärge kasutage seda masseerijat väljaspool ruumi.
- ▶ Ärge asetage ega kasutage seda masseerijat otsese päikesevalguse kätte ega küttekehade, ahjude lähedusse.

TÄHELEPANU

- ▶ Ärge jääge magama töötava masseerijaga.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet alkoholijoobes või kehaliste vaevuste korral.
- ▶ Ärge seiske seadme peal ega asetage sellele raskeid esemeid.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet kauem kui 30 minutit.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet, kui kangast kate on kulunud.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet tund enne ja pärast sööki.
- ▶ Kui seadet kasutatakse madalal toatemperatuuril, ärge lülitage küttefunktsiooni kohe sisse. Enne küttefunktsiooni käivitamist veenduge, et ruumis on normaalne toatemperatuur.
- ▶ Selle seadme teisaldamisel madala temperatuuriga hoiukohast soojemasse kohta seade võib puruneda komponentide moodustunud veeauru tõttu. Enne kasutamist jätkke seade üheks tunniks normaalsel toatemperatuuril.
- ▶ Ärge kasutage seda seadet pikka aega, kui mõni komponent on kahjustatud või seade on ebatavalises tööseisukorras.
- ▶ Kui massaaži ajal tekis elektrikatkestus, püüdke vältida energiasäätu äkilisest taastumisest tulenevaid edasisi kahjustusi.
- ▶ Ärge kasutage toodet äikese või välgu ajal.



Toiteadapter





FUNKTSIOONIDE ILLUSTRATSIOONID JA SEADME TÖÖPÕHIMÕTTED


Ettevalmistusprotseduurid enne kasutamist

- ▶ Asetage seade tasasele põrandale, seejärel eemaldage ülemine paneel.

Kasutamisiis

Samm 1: juhtme ühendamine

- ▶ 1. Ühendage toiteadapter seadmes oleva elektritoite liini pistikupessa, nagu paremal näidatud.
- ▶ 2. Sisestage toitepistik 100-240 V pistikupessa




⚠ TÄHELEPANU

- ▶ Enne ühendamist kontrollige ja veenduge, et toitejuhe on heas tööseisukorras.
- ▶ Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage toitejuhet märgade kätega.


Samm 2:

- ▶ Valige soovitud kõrgusega tool ja asetage jalad seadmesse (Joonis 1).

Samm 3:

- ▶ Vajutage toitenuppu. «»
- ▶ Ülemist katet saab kasutada istmena (Joonis 2). Kui kütte on vajalik, vajutage kütte sisselülitamiseks juhtpaneeli toitenuppu (Joonis 3).

Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3



Pärast kasutamist:

- ▶ Vajutage toitenuppu.
- ▶ Eemaldage pistik pistikupesast, kui toodet ei kasutata.

⚠ TÄHELEPANU

- ▶ Ärge puudutage toiteühenduspunkte pärast paneeli kuumutamist ülekuumenemise korral.



ON/OFF

- ▶ Vajutage SISSELÜLITAMISEKS.
- ▶ Vajutage uuesti VÄLJALÜLITAMISEKS.
- ▶ Vaikimisi on taimer seatud 15 minutile.



Automaatrežiimi nupp

Vajutage AUTOPROGRAMMI 1 sisselülitamiseks (roheline indikaator)

- ▶ jala pneumopadi + jalarull + jala löökpillimassaaž + sääreluu pneumopadi. Vajutage uuesti AUTOPROGRAMMI 2 sisselülitamiseks (sinine indikaator)
- ▶ talla pneumopadi + jalarull + jala löökpillimassaaž + sääreluu pneumopadi. Vajutage uuesti AUTOPROGRAMMI 3 sisselülitamiseks (punane indikaator)
- ▶ jalarull + jala löökpillimassaaž Vajutage uuesti AUTOPROGRAMMI 4 sisselülitamiseks (lilla indikaator)
- ▶ jala pneumopadi + sääreluu pneumopadi



Küttenupp

Vajutage SISSELÜLITAMISEKS.

Vajutage uuesti VÄLJALÜLITAMISEKS.



Intensiivsuse reguleerimise nupp

Vajutage massaaži INTENSIIVSUSE muutmiseks.

Madal (roheline) > Keskmine (sinine) > Kõrge (punane).



Toitenupp ülemisel paneelil

Vajutage ülemise paneeli küttefunktsiooni SISSELÜLITAMISEKS.

Vajutage uuesti VÄLJALÜLITAMISEKS.

▲ TÄHELEPANU

- ▶ Ärge kasutage seadet seistes ega asetage sellele raskeid esemeid selle kahjustamise vältimiseks.
- ▶ Ärge seiske seadme peal.
- ▶ Seadme teiseldamisel ärge tõmmake toitejuhtmest ega lohistage seadet, et vältida kahjustusi.
- ▶ Kulumise vältimiseks ärge katsetage seadet tühikäigul.
- ▶ Iga massaažiprogramm kestab 15 minutit. Seade lakkab töötamast peale massaaži lõppu.




Juhised enne kasutamist

Hoidke seadet kuivas kohas, ärge jätke seadet päikesevalguse kätte. Töömüra minimeerimiseks asetage seadme alla matt.

Kasutamisjuhised

Seda seadet kasutatakse ainult vahelduvvoolu 220 V–240 V, 50/60 Hz toiteallika jaoks. Veenduge, et sisepinge vastab selle spetsifikatsiooni parameetritele.

- ▶ Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupessa



Ärge tõmmake pistikut märgade kätega.




Hoidmine

- ▶ Hoidke seda pappkarbis ja asetage ohutusse, kuiva, hästi ventileeritavasse ja varjulisse kohta.
- ▶ Ärge keerake toitejuhet.
- ▶ Ärge riputage toitejuhet ega tõmmake seadet.
- ▶ Vältige seadme pinna kahjustamist teravate esemetega.
- ▶ Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega kõrge temperatuuriga kohtades.

Puhastamine

- ▶ Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud ja seade on täielikult jahtunud.
- ▶ Puhastage seadet niiske lapiga.
- ▶ Enne korduvat kasutamist veenduge, et seade on täiesti kuivanud.
- ▶ Eemaldatavat kangast võib pesta tavapärasel viisil.



Tähelepanu

- ▶ Ärge mingil juhul kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või muid tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Hooldus

- ▶ Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas.
- ▶ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, katke see tolmukaitse kattega.



Järgmiste probleemide tekkimisel pöörake tähelepanu nende lahendamisele. Kui seade jätkab ebataavalist töötamist või ei tööta, saatke seade meie teeninduskeskusesse või volitatud tehnilisele spetsialistile vajaliku kontrolli ja remondi teostamiseks.

Probleem	Võimalik põhjus	Probleemi lahendamise viis
Seade ei tööta	<ol style="list-style-type: none">1. Pistik ei ole korralikult pistikupessa sisestatud.2. Tagaküljel olev toitelüliti on välja lülitatud.3. Juhtpaneeli lüliti ei ole sisse lülitatud.	<ol style="list-style-type: none">1. Sisestage pistik kindlalt pistikupessa.2. Lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti sisse.3. Lülitage paneeli SISSE/VÄLJA nupp sisse.
Seade lakkas ootamatult töötamast	<ol style="list-style-type: none">1. Toitelüliti on välja lülitatud.2. Massaaži aeg on ületanud 15 minutit.	<ol style="list-style-type: none">1. Veenduge, et pistik on õigesti ühendatud.2. Taaskäivitage toitelüliti.



SEADME SPETSIFIKATSIOON


Toiteallikas	CA 220V-240V, 50/60Hz
Tarbitav võimsus	50W
Taimer	15 min
Mõõdud (PxLxK)	454.5x358.5x300 mm
Kaal	7.3 Kg
Pakkekarbi mõõtmed (PxLxK)	485x338x388 mm
Kaal (koos pakkekarbiga)	8 kg



GARANTIIOHUSTUSED

1. Tootele kehtib garantii 12 kuud alates ostukuupäevast.
2. Garantii kehtib juhul, kui toote rike on tingitud tootja süül.
3. Garantiiohustused ei kehti mehaaniliste vigastuste korral ja kui remont on teostatud tootja poolt mittevoolitatud isikute poolt.

POWER FOOT





Lisez attentivement les «mesures de sécurité» avant d'utiliser l'appareil de massage pour les pieds. Les mesures de sécurité sont divisées par le degré de danger en deux groupes «Avertissement» et «Attention». Après la lecture, ce guide doit être stocké dans un endroit facilement accessible pour obtenir les informations nécessaires à l'avenir.

Consignes de sécurité	81
Parties de l'appareil	83
Illustration de des fonctions et du principe de fonctionnement de l'appareil	84
Notice d'entretien et exploitation	85
Maintenance de l'appareil	87
Dépannage	88
Spécification de l'appareil	89
Obligations de garantie	89



Il est nécessaire de consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous:

- ▶ Souffrez de maladies cardiaques, de cancer, de douleurs rachidiennes, de scoliose vertébrale, d'hypertension, d'ostéoporose, etc.
- ▶ Êtes enceinte ou vous avez votre menstruations.
 - Souffrez d'inconfort physique, avez de la fièvre, de l'enflure, de l'inflammation, des ecchymoses, des réactions allergiques, etc.
 - Appartenez au groupe de gens à qui le médecin a interdit de faire un massage pour éviter des blessures ou des malaises physiques. Il s'agit de gens souffrant de thrombose, d'anévrisme grave, de tumeur veineuse aiguë, de tous types d'inflammations cutanées, de maladies infectieuses de la peau (y compris inflammation du tissu sous-cutané), etc.
 - Attention: L'appareil de massage ne peut pas être utilisé par:
 - 1) Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux implantables.
 - 2) Les personnes avec un cœur artificiel.
 - 3) Les personnes qui portent un électrocardiogramme.

Sinon, cela entraînera un dysfonctionnement de l'équipement médical, mettant en danger la vie de l'utilisateur.

Précautions concernant l'alimentation électrique

- ▶ N'allumez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le vaporisez pas d'eau ou de liquide dessus.

Précautions concernant le cordon d'alimentation/la prise mâle

- ▶ Ne branchez pas ou débranchez la fiche avec les mains mouillées. Sinon, un choc électrique ou un dysfonctionnement de l'appareil peut se produire.
- ▶ Ne tirez pas par les fils lorsque vous débranchez l'appareil mais pas par la prise mâle.
- ▶ Le temps de fonctionnement par défaut est de 20 minutes, toutes les fonctions cessent de fonctionner après 15 minutes. Débranchez cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- ▶ Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

Précautions liées aux conditions de l'environnement de travail

- ▶ N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou trop poussiéreux pour éviter un travail inapproprié.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à une température supérieure à 40 degrés Celsius.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- ▶ Ne placez pas et ne pas utiliser l'appareil sous la lumière directe du soleil ou près des appareils de chauffage, des fourneaux à gaz ou plaques électriques.

Précautions d'utilisation pour les utilisateurs

- ▶ Assurez-vous que cet appareil est éloigné des surfaces chaudes.

Notice d'entretien et exploitation

- ▶ Ne pas enrouler la fiche d'alimentation autour du produit, car cela pourrait endommager la fiche, provoquer une électrocution ou un incendie.
- ▶ Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- ▶ Ne pas utiliser cet appareil si la prise n'est pas correctement sécurisée.
- ▶ Ne pas transporter ce produit en le tenant par le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le cordon comme poignée.
- ▶ Si la fiche d'alimentation est endommagée, contactez le centre de service ou le personnel technique autorisé pour l'inspection et l'entretien nécessaires.



Notice d'entretien et exploitation


- ▶ Utilisez cet appareil uniquement conformément aux instructions données dans ce manuel.
- ▶ Débranchez toujours l'appareil d'une prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- ▶ Il est interdit d'utiliser cet appareil aux personnes ayant une peau sensible, une neuropathie ou une mauvaise circulation sanguine. Ne laissez pas les enfants ou les personnes souffrant de troubles mentaux utiliser la fonction de chauffage sans supervision appropriée. Une utilisation incorrecte peut être dangereuse.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil sous une couverture ou un dessus de lit. Cela peut entraîner une surchauffe, un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- ▶ Ne couvrez pas cet appareil pour éviter des problèmes électriques ou les dommages qui se produisent en raison d'un chauffage excessif du moteur.
- ▶ Lorsque l'inconfort apparaît, arrêtez immédiatement le massage.
- ▶ En aucun cas, ne pas utiliser cet appareil après sa chute, avec un cordon ou une fourche endommagé, s'il y a un dysfonctionnement ou lorsqu'il est mouillé. Contactez le centre de service autorisé pour la vérification et la réparation nécessaires.
- ▶ N'utilisez pas les composants s'ils n'ont pas été recommandés.
- ▶ N'insérez pas d'objets étrangers dans les trous de l'appareil.
- ▶ Si vous devez débrancher, assurez-vous que toutes les commandes sont désactivées et retirez également la fiche mâle de la prise électrique.
- ▶ Ne pas utiliser cet appareil comme dispositif médical. Si vous avez besoin d'un diagnostic ou d'un traitement professionnel, consultez un médecin.

ATTENTION

- ▶ Ne vous endormez pas avec le masseur en marche.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil sous l'influence de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien physiquement.
- ▶ Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil pendant plus de 30 minutes.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil si la housse en tissu est usée.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil une heure avant et une heure après les repas
- ▶ Si l'appareil est utilisé à une température ambiante basse, n'activez pas immédiatement la fonction de chauffage. Amenez la température ambiante à la température ambiante normale avant de démarrer la fonction de chauffage.
- ▶ Si cet appareil est déplacé d'un lieu de stockage à basse température vers un endroit plus chaud, l'appareil peut tomber en panne en raison de la formation de vapeur d'eau sur les composants.
- ▶ Laissez l'appareil à température ambiante normale pendant une heure avant son utilisation.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil pendant une longue période si l'un des composants est endommagé ou si l'appareil est dans un état inhabituel.
- ▶ S'il y a une coupure de courant pendant le massage, essayez d'éviter d'autres dommages causés par une restauration soudaine de l'alimentation électrique.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil pendant l'orage ou le foudre.



PARTIES DE L'APPAREIL



Adaptateur d'alimentation







ILLUSTRATION DE DES FONCTIONS ET DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL


Préparation de l'appareil avant son utilisation

- ▶ Posez l'appareil sur un sol plat, puis retirez le panneau supérieur.

Moyen d'utilisation

Pas 1 :

- ▶ 1. Cotoinn ectdu ez fill' adaptateur à l'élément femelle de prise de courant de l'appareil comme illustré à droite.
- ▶ 2. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de réseau 100-240-V



⚠ ATTENTION!

- ▶ Avant de brancher, vérifiez et assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état.
- ▶ Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.

Pas 2 :

- ▶ Choisissez une chaise de la hauteur convenable, puis placez vos pieds dans l'appareil (Image 1).

Pas 3 :

- ▶ Appuyez sur le bouton d'allumage (Image 3)
- ▶ Le capot supérieur peut être utilisé comme siège (Image 2). Si le chauffage est nécessaire, appuyez sur le bouton d'alimentation de la platine de commande pour démarrer le chauffage (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



Après l'utilisation

- ▶ Appuyez sur le bouton d'allumage.
- ▶ Retirez la fiche de la prise lorsque le produit n'est pas utilisé.

⚠ ATTENTION

- ▶ Ne touchez pas les points de connexion électrique après avoir chauffé la platine en cas de surchauffe.



MARCHE-ARRÊT

- ▶ Appuyez pour BRANCHER.
- ▶ Appuyez encore pour DEBRANCHER.
- ▶ La minuterie par défaut est réglée sur 15 minutes.



Bouton du régime automatique

Appuyez pour activer le programme AUTO 1 (voyant vert)

- ▶ ressort à air pour les pieds+ roulequ pour les pieds + massage des pieds aux percussions + ressort à air pour les chevilles
Appuyez encore pour activer le programme 2 (voyant bleu)
- ▶ ressort à air pour les pieds+ roulequ pour les pieds + massage des pieds aux percussions + ressort à air pour les chevilles
Appuyez encore pour activer le programme 3 (voyant rouge)
- ▶ roulequ pour les pieds + massage des pieds aux percussions
Appuyez encore pour activer le programme 4 (voyant violet)
- ▶ ressort à air pour les pieds + ressort à air pour les chevilles
Press again to switch to program 4 (purple light)
- ▶ foot air bag+foot roller+heat+foot tapping+ankle air bag



Bouton de chauffage

- Appuyez pour BRANCHER.
- Appuyez pour DEBRANCHER.



Bouton de réglage de l'intensité

- Appuyez sur pour changer l'INTENSITÉ du massage.
- Faible (vert) > Moyen (bleu) > Fort (rouge)



Bouton d'alimentation sur le capot supérieur

- Appuyez pour ACTIVER la fonction de chauffage du capot supérieur.
- Appuyez encore pour DEBRANCHER.

ATTENTION

- ▶ N'utilisez pas l'appareil en position debout et ne placez pas d'objets lourds dessus pour éviter de l'endommager.
- ▶ Ne montez pas sur l'appareil.
- ▶ Lorsque vous déplacez l'appareil, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne faites pas glisser l'appareil directement pour éviter de l'endommager.
- ▶ Ne testez pas l'appareil au ralenti pour éviter l'usure.
- ▶ Chaque programme de massage dure 15 min. L'appareil cessera de fonctionner après la fin du massage.



Instructions avant l'utilisation


Rangez cet appareil dans un endroit sec, ne l'exposez pas au soleil.

Placez un tapis sous l'appareil pour minimiser le bruit de fonctionnement.

Mode d'emploi

Cet appareil est uniquement utilisé pour l'alimentation AC 220V-240V, 50/60 Hz. Vérifiez que la tension interne est conforme à cette spécification.

- ▶ Connectez le cordon d'alimentation CA à une prise murale.



Ne débranchez pas la prise
avec les mains mouillées.




Rangement

- ▶ Rangez l'appareil dans le carton et placez-le dans un endroit sûr, sec, bien aéré et ombragé.
- ▶ Ne tordez pas la fiche réseau.
- ▶ Ne suspendez pas le cordon d'alimentation et ne tirez pas l'appareil.
- ▶ Évitez d'endommager la surface de l'appareil avec des objets pointus.
- ▶ Ne rangez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des endroits soumis à des températures élevées.

Nettoyage

- ▶ Avant le nettoyage, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise électrique et que l'appareil a complètement refroidi..
- ▶ Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser à nouveau..
- ▶ Le tissu amovible peut être lavé de la manière habituelle



Attention

- ▶ N'utilisez jamais de benzène, de diluant ou d'autres détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.

Entretien de l'appareil

- ▶ Gardez l'appareil dans un endroit propre et sec.
- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, recouvrez-le d'une housse anti-poussière.



Si vous rencontrez les problèmes suivants, faites attention à la manière de les résoudre. Si l'appareil fonctionne mal ou ne fonctionne pas, envoyez l'appareil à notre centre de service ou à un technicien agréé pour l'inspection et la réparation nécessaires.

Problème	Cause possible	Moyen de solution du problème
L'appareil ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise.2. L'interrupteur d'alimentation à l'arrière est éteint.3. L'interrupteur de la platine de commande n'est pas allumé.	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez fermement la fiche dans la prise.2. Allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.3. Appuyez le bouton Marche/Arrêt sur la platine.
L'appareil s'est arrêté de façon inattendue	<ol style="list-style-type: none">1. L'interrupteur d'alimentation est éteint.2. Le temps de massage a dépassé 15 minutes.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que la fiche est correctement branchée.2. Réallumez l'interrupteur d'alimentation.



SPÉCIFICATION DE L'APPAREIL


Source d'alimentation	AC 220V-240V, 50/60HZ
Consommation d'énergie	50W
Minuteur	15 minutes
Dimensions de l'appareil (LxLxH)	454.5x358.5x300 mm
Poids	7.3 Kg
Dimensions de la boîte d'emballage (LxLxH)	485x338x388 mm
Poids de l'appareil avec boîte d'emballage	8 Kg



OBLIGATIONS DE GARANTIE

1. Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat.
2. La garantie est valable si le dysfonctionnement du produit est dû à la faute du fabricant.
3. Les obligations de garantie ne s'appliquent pas en cas de dommages mécaniques et s'il y a des signes de réparation par des personnes non autorisées.

POWER FOOT





Внимательно прочтите «Меры безопасности» перед использованием массажера для ног. Меры безопасности разделены по степени опасности на «предупреждение» и «внимание». После прочтения это руководство следует хранить в легко доступном месте для получения нужной информации в будущем.

Инструкция по технике безопасности	92
Части устройства	94
Иллюстрации функций и принципа работы устройства	95
Руководство по эксплуатации устройства	96
Обслуживание устройства	98
Устранение неполадок	99
Спецификация устройства	100
Гарантийные обязательства	100



Меры предосторожности для пользователей

- ▶ Убедитесь, что это устройство находится вдали от горячих поверхностей.
- ▶ Проконсультируйтесь с врачом перед использованием в случае следующих заболеваний:
 - Лица, страдающие от сердечных заболеваний, злокачественных образований, болей в позвоночнике, сколиоза позвоночника, гипертензии, остеопороза и пр.
 - Беременные женщины и женщины в период менструации.
 - Лица, испытывающие физический дискомфорт, лица в стадии лихорадки, с отечностью, воспалениями, кровоподтеками, аллергическими реакциями и пр.
 - Лица, которым врач запретил делать массаж во избежание возникновения травм или физического дискомфорта, например, при тромбозе, тяжелой аневризме, острой венозной опухоли, всех видах кожных воспалений, инфекционных кожных заболеваний (включая воспаление подкожной клетчатки) и пр.
 - Предупреждения. Массажер не могут использовать:
 - 1) Лица с кардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
 - 2) Лица с искусственным сердцем.
 - 3) Лица, которые носят электрокардиограф.

В противном случае это вызовет неисправность медицинского оборудования, подвергнув жизнь пользователя опасности.

Меры предосторожности, связанные с электроснабжением

- ▶ Не включайте прибор влажными руками.
- ▶ Не погружайте прибор в воду и не распыляйте на него воду или жидкости.

Меры предосторожности для шнура питания/вилки

- ▶ Не подсоединяйте и не вынимайте вилку влажными руками. В противном случае возможен удар электрическим током или возникновение неисправности устройства.
- ▶ Не тяните за провода, когда вынимаете вилку из розетки. Держитесь непосредственно за вилку.
- ▶ Время работы по умолчанию составляет 20 минут, все функции перестают работать через 15 минут. Отключите это устройство от электрической розетки сразу после использования.
- ▶ Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
- ▶ Не кладите вилку питания под изделие или тяжелые предметы.



Важные инструкции по технике безопасности


- ▶ Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу устройства, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед его использованием.
- ▶ Используйте это устройство только в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве.
- ▶ Всегда отсоединяйте это устройство от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
- ▶ Это устройство запрещено использовать людям с чувствительной кожей, невралгией или плохим кровообращением. Не позволяйте детям или людям с ментальными нарушениями использовать функцию нагрева без соответствующего присмотра. Неправильное использование может быть опасным.
- ▶ Не используйте это устройство под одеялом или покрывалом. Это может привести к перегреву, пожару, поражению электрическим током или травме.
- ▶ Не накрывайте это устройство, чтобы избежать электрических неполадок или повреждений, возникающих из-за чрезмерного нагревания мотора.
- ▶ При появлении дискомфорта немедленно прекратите массаж.
- ▶ Ни в коем случае не используйте это устройство после его падения, с поврежденным шнуром или вилок; если возникла неисправность, или при намокании. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для необходимой проверки и ремонта.
- ▶ Не используйте компоненты, если они не были рекомендованы.
- ▶ Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- ▶ Если нужно отключить питание, убедитесь, что все элементы управления выключены, а также выньте вилку из розетки.
- ▶ Не используйте это устройство в качестве медицинского изделия. Если нужна профессиональная диагностика или лечение, проконсультируйтесь с медицинским работником.

Меры предосторожности, связанные с условиями рабочей среды

- ▶ Не используйте этот массажер во влажной или чрезмерно пыльной среде во избежание неправильной работы.
- ▶ Не используйте этот массажер при температуре выше 40 градусов Цельсия.
- ▶ Не используйте этот массажер вне помещения.
- ▶ Не ставьте и не используйте этот массажер под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами, плитами.



Адаптер питания



ИЛЛЮСТРАЦИИ ФУНКЦИЙ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА


Подготовительные процедуры перед использованием

- ▶ Положите устройство на ровный пол, затем снимите верхнюю панель.

Способ использования

Шаг 1: подключение провода

- ▶ 1. Подключите адаптер питания к штепсельному гнезду линии сети электропитания на устройстве, как показано справа.
- ▶ 2. Вставьте вилку питания в сетевую розетку AC 100-240~ V.



⚠ ВНИМАНИЕ

- ▶ Перед подключением проверьте и убедитесь, что шнур питания находится в хорошем состоянии.
- ▶ Не вынимайте шнур питания влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Шаг 2:

- ▶ Выберите стул нужной высоты, затем поставьте стопы в устройство (Рисунок 1)

Шаг 3:


- ▶ Нажмите кнопку питания «»
- ▶ Верхнюю крышку можно использовать в качестве сиденья (Рисунок 2). Если требуется нагрев, нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы запустить нагрев (Рисунок 3).

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



После использования

- ▶ Нажмите кнопку питания.
- ▶ Выньте вилку из розетки, если изделие не используется.

⚠ ВНИМАНИЕ

- ▶ Не дотрагивайтесь до точек подключения питания после нагрева панели на случай перегрева.



ВКЛ/ВЫКЛ

- ▶ Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.
- ▶ Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
- ▶ Таймер по умолчанию установлен на 15 мин.



Кнопка автоматического режима

Нажмите, чтобы включить АВТОМАТИЧЕСКУЮ программу 1 (зеленый индикатор)

- ▶ пневмоподушка для стоп + нагрев
Нажмите снова, чтобы включить программу 2 (синий индикатор)
- ▶ ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп
Нажмите снова, чтобы включить программу 3 (красный индикатор)
- ▶ пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп
Нажмите снова, чтобы включить программу 4 (фиолетовый индикатор)
- ▶ пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп + пневмоподушка для голеностопа



Кнопка нагрева

Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.
Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.



Кнопка регулировки интенсивности

Нажмите для переключения ИНТЕНСИВНОСТИ массажа.
Слабая (зеленый) > Средняя (синий) > Сильная (красный).



Кнопка питания на верхней панели

Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ функции нагрева верхней панели.
Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Не используйте устройство стоя и не ставьте на него тяжелые предметы, чтобы избежать его повреждения.
Не стойте на устройстве.
- ▶ При перемещении устройства не тяните за шнур питания и не тащите устройство напрямую, чтобы избежать повреждений.
- ▶ Не испытывайте устройство на холостом ходу, чтобы избежать износа.

- ▶ Каждая программа массажа длится 15 мин. Устройство остановит работу после завершения массажа.




Инструкции перед использованием

Храните это устройство в сухом месте, не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей. Положите под устройство коврик для минимизации рабочего шума.

Инструкции по применению

Это устройство используется только для источника питания AC 220V-240V, 50/60 Гц. Убедитесь, что внутреннее напряжение соответствует этому параметру спецификации.

- ▶ Подключите шнур питания переменного тока к розетке.



Не тяните за вилку
влажными руками.

Хранение

- ▶ Храните его в картонной упаковке и положите в безопасное, сухое, хорошо проветриваемое и затененное помещение.
 - ▶ Не перекручивайте сетевую вилку.
 - ▶ Не вешайте шнур питания и не тяните устройство.
 - ▶ Не допускайте повреждения поверхности устройства острыми предметами.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой.

Чистка

- ▶ Перед выполнением очистки убедитесь, что шнур питания отсоединен от электрической розетки и что аппарат полностью остыл.
- ▶ Очистите устройство влажной тканью.
- ▶ Убедитесь, что устройство полностью высохло перед повторным использованием.
- ▶ Съемную ткань можно стирать обычным способом.



Внимание

- ▶ Ни в коем случае не используйте бензин, растворитель или иные едкие моющие средства для чистки устройства.

Обслуживание

- ▶ Храните устройство в чистоте в сухом месте.
- ▶ Если устройство не используется в течение длительного времени, накройте устройство пылезащитным чехлом.



При возникновении следующих проблем обратите внимание на способы их решения. Если устройство продолжает работать неправильно или не работает, отправьте устройство в наш сервисный центр или авторизованному техническому специалисту для проведения необходимой проверки и ремонта.

Проблема	Возможная причина	Способ решения проблемы
Устройство не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Вилка неправильно вставлена в розетку.2. Выключатель питания сзади выключен.3. Переключатель на панели управления не включен.	<ol style="list-style-type: none">1. Плотно вставьте вилку в розетку.2. Включите выключатель питания сзади устройства.3. Включите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ на панели.
Работа устройства неожиданно остановилась	<ol style="list-style-type: none">1. Выключатель питания выключен.2. Время массажа превысило 15 мин.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что вилка подключена правильно.2. Перезапустите выключатель питания.



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Источник питания	АС 220V-240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	50Вт
Таймер	15 минут
Габариты (ДхШхВ)	454.5х358.5х300 мм
Вес	7.3 кг
Габариты упаковочной коробки (ДхШхВ)	485х338х388 мм
Вес (включая упаковочную коробку)	8 Кг




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. На изделие действует гарантия 12 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия действует в случае, если неисправность изделия возникла по вине производителя.
3. Гарантийные обязательства не распространяются при механических повреждениях и при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.

POWER FOOT

Style, functionality and care for your feet!





Bitte lesen Sie die „Vorsichtsmaßnahmen“ sorgfältig durch, bevor Sie das Fußmassagegerät verwenden. Vorsichtsmaßnahmen werden je nach Gefährdungsgrad in „Warnung“ und „Achtung“ unterteilt. Nachdem Sie diese Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zur späteren Gewinnung der notwendigen Information an einer leichtzugänglichen Stelle auf.

Sicherheitshinweise	102
Geräteteile	104
Abbildungen der Funktionen und Funktionsweise des Gerätes	105
Bedienungsanleitung des Gerätes	106
Gerätewartung	108
Fehlerbehebung	109
Gerätespezifikation	110
Garantieverpflichtungen	110



Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer

- ▶ Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät von heißen Oberflächen entfernt ist.
- ▶ Bei folgenden Erkrankungen konsultieren Sie einen Arzt vor der Verwendung:
 - Personen, die an Herzerkrankungen, bösartigen Tumoren, Wirbelsäulenschmerzen, Wirbelsäulenskoliose, Bluthochdruck, Osteoporose usw. leiden.
 - Schwangere und menstruierende Frauen.
 - Personen mit körperlichen Beschwerden, Personen im Fieberstadium, mit Schwellungen, Entzündungen, Blutstriemen, allergischen Reaktionen usw.
 - Personen, denen der Arzt die Massage verboten hat, um Verletzungen oder körperliche Beschwerden zu vermeiden, z. B. bei Thrombose, schwerem Aneurysma, akutem Venentumor, Hautentzündungen aller Art, infektiösen Hauterkrankungen (einschließlich Entzündungen des Unterhautgewebes), usw.
 - Warnungen. Das Massagegerät kann nicht verwendet werden von:
 - 1) Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierbaren medizinischen Geräten.
 - 2) Personen mit einem künstlichen Herzen.
 - 3) Personen, die einen Elektrokardiographen tragen.

Im umgekehrten Fall kann es zu den Fehler des medizinischen Gerätes führen, damit das Leben des Benutzers gefährdet wird.

Elektrische Vorsichtsmaßnahmen

- ▶ Schalten Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und besprühen Sie es nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen für das Netzkabel/den Stecker

- ▶ Stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Im umgekehrten Fall kann es zu einem Stromschlag oder den Störungen des Gerätes führen.
- ▶ Ziehen Sie nicht an den Kabeln, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Halten Sie den Stecker direkt fest.
- ▶ Die standardmäßige Laufzeit beträgt 20 Minuten, alle Funktionen funktionieren nach 15 Minuten nicht mehr. Trennen Sie dieses Gerät sofort nach Gebrauch von der Steckdose.
- ▶ Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- ▶ Legen Sie den Netzstecker nicht unter das Gerät oder schweren Gegenständen




Wichtige Sicherheitshinweise



- ▶ Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.
- ▶ Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß den Vorschriften in dieser Anleitung.
- ▶ Trennen Sie dieses Gerät immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung von der Steckdose.
- ▶ Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit empfindlicher Haut, Neuropathie oder schlechter Durchblutung verwendet werden. Erlauben Sie Kindern oder Personen mit geistiger Behinderung nicht, die Heizfunktion ohne entsprechende Beaufsichtigung zu nutzen. Eine unsachgemäße Benutzung kann gefährlich sein.
- ▶ Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter einer Decke oder Bettdecke. Dies kann zu Überhitzung, Feuer, Stromschlag oder Verletzung führen.
- ▶ Decken Sie dieses Gerät nicht ab, um elektrische Probleme oder Störungen durch übermäßige Hitze des Motors zu vermeiden.
- ▶ Sollten Beschwerden auftreten, brechen Sie die Massage sofort ab.
- ▶ Verwenden Sie dieses Gerät im keinen Fall, wenn es heruntergefallen ist oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist; wenn eine Störung auftritt oder es nass wird. Wenden Sie sich für notwendige Inspektionen und Reparaturen an ein autorisiertes Servicecenter.
- ▶ Verwenden Sie keine Komponenten, die nicht empfohlen wurden.
- ▶ Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Gerätes ein.
- ▶ Wenn Sie den Strom ausschalten müssen, stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente ausgeschaltet sind, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- ▶ Verwenden Sie dieses Gerät nicht als medizinisches Gerät. Wenn eine professionelle Diagnose oder Behandlung erforderlich ist, wenden Sie sich an einen medizinischen Mitarbeiter.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Arbeitsumgebung

- ▶ Um Fehlbetrieb zu vermeiden, verwenden Sie dieses Massagegerät nicht in feuchter oder übermäßig staubiger Umgebung.
- ▶ Verwenden Sie dieses Massagegerät nicht bei Temperaturen über 40 Grad Celsius.
- ▶ Verwenden Sie dieses Massagegerät nicht außerhalb des Raumes.
- ▶ Legen oder verwenden Sie dieses Massagegerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizgeräten oder Öfen.



Netzadapter





ABBILDUNGEN DER FUNKTIONEN UND FUNKTIONSWEISE DES GERÄTES


Vorbereitende Verfahren vor der Verwendung

- ▶ Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und entfernen Sie dann das obere Bedienfeld.

Verwendungsmethode

Schritt 1: Kabelanschluß

- ▶ 1. Schließen Sie das Netzadapter an die Netzsteckdose an auf dem Gerät, wie rechts gezeigt ist.
- ▶ 2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Wechselstrom 100-240 V



⚠ ACHTUNG

- ▶ Überprüfen Sie vor dem Anschluß, ob das Netzkabel in gutem Zustand ist.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ab, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Schritt 2:

- ▶ Wählen Sie einen Stuhl mit der gewünschten Höhe aus und stellen Sie dann Ihre Füße ins Gerät (Abbildung 1)

Schritt 3:

- ▶ Drücken Sie den Power-Taste «⏻»
- ▶ Der obere Deckel kann als Sitzfläche genutzt werden (Abbildung 2). Wenn die Heizung benötigt wird, drücken Sie die Power-Taste auf dem Bedienfeld, um die Heizung zu starten (Abbildung 3).

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Nach Gebrauch

- ▶ Drücken Sie die Power-Taste.
- ▶ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

⚠ ACHTUNG

- ▶ Berühren Sie die Einspeisungspunkte nicht, nachdem das Bedienfeld geheizt ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.



POWER-TASTE

- ▶ Drücken Sie, um das Gerät EINZUSCHALTEN.
- ▶ Drücken Sie erneut, um das Gerät AUSZUSCHALTEN.
- ▶ Der Standardzeitgeber ist auf 15 Minuten eingestellt.



Taste des automatischen Betriebes

Drücken Sie, um AUTO-Programm 1 zu aktivieren (grüne Anzeige)

- ▶ Luftkissen für die Füße + Heizung
- Drücken Sie erneut, um Programm 2 zu aktivieren (blaue Anzeige)
- ▶ Rolle für Füße + Heizung + Percussion-Fußmassage
- Drücken Sie erneut, um Programm 3 zu aktivieren (rote Anzeige)
- ▶ Luftkissen für die Füße + Rolle für Füße + Heizung + Percussion-Fußmassage
- Drücken Sie erneut, um Programm 4 zu aktivieren (violette Anzeige)
- ▶ Luftkissen für Füße + Rolle für Füße + Heizung + Percussion-Fußmassage + Luftkissen für Fußgelenk



Heizungstaste

Drücken Sie, um das Gerät EINZUSCHALTEN

Drücken Sie erneut, um das Gerät AUSZUSCHALTEN.



Intensitätsregelung-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die INTENSITÄT der Massage zu ändern.

Schwach (grün) > Mittel (blau) > Stark (rot).



Power-Taste auf dem oberen Bedienfeld

Drücken Sie diese Taste, um die Heizungsfunktion des oberen Bedienfeldes EINZUSCHALTEN.

Drücken Sie erneut, um sie AUSZUSCHALTEN.

ACHTUNG

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Stehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Störungen zu vermeiden.
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
 - ▶ Ziehen Sie beim Bewegen des Gerätes nicht am Netzkabel und ziehen Sie das Gerät nicht direkt, um Störungen zu vermeiden.
 - ▶ Testen Sie das Gerät nicht im Leerlauf, um Abnutzung zu vermeiden.
- ▶ Jedes Massageprogramm dauert 15 Minuten. Nach Abschluß der Massage wird das Gerät nicht mehr funktionieren.




Hinweise vor dem Gebrauch

Bewahren Sie dieses Gerät an einem trockenen Ort auf und setzen Sie das Gerät keiner Sonneneinstrahlung aus. Legen Sie eine Matte unter das Gerät, um Betriebsgeräusche zu minimalisieren.

Gebrauchsanleitung

Dieses Gerät wird nur für die Stromversorgung mit Wechselstrom 220V–240V, 50/60 Hz verwendet. Stellen Sie sicher, dass die innere Spannung dieser Spezifikation entspricht.

- ▶ Schließen Sie das Netzkabel des Wechselstromes an eine Steckdose an.



Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen



Lagerung

- ▶ Bewahren Sie es in einem Karton auf und stellen Sie es an einem sicheren, trockenen, gut belüfteten und schattigen Ort auf.
- ▶ Verdrehen Sie den Netzstecker nicht.
- ▶ Hängen Sie das Netzkabel nicht auf und ziehen Sie nicht am Gerät.
- ▶ Vermeiden Sie die Beschädigungen der Oberfläche des Gerätes mit scharfen Gegenständen.
- ▶ Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonneneinstrahlung oder an Orten mit hohen Temperaturen.

Reinigung

- ▶ Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Stoff.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden.
- ▶ Der abnehmbare Stoff können Sie wie gewohnt waschen.



Achtung

- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes im keinen Fall Benzin, Lösungsmittel oder andere ätzende Reinigungsmittel.

Service

- ▶ Bewahren Sie das Gerät sauber und trocken auf.
- ▶ Wenn das Gerät seit langem nicht benutzt wird, decken Sie das Gerät mit einer Staubschutzabdeckung ab.



Wenn die folgenden Probleme auftreten, achten Sie darauf, wie Sie diese lösen können. Sollte das Gerät weiterhin eine Fehlbetrieb aufweisen oder nicht funktionieren, senden Sie das Gerät bitte zur erforderlichen Inspektion und Reparatur an unser Servicecenter oder einen autorisierten Techniker.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsmethode
Das Gerät funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.2. Der Powerschalter auf der Rückseite des Gerätes ist ausgeschaltet.3. Der Schalter am Bedienfeld ist nicht eingeschaltet.	<ol style="list-style-type: none">1. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.2. Schalten Sie den Powerschalter auf der Rückseite des Gerätes ein.3. Schalten Sie die Power-Taste am Bedienfeld ein.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	<ol style="list-style-type: none">1. Der Powerschalter ist ausgeschaltet.2. Die Massagezeit hat 15 Minuten überschritten.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig eingesteckt ist.2. Laufen Sie den Powerschalter wieder an.



GERÄTESPEZIFIKATION

Stromversorgung	AC 220V-240V, 50/60HZ
Stromverbrauch	50W
Timer	15 minuten
Abmessungen (LxBxH)	454.5x358.5x300 mm
Gewicht	7.3 Kg
Abmessungen der Verpackungsbox (LxBxH)	485x338x388 mm
Gewicht (inkl. Verpackungsbox)	8 Kg




GARANTIEVERPFLICHTUNGEN

1. Für das Gerät gilt eine Garantie von 12 Monaten vom Kaufdatum an.
2. Die Garantie gilt, wenn die Fehlfunktion des Gerätes herstellungsbedingt ist.
3. Die Garantieverpflichtungen gelten nicht bei mechanischen Beschädigungen oder Reparaturspuren bei den unbefugten Personen.

POWER FOOT

Style, functionality and care for your feet!





Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen jalkahierontalaitteen käyttöä. Turvatoimet on jaettu vaaran asteen mukaan "varoituksiin" ja "huomioon". Kun olet lukenut tämän oppaan, sinun tulee säilyttää se helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet	114
Laitteen osat	116
Kuvia laitteen toiminnoista ja toimintaperiaatteesta	117
Laitteen käyttöohje	118
Laitteen huolto	120
Ongelmien kartoittaminen	121
Laitteen tekniset tiedot	122
Takuuvelvoitteet	122



Varoimet käyttäjille

- ▶ Varmista, että tämä laite on poissa kuumista pinnoista.
- ▶ Ota yhteys lääkäriin ennen käyttöä, jos sinulla on seuraavat sairaudet:
 - Henkilöt, jotka kärsivät sydänsairauksista, pahanlaatuisista kasvaimista, selkäviväistä, selkärangan skolioosista, verenpaineesta, osteoporoosista jne.
 - Raskaana olevat naiset ja kuukautiset naiset.
 - Henkilöt, jotka kokevat fyysistä epämukavuutta, henkilöt, joilla on kuume, joilla on turvotusta, tulehdusta, mustelmia, allergisia reaktioita jne.
 - Varoitukset. Hierontalaitetta eivät voi käyttää:
 - 1) Henkilöt, joilla on sydämentahdistin tai muut implantoitavat lääkinälliset laitteet.
 - 2) Henkilöt, joilla keinosydän.
 - 3) Henkilöt, jotka käyttävät elektrokardiografia.

Muutoin se aiheuttaa lääketieteellisen laitteen toimintahäiriön, mikä saattaa käyttäjän hengen vaaraan.

Sähköiset varoimet

- ▶ Älä käynnistä laitetta märin käsin.
- ▶ Älä upota laitetta veteen tai suihkuta sitä vedellä tai nesteellä.

Virtajohtoa/pistoketta koskevat varoimet.

- ▶ Älä kytke tai irrota pistoketta märin käsin. Muutoin, voi olla sähköisku tai tuotteen toimintahäiriö.
- ▶ Älä vedä johdoista, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. Pidä kiinni suoraan haarukasta.
- ▶ Oletustyöaika on 20 minuuttia, kaikki toiminnot lakkaavat toimimasta 15 minuutin kuluttua. Irrota tämä laite pistorasiasta heti käytön jälkeen.
- ▶ Pidä johto poissa kuumista pinnoista
- ▶ Älä aseta virtajohtoa tuotteen tai painavien esineiden alle.




Tärkeitä turvallisuusohjeita



- ▶ Varmistaaksesi laitteen turvallisen ja asianmukaisen toiminnan, lue käyttöohje huolellisesti ennen sen käyttöä.
- ▶ Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Irrota tämä laite aina pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
- ▶ Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on herkkä iho, neuropatia tai huono verenkierto. Älä anna lasten tai henkisesti vammaisten käyttää lämmitystoimintoa ilman asianmukaista valvontaa. Väärä käyttö voi olla vaarallista.
- ▶ Älä käytä tätä laitetta peiton tai peiton alla. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumisen, tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- ▶ Älä peitä tätä laitetta välttääksesi sähköhäiriöt tai moottorin liiallisen lämmön aiheuttamat vauriot.
- ▶ Jos epämukavuutta ilmenee, lopeta hieronta välittömästi.
- ▶ Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos se on pudonnut tai jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Jos tapahtuu toimintahäiriö tai jos se kastuu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarvittavaa tarkastusta ja korjausta varten.
- ▶ Älä käytä komponentteja, ellei niitä ole suositeltu..
- ▶ Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoihin.
- ▶ Jos sinun on sammuttava virta, varmista, että kaikki säätimet on kytketty pois päältä, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- ▶ Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisenä laitteena. Jos tarvitaan ammatillista diagnoosia tai hoitoa, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Työympäristöön liittyvät varotoimet.

- ▶ Älä käytä tätä hierontalaitetta kosteassa tai erittäin pölyisessä ympäristössä toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- ▶ Älä käytä tätä hierontalaitetta yli 40 celsiusasteen lämpötiloissa.
- ▶ Älä käytä tätä hierontalaitetta ulkona.
- ▶ Älä sijoita tai käytä tätä hierontalaitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden tai liesien lähelle.



Virtalähde





KUVITUKSET LAITTEEN TOIMINTOISTA JA TOIMINTAPERIAATTEISTA


Valmistelevat toimenpiteet ennen käyttöä

- ▶ Aseta laite tasaiselle lattialle ja irrota sitten yläpaneeli..

Käyttötapa

Vaihe 1: lankaliitântä

- ▶ 1. Liitä verkkolaite laitteen virtajohtoliitântään oikealla olevan kuvan mukaisesti.
- ▶ 2. Liitä virtapistoke AC 100-240~ V pistorasiaan..




⚠ HUOMIO

- ▶ Tarkista ennen liittämistä, että virtajohto on hyvässä kunnossa.
- ▶ Älä irrota virtajohtoa märin käsin välttääksesi sähköiskun.

Vaihe 2:

- ▶ Valitse haluamasi korkeus tuoli ja aseta sitten jalkasi laitteeseen (kuva 1)

Vaihe 3:

- ▶ Paina virtapainiketta «»
- ▶ Yläpäällistä voidaan käyttää istuimena (kuva 2). Jos tarvitaan lämpöä, käynnistä lämmitys painamalla ohjauspaneelin virtapainiketta (Kuva 3).

Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Käytön jälkeen

- ▶ Paina virtapainiketta.
- ▶ Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.

⚠ HUOMIO

- ▶ Älä koske virtaliitântöihin sen jälkeen, kun paneeli on lämmennyt, jos se ylikuumentuu.



PÄÄLLÄ/POIS

- ▶ Paina kytkeäksesi PÄÄLLE.
- ▶ Paina uudelleen sammuttaaksesi.
- ▶ Oletusajastin on asetettu 15 minuuttiin.



Auto-tilan painike

Paina aktivoiaksesi AUTO-ohjelman 1 (vihreä merkkivalo).

- ▶ Turvatyyny jaloille + lämmitys.
- Paina uudelleen käynnistääksesi ohjelman 2 (sininen merkkivalo).
- ▶ Jalkarulla + lämmitys + iskujalkahieronta.
Paina uudelleen käynnistääksesi ohjelman 3 (punainen merkkivalo).
- ▶ Turvatyyny jaloille + jalkarulla + lämmitys + lyömäsoittimet jalkahieronta
Paina uudelleen käynnistääksesi ohjelman 4 (violetti merkkivalo).
- ▶ Turvatyyny jaloille + jalkarulla + lämmitys + lyömäsoittimet jalkahieronta + nilkan turvatyyny



Lämmityspainike

Paina PÄÄLLE.

Paina uudelleen sammuttaaksesi



Voimakkuuspainike

Paina vaihtaaksesi hieronnan VOIMAKKUUS.

Heikko (vihreä) > Keskitaso (sininen) > Vahva (punainen).



Virtapainike yläpaneelissa

Paina kytkeäksesi yläpaneelin lämmitystoiminnon PÄÄLLE.

Paina uudelleen sammuttaaksesi.

⚠ HUOMIO

- ▶ käytä laitetta seistessäsi tai aseta sen päälle raskaita esineitä, jotta se ei vaurioidu. Älä seiso laitteen päällä.
- ▶ Kun siirrät laitetta, älä vedä virtajohdosta tai vedä laitetta suoraan vaurioiden välttämiseksi.
- ▶ Älä testaa laitetta joutokäynnillä kulumisen välttämiseksi.

- ▶ Jokainen hierontaohjelma kestää 15 minuuttia. Laite lakkaa toimimasta hieronnan päätyttyä.



Ohjeet ennen käyttöä


Säilytä tätä laitetta kuivassa paikassa äläkä altista laitetta auringonvalolle. Aseta matto laitteen alle minimoimaan käyttömelu.

Käyttöohjeet

Tätä laitetta käytetään vain virtalähteenä AC 220V-240V, 50/60 H.

Varmista, että sisäinen jännite vastaa tätä vaatimusta.

- ▶ Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.



Älä vedä pistokkeesta märin käsin.



Säilytys

- ▶ Säilytä se pakkauksessa ja aseta se turvalliseen, kuivaan, hyvin ilmastoituun ja varjoisaan paikkaan.
- ▶ Älä kierrä pistoketta.
- ▶ Älä ripusta virtajohtoa tai vedä laitetta.
- ▶ Älä vahingoita laitteen pintaa terävillä esineillä.
- ▶ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila on korkea.

Puhditus

- ▶ Varmista ennen puhdistamista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja että kone on täysin jäähtynyt.
- ▶ Puhdista laite kostealla liinalla.
- ▶ Varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- ▶ Irrotettava kangaspäällinen voidaan pestä tavalliseen tapaan.



Huomio

- ▶ Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen bentseeniä, tinneriä tai muita syövyttäviä puhdistusaineita.

Palvelu

- ▶ Pidä laite puhtaana kuivassa paikassa.
- ▶ Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, peitä laite pölysuojalla.



Jos seuraavia ongelmia ilmenee, kiinnitä huomiota niiden ratkaisemiseen. Jos laite ei toimi edelleen tai se ei toimi, lähetä laite huoltokeskukseemme tai valtuutettuun teknikkoon tarvittavaa tarkastusta ja korjausta varten.

Ongelmi	Mahdollinen syy	Ratkaisumenetelmä
Laite ei toimi	<ol style="list-style-type: none">1. Pistoketta ei ole asetettu oikein pistorasiaan.2. Takaosan virtakytkin on kytketty pois päältä.3. Ohjauspaneelin kytkin ei ole päällä.	<ol style="list-style-type: none">1. Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.2. Kytke virta laitteen takana olevasta virtakytkimestä.3. Kytke päälle paneelin ON/OFF-painike.
Laite lakkasi yhtäkkiä toimimasta	<ol style="list-style-type: none">1. Virtakytkin on pois päältä.2. Hieronta-aika ylitti 15 minuuttia.	<ol style="list-style-type: none">1. Varmista, että pistoke on kytketty oikein.2. Nollaa virtakytkin



TUOTETIEDOT

Virtalähde	AC 220V-240V, 50/60HZ
Virrankulutus	50W
Timer	15 minuten
Mitat (pituusxleveysxkorkeus)	454.5x358.5x300 mm
Paino	7.3 Kg
Pakkauslaatikon mitat (pituusxleveysxkorkeus)	485x338x388 mm
Paino (mukaan lukien pakkauslaatikko)	8 Kg



TAKUUVELVOITTEET

1. Tuotteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien.
2. Takuu on voimassa, jos tuotteen toimintahäiriö johtuu valmistajan virheestä.
3. Takuu ei koske mekaanisia vaurioita tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamia korjauksia.