


EN
PT
ES
LV
RO
EL
ET
FR
HE
DE
RU

STRESS FREE

*Indulgent facial massage from
the comfort of your home*



STRESS FREE


*Indulgent facial massage from
the comfort of your home*

ENGLISH	2
PORTUGUESE	6
ESPAÑOL	10
LATVIAN	14
ROMANIAN	18
GREEK	22
ESTONIAN	26
FRENCH	30
HEBREW	34
GERMAN	38
RUSSIAN	42

SAFETY PRECAUTIONS

1. The following conditions should consult doctor before use:
 - people suffer from heart disease
 - people suffer from infectious disease
 - people suffer from malignant tumor
 - people has open cut on the skin
 - women in pregnancy, menstruation and perpetual fever
 - people with excessive sunburn
 - people with sensitive skin or angiectasis or have been admitted to hospital.
2. Do not disassemble the device by yourself. Seek help from the authorized service center when necessary.
3. Do not use or place the device in a hot or humid environment to prevent functional defect or damage.
4. Do not charge the device under wet area to prevent the short-circuits.
5. Do not allow children or people with physical limitations to use the device without supervision.
6. This device is not water-proof. Do not leave it under water or inside corrosive environment.
7. Stop using the device immediately when any abnormalities from the device occurred.
8. Do not drop or hit the device to avoid any damage.
9. Essential oils may be applied during using the devlce to prevent skin from getting too dry.

PRODUCT DESCRIPTION




- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Main power switch | 6. Protective Cover (hot/cold) alternating metal sheet |
| 2. Intensity adjuster | 7. USB charging port |
| 3. Cool Mode | 8. Convection window |
| 4. Warm Mode | 9. Storage bag |
| 5. Massage Head | 10. USB Cable |

HOW TO OPERATE



Before Use. Please fully charge the device before using it for the first time.

HOW TO CHARGE

1. Connect one end of the USB cord provided to the charging port and insert the other end to the external power source.
2. While charging the LED light beneath the power button will turn red; when fully charged the LED light will turn violet. Estimated charging time is between 4-6 hours.
3. During charging process, the device will not be able to function as it has a self-protection device installed.
4. This device uses high-performance & environment-friendly lithium ion battery; the life of the battery varies according to the function of the product. Please refer to the manual for details.





When the battery power is low, the LED light beneath the power button  will blink thereafter the device will shut down automatically.

VIBRATING MESSAGE

1. Press the power switch  and the vibration will begin
2. 3 massage intensities are available for selection; press and hold the vibration button  the intensity level will switch accordingly.
3. The default time for vibration massage is 10 minutes; press the power button again to continue the massage.




COLD THERAPY

Remove the protective cover on the contact metal of the device.

1. Press the power button  to activate the device.
2. Press the cold therapy button  to activate the cold therapy mode
3. There are three levels of cold temperature for selection; press and hold the cold therapy button  the temperature levels will switch accordingly.
4. The temperature levels are indicated by the following LED light beneath the cold therapy button:
 - a. Blue represents level 1 (approximately 15-20°C)
 - b. Violet represents level 2 (approximately 10-15°C)
 - c. Red represents level 3 (approximately 5-10°C)
5. The default time for the cold therapy is 3 minutes, to continue press the cold therapy button  again.

HEAT THERAPY

Remove the protective cover on the contact metal of the device.

1. Press the power button  to activate the device.
2. There are three levels of heat temperature for selection; press and hold the heat therapy button  to switch accordingly.
3. The temperature levels are indicated by the following LED light beneath the heat therapy button:
 - a. Blue represents level 1 (approximately 30-35°C)
 - b. Violet represents level 2 (approximately 35-40°C)
 - c. Red represents level 3 (approximately 40-45°C)
4. The default time for heat therapy is 3 minutes; to continue press the heat therapy button  again.

CARE & MAINTENANCE

- Always unplug from power cable and switch off after use.
- Put back the protective cover onto the metal contact.
- Clean the device with a soft & dry cloth when necessary.
- Do not use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass furniture polish or thinner on the device.
- Store the device in a dry, cool place.
- Do not put heavy objects onto the device.

TROUBLESHOOTING

This page summarizes the common problems you may encounter while using the device. If you are unable to resolve the problems with the suggestions below, please contact the authorized service center.

Problem	Possible Cause	Suggestion
Product not functioning	Product not sufficiently charged	Charge the product
	Default-time is up	Restart
Product is not charging	Power supply not connected correctly	Unplug and re-connect
	Not using the USB cable provided	Restart
Not fully charged even after long charging time (the indicator stays on red)	Power source has insufficient voltage	Change the power source or charge from computer or power bank. Different charging source required different charging time.
Slight sound heard during operation	Sound is the result of mechanical movement	Normal phenomenon. Product not faulty. No action required




PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name:	Cold & Hot Beauty Massager
Input Voltage:	USB 5V, 1000mAh
Battery parameters:	3.7V 2600mAh
Temperature range:	5-45°C (±5°C)
Power MAX:	10W
Charging time:	4 - 6 hours
Motor Speed:	4000-8000 RPM
Battery life:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 hours with vibration on◦ 1,5 - 2,5 hours with cooling◦ 4 - 5 hours with heating
Automatic Timer:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 min with vibration◦ 3 min with cooling◦ 3 min with heating
Product Dimensions:	280x65x60 mm
Net weight:	370 g
Safety Compliance:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. É necessário consultar o médico nos casos quando:
 - pessoas que sofrem de doenças cardíacas
 - pessoas que sofrem de doenças contagiosas
 - pessoas que tenham tumores malignos
 - pessoas que tenham cortes abertos na pele
 - mulheres grávidas, menstruadas ou com febre puerperal
 - pessoas com queimaduras solares excessivas
 - pessoas com pele sensível ou angiectasia ou que tenham sido hospitalizadas
2. Não tente desmontar o dispositivo. Procure ajuda do centro de serviço autorizado quando necessário.
3. Não coloque ou utilize o dispositivo num ambiente quente ou húmido para evitar defeitos ou danos funcionais.
4. Não carregue o dispositivo em áreas molhadas para evitar curtos-circuitos.
5. Não permita que crianças ou pessoas com limitações físicas utilizem o dispositivo sem supervisão.
6. Este dispositivo não é à prova de água. Não o deixe debaixo de água ou num ambiente corrosivo.
7. Pare imediatamente de utilizar o dispositivo caso ocorra qualquer anomalia no mesmo.
8. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar danos.
9. Óleos essenciais podem ser aplicados durante a utilização do dispositivo para evitar que a pele fique muito seca.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Interruptor principal | 6. Tampa protetora (quente/frio) placa de metal alternada |
| 2. Ajustador de intensidade | 7. Porta de carregamento USB |
| 3. Modo frio | 8. Janela de convecção |
| 4. Modo calor | 9. Saco de armazenamento |
| 5. Cabeça de massagem | 10. Cabo USB |

COMO UTILIZAR




Antes de utilizar. Por favor carregue completamente o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez.

COMO CARREGAR O SEU DISPOSITIVO

1. Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido à porta de carregamento e insira a outra extremidade na fonte de alimentação externa.
2. Durante o carregamento o indicador LED por baixo do botão de iniciar ficará vermelho; quando a carga estiver completa o indicador LED ficará violeta. O tempo estimado de carregamento é de 4-6 horas.
3. Durante o processo de carga, o dispositivo não funcionará porque possui um mecanismo de autoproteção.
4. Este dispositivo utiliza uma bateria de íões de lítio de elevado desempenho amiga do ambiente; a duração da ba for details.





Quando o nível de energia da bateria está baixo, o indicador LED por baixo do botão  de iniciar irá piscar e depois o dispositivo desligar-se-á automaticamente.

MASSAGEM VIBRATÓRIA

1. Pressione o interruptor principal e a vibração começará .
2. Estão disponíveis 3 intensidades de massagem para seleção; mantenha pressionado o botão  de vibração e o nível de intensidade irá mudar em conformidade.
3. O tempo pré-definido para a massagem vibratória é de 10 minutos; pressione o botão  de iniciar novamente para continuar a massagem.




TERAPIA DE FRIO

Retire a tampa protetora no metal de contacto do dispositivo.

1. Pressione o botão  de iniciar para ativar o dispositivo.
2. Pressione o botão  de terapia de frio para ativar o modo de terapia de frio.
3. Existem três níveis de temperatura fria para seleção; mantenha pressionado o botão de terapia de frio e os níveis de temperatura irão mudar em conformidade.
4. Os níveis de temperatura são indicados pelo seguinte indicador LED por baixo do botão  de terapia de frio:
 - a. Azul representa o nível 1 (aproximadamente 15-20°C)
 - b. Violeta representa o nível 2 (aproximadamente 10-15°C)
 - c. Vermelho representa o nível 3 (aproximadamente 5-10°C)
5. O tempo pré-definido para a terapia de frio é de 3 minutos; para continuar pressione novamente o botão  de terapia de frio .

TERAPIA DE CALOR

Retire a tampa protetora no metal de contacto do dispositivo.

1. Pressione o botão  de iniciar para ativar o dispositivo.
2. Existem três níveis de temperatura quente para seleção; mantenha pressionado o botão  de terapia de calor para mudar em conformidade.
3. Os níveis de temperatura são indicados pelo seguinte indicador LED por baixo do botão de terapia de calor:
4. Azul representa o nível 1 (aproximadamente 30-35°C)
5. Violeta representa o nível 2 (aproximadamente 35-40°C)
6. Vermelho representa o nível 3 (aproximadamente 40-45°C)
7. O tempo pré-definido para a terapia de calor é de 3 minutos; para continuar pressione novamente o botão  de terapia de calor. Por baixo do modo de terapia de calor, irá acender-se um fino círculo exterior vermelho.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre o aparelho e o cabo de alimentação após utilizar.
- Coloque de volta a tampa protetora no contacto de metal.
- Limpe o dispositivo com um pano macio e seco sempre que necessário.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, gasolina, querosene, polidores de mobiliário em vidro ou diluente no dispositivo.
- Armazene o dispositivo num local seco e fresco.
- Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta página resume os problemas comuns que pode encontrar durante a utilização do dispositivo. Caso não consiga resolver os problemas com as sugestões abaixo, por favor contacte o centro de serviço autorizado.

Problema	Possíveis causas	Sugestão
O produto não funciona	O produto não tem carga suficiente	Carregue o produto
	O tempo pré-definido acabou	Reinicie
O produto não está a carregar	Fonte de alimentação ligada incorretamente	Desligue e volte a ligar
	Não está utilizando o cabo USB fornecido	Utilize o cabo USB fornecido
Não carrega completamente mesmo após um longo período de carga (o indicador permanece vermelho)	A tensão da fonte de alimentação é insuficiente	Mude de fonte de alimentação ou utilize um computador ou power bank. Uma fonte de carga diferente implica um tempo de carregamento diferente
Slight sound heard during operation	O som é o resultado do movimento mecânico	Fenómeno normal. O produto não tem defeito. Não é necessária qualquer ação

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do produto:	Massajador de Beleza Quente e Frio
Tensão de entrada:	USB 5V, 1000mAh
Parâmetros da bateria:	3.7V 2600mAh
Amplitude de temperatura:	5-45°C (±5°C)
Potência:	MAX: 10W
Tempo de carregamento:	4 - 6 horas
Velocidade do motor:	4000-8000 RPM
Duração da bateria:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 horas com a vibração ligada◦ 1,5 - 2,5 horas com arrefecimento◦ 4 - 5 horas com aquecimento
Temporizador automático:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 min com vibração◦ 3 min com arrefecimento◦ 3 min com aquecimento
Dimensões do produto:	280x65x60 mm
Peso líquido:	370 g
Conformidade de segurança:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Las personas que tengan las siguientes condiciones médicas deben consultar a su médico antes de usar este producto:

- personas que sufran de enfermedades cardíacas
- personas que sufran de enfermedades infecciosas
- personas que sufran de un tumor maligno
- personas que tengan un corte abierto en la piel
- mujeres durante el embarazo, la menstruación y ebre puerperal
- personas con quemaduras solares excesivas
- personas con piel sensible, angiectasias o que hayan sido ingresadas en el hospital

2. No intente desmontar el dispositivo. Solicite ayuda al centro de servicio autorizado cuando sea necesario.

3. No utilice ni coloque el dispositivo en un entorno cálido o húmedo para evitar defectos o daños funcionales.

4. No cargue el dispositivo cerca de un área húmeda para evitar cortocircuitos.

5. Não permita que crianças ou pessoas com limitações físicas utilizem o dispositivo sem supervisão.




6. Este dispositivo no es resistente al agua. No lo sumerja ni lo deje dentro de un ambiente corrosivo.

7. Deje de de usar el dispositivo de inmediato cuando detecte alguna anomalía en él.

8. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar daños.

9. Se pueden aplicar aceites esenciales durante el uso del dispositivo para evitar que la piel se seque demasiado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Interruptor de alimentación principal

2. Ajustador de intensidad

3. Modo frío

4. Modo calor

5. Cabezal de masaje

6. Cubierta protectora (frío/calor) con chapa metálica alterna

7. Puerto de carga USB

8. Ventana de convección

9. Bolsa de almacenamiento

10. Cable USB

MODO DE FUNCIONAMIENTO




Antes del uso. Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.

CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO

1. Conecte un extremo del cable USB provisto al puerto de carga e inserte el otro extremo a la fuente de alimentación externa.
2. Mientras se carga, la luz LED que está debajo del botón de encendido se pondrá de color rojo; cuando esté completamente cargada, la luz LED se pondrá de color violeta. El tiempo estimado de carga es entre 4-6 horas.
3. Durante el proceso de carga, el dispositivo no podrá utilizarse si tiene un dispositivo de autoprotección instalado.
4. Este dispositivo utiliza una batería de iones de litio de alto rendimiento que es respetuosa con el medio ambiente; la vida útil de la batería varía según la función del producto. Consulte el manual para obtener más información.





Cuando la carga de la batería sea baja, la luz LED que está debajo del botón  de encendido parpadeará después de que el dispositivo se haya apagado automáticamente.

MASAJE VIBRATORIO

1. Presione el botón  de encendido y comenzará la vibración.
2. Hay 3 intensidades disponibles para elegir; mantenga presionado el botón  de vibración y el nivel de intensidad cambiará en consecuencia.
3. La duración predeterminada del masaje vibratorio es de 10 minutos; presione el botón  de encendido de nuevo para continuar el masaje.




TERAPIA DE FRÍO

Retire la cubierta protectora del metal de contacto del dispositivo

1. Presione el botón  de encendido para activar el dispositivo.
2. Presione el botón  de terapia de frío para activar el modo de terapia de frío.
3. Hay tres niveles de temperatura fría para elegir; mantenga presionado el botón  de terapia de frío y los niveles de temperatura cambiarán en consecuencia.
4. Los niveles de temperatura se indican mediante la siguiente luz LED debajo del botón de terapia de frío:
 - a. El azul representa el nivel 1 (aproximadamente 15-20°C)
 - b. El violeta representa el nivel 2 (aproximadamente 10-15°C)
 - c. El rojo representa el nivel 3 (aproximadamente 5-10°C)
5. La duración predeterminada de la terapia de frío es de 3 minutos; para continuar, presione de nuevo el botón  de terapia de frío; En el modo de terapia de frío, se iluminará un haz azul de espectro estrecho.

TERAPIA DE CALOR

Retire la cubierta protectora del metal de contacto del dispositivo

1. Presione el botón  de encendido para activar el dispositivo.
2. Hay tres niveles de temperatura caliente para elegir; mantenga presionado el botón  de terapia de calor y los niveles de temperatura cambiarán en consecuencia.
3. Los niveles de temperatura se indican mediante la siguiente luz LED debajo del botón de terapia de calor:
 - a. El azul representa el nivel 1 (aproximadamente 30-35°C)
 - b. El violeta representa el nivel 2 (aproximadamente 35-40°C)
 - c. El rojo representa el nivel 3 (aproximadamente 40-45°C)
4. La duración predeterminada de la terapia de calor es de 3 minutos; para continuar, resione de nuevo el botón  de terapia de calor; En el modo de terapia de calor, se iluminará un haz rojo de espectro estrecho.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación y apague el dispositivo cuando termine de usarlo.
- Vuelva a colocar la cubierta protectora sobre el contacto de metal.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco cuando sea necesario.
- No utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, cera para muebles de vidrio o disolventes en el dispositivo.
- Almacene el dispositivo en un lugar seco y fresco.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este apartado resume los problemas más comunes que puede encontrar al usar el dispositivo. Si no puede resolver el problema con las sugerencias indicadas a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.

Problema	Posible causa	Sugerencia
El producto no funciona	El producto no está lo suficientemente cargado	Cargar el producto
	La duración predeterminada ha acabado	Reiniciar
El producto no se carga	La fuente de alimentación eléctrica no está conectada correctamente	Desenchufarlo y volver a conectarlo
	No está utilizando el cable USB suministrado	Usar el cable USB suministrado
El dispositivo no se carga completamente, aunque haya estado mucho tiempo cargando (la luz indicadora sigue de color rojo)	El suministro eléctrico no tiene el voltaje suficiente	Cambie la fuente de alimentación o cargue el dispositivo desde el ordenador o desde una batería externa. Una fuente de carga diferente requiere un tiempo de carga diferente
Se escucha un ligero sonido durante el funcionamiento	El sonido es resultado del movimiento mecánico	Es un fenómeno normal. El producto no está defectuoso. No se requiere ninguna acción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Massajador de Beleza Quente e Frio
Tensión de entrada:	3.7V 2600mAh
Parámetros de la batería:	5-45°C (±5°C)
Rango de temperatura:	MAX: 10W
Alimentación:	4 - 6 horas
Tiempo de carga:	4000-8000 RPM
Velocidad del motor:	◦ 1,5 - 2,5 horas con vibración activada
Duración de la batería:	◦ 1,5 - 2,5 horas con enfriamiento ◦ 4 - 5 horas con calentamiento ◦ 10 min con vibración
Temporizador automático:	◦ 3 min con enfriamiento ◦ 3 min con calentamiento
Dimensiones del producto:	280x65x60 mm
Peso neto:	370 g
Cumplimiento de seguridad:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Pirms uzsākat lietošanu, obligāti konsultējaties ar ārstu, ja:

- slimojat ar sirds slimībām
- slimojat ar infekcijas slimībām
- Jums ir ļaundabīgs audzējs
- Jums ir atklātas brūces un griezumi uz ādas
- esat grūtniece
- Jums ir mēnešreizes
- Jums ir pastāvīgs drudzis
- Jums ir spēcīgs saules apdegums
- Jums ir jutīga āda, angiektāzija vai tikāt hospitalizēts (-a)

2. Neizjaucaiet ierīci patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā griezties pēc palīdzības servisa centrā.

3. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem un darbības traucējumiem, nelietojiet ierīci, neuzlādējiet un neuzglabājiet to karstā vai mitrā vidē.




4. Neļaujiet bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām iespējām izmantot ierīci bez uzraudzības.

5. Neatstājiet masāžas ierīci zem ūdens vai telpās, kurās vide var veicināt koroziju.

6. Gadījumā, ja tiek atklāti bojājumi, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu. Sargājiet ierīci no triecieniem un nepieļaujiet, ka tā nokrīt n augstuma.

7. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz masāžas ierīces.

MASĀŽAS IERĪCES APRAKSTS



1. Ierīces ieslēgšanas poga
2. Intensitātes režīmu pārslēgš
3. Uzmundrinošs režīms
4. Atslābinošs režīms
5. Masāžas ierīces galva

6. Metāla uzgalis
7. USB-kontaktligzda uzlādēšanai
8. Uzsilšanas lodziņš
9. Glabāšanas somapārsegs
10. USB kabelis




LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet Masāžas ierīci

ZLĀDĒT IERĪCI





1. Izmantojot USB vadu, savienojiet Masāžas ierīces USB kontaktligzdu ar ārējo strāvas avotu.
2. Uzlādēšanas laikā ierīces ieslēgšanas poga iedegsies sarkanā krāsā. Kad ierīce būs pilnīgi uzlādēta, šis gaismas indikators ieslēgsies violetā krāsā. Uzlādēšanas laiks ir 4 - 6 stundas.
3. Ierīce ir aprīkota ar aizsardzības sistēmu, kas neļauj ieslēgt Masāžas ierīci uzlādēšanas laikā.
4. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ierīces ieslēgšanas pogas LED indikators sāks mirgot. Pēc tam Masāžas ierīce automātiski atslēgsies.

VIBROMASĀŽA

1. Vibromasāžas režīms ieslēdzas automātiski, ierīci ieslēdzot 
2. Vibromasāžai ir trīs intensitātes pakāpes, kuras var pārslēgt ar pogas  palīdzību.
3. Vibromasāžas ilgums ir 10 minūtes. Lai atkārtotu procedūru, nospiediet ierīces ieslēgšanas pogu 




UZMUNDRINOŠĀ MASĀŽA

Noņemiet ierīces kontakta metāla aizsargvāciņu.

1. Nospiediet ierīces ieslēgšanas pogu 
2. Nospiediet uzmundrinošās masāžas ieslēgšanas pogu . Uzgaļa LED indikators iedegsies gaiši zilā krāsā.
3. Režīmam ir trīs intensitātes pakāpes, kuras var pārslēgt ar pogas  palīdzību
4. Mainoties temperatūrai, mainīsies indikatora krāsa:
 - a. Zila — 15-20°C
 - b. Violeta — 10-15°C
 - c. Sarkana — 5-10°C
5. Režīms ilgums ir 3 minūtes. Lai atkārtotu procedūru, nospiediet pogu 

ATSLĀBINOŠĀ MASĀŽA

Noņemiet ierīces kontakta metāla aizsargvāciņu.

1. Nospiediet ierīces ieslēgšanas pogu. Nospiediet atslābinošās masāžas ieslēgšanas pogu . Uzgaļa LED indikators iedegsies sarkanā krāsā.
2. Režīmam ir trīs intensitātes pakāpes, kuras var pārslēgt ar pogas  palīdzību.
3. Mainoties temperatūrai, mainīsies indikatora krāsa:
 - a. Zila — 30-35°C
 - b. Violeta — 35-40°C
 - c. Sarkana — 40-45°C
4. Režīma ilgums ir 3 minūtes. Lai atkārtotu procedūru, nospiediet pogu .

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Pēc izmantošanas:

- Izslēdziet masāžas ierīci un atvienojiet USB vadu
- Izmantojiet plastmasas aizsarguzgali
- Uzglabājiet sausā un vēsā vietā

TĪRĪŠANA

- Noslaukiet Masāžas ierīci ar mīkstu un sausu drānu
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, birstes, petroleju, mēbeļu pulēšanas līdzekļus vai to šķīdumus.

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA.

Zemāk norādīti gadījumi, ar kuriem Jūs varat saskarties Masāžas ierīces izmantošanas laikā. Gadījumā, ja šie ieteikumi nenodrošina nepieciešamo rezultātu vai tos nevar izmantot, griezieties pie pārdevēja.

Veids	Iespējamais iemesls	Novēršanas pasākumi
Ierīce nedarbojas	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Uzlādējiet Masāžas ierīci
	Masāžas procedūras laiks, kas iestatīts pēc noklusējuma, ir beidzies	Atkārtoti ieslēdziet ierīci
Ierīci nevar uzlādēt	Barošanas avots nav pareizi pieslēgts	Unplug and re-connect
	Jūs neizmantojat komplektā esošo USB kabeli	Atkārtoti ieslēdziet ierīci
Ilgstošas uzlādēšanas laikā indikators deg sarkanā krāsā	Zems pieslēgtā barošanas avota spriegums	Nomainiet barošanas avotu vai pieslēdziet ierīci datora barošanas avotam vai ārējam akumulatoram. Dažādi avoti nodrošina atšķirīgu uzlādes laiku
Lietošanas laikā atskan klusa skaņa	Skaņa ir mehāniska bojājuma rezultāts	Gadās bieži. Izstrādājums nav bojāts. Nav nepieciešamas nekādas darbības




TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta nosaukums:	Masāžas ierīce sejai un kaklam Stress Free
Ieejas spriegums:	USB 5V, 1000mAh
Akumulatora parametri:	3.7V 2600mAh
Temperatūru diapazons:	5-45°C (±5°C)
Maksimālā jauda:	MAX: 10W
Uzlādes laiks:	4 - 6 stundas
Dzinēja ātrums:	4000-8000 apgr./min.
Baterijas lietošanas ilgums:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 stundas vibromasāžai◦ 1,5 - 2,5 stundas uzmundrinošai masāžai◦ 4 - 5 stundas atslābinošai masāžai
Automātiskais taimeris:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 min. vibromasāžai◦ 3 min. uzmundrinošai masāžai◦ 3 min. atslābinošai masāžai
Izstrādājuma izmēri:	280x65x60 mm
Neto svars:	370 g
Atbilstība drošības prasībām:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Adresați-vă obligatoriu medicului înainte de a începe utilizarea dacă:
 - suferiți de boli cardiace
 - suferiți de boli infecțioase
 - suferiți de o tumoare malignă
 - aveți răni deschise și tăieturi pe piele
 - sunteți însărcinată
 - sunteți în perioada menstruației
 - aveți febră continuă
 - aveți arsuri solare severe
 - aveți piele sensibilă, angiectazie sau ați fost spitalizat
- Nu dezamblați independent aparatul. În caz de necesitate, contactați Centrul de service pentru asistență.
- Nu utilizați, nu încărcați și nu depozitați aparatul într-un mediu cald sau umed pentru a evita defectarea.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să utilizeze aparatul fără supraveghere.
- Nu lăsați aparatul de masaj sub apă sau în încăperi în care condițiile contribuie la formarea coroziunii.
- În cazul detectării unei defecțiuni, încetați imediat utilizarea aparatului.
- Nu aruncați și nu loviți aparatul.
- Nu puneți obiecte grele pe aparatul de masaj

DESCRIEREA APARATULUI DE MASAJ



1. Buton pentru pornirea aparatului
2. Comutator pentru modurile de intensitate
3. Mod de revigorare
4. Mod de relaxare
5. Cap de masaj

6. Duză metalică
7. Port USB de încărcare
8. Deschidere de încălzire
9. Geantă-husă pentru depozitare
10. Cablu USB




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încărcați complet aparatul de masaj înainte de utilizare.

CUM SE ÎNCARCĂ





1. Lige uma extremidade do cabo USB fornecido à porta de carregamento e insira a outra extremidade na fonte de alimentação externa.
2. În timpul încărcării, butonul de alimentare al aparatului se va aprinde în culoarea roșie. Când aparatul va fi complet încărcat, acest indicator va deveni violet. Timpul de încărcare este de la 4 până la 6 ore.
3. Aparatul are un sistem de siguranță care blochează pornirea aparatului de masaj în timpul procesului de încărcare.
4. Când bateria este aproape descărcată, indicatorul LED al butonului de alimentare al dispozitivului va începe să clipească. După aceea, aparatul de masaj se va opri automat.

MASAJ CU VIBRAȚII

1. Masajul cu vibrații se activează automat la pornirea dispozitivului .
2. Masajul cu vibrații are trei niveluri de intensitate, care pot fi comutate cu ajutorul butonului .
3. Durata masajului cu vibrații este de 10 minute. Pentru a relua procedura, apăsați butonul  de pornire al aparatului.




MASAJ REVIGORANT

Îndepărtați capacul de protecție de pe metalul de contact al dispozitivului.

1. Apăsați butonul  de pornire al aparatului
2. Apăsați butonul  de activare a masajului revigorant. Indicatorul LED al duzei va deveni albastru.
3. Modul are trei niveluri de intensitate care pot fi comutate cu ajutorul butonului .
4. Dacă temperatura se schimbă indicatorul își va schimba culoarea:
 - a. Albastru — 15-20 °C
 - b. Violet — 10-15 °C
 - c. Roșu — 5-10 °C
5. Durata modului este de 3 minute. Pentru a relua procedura, apăsați butonul .

MASAJ RELAXANT

Îndepărtați capacul de protecție de pe metalul de contact al dispozitivului.

1. Apăsăți butonul  de pornire al aparatului. Apăsăți butonul de activare a masajului relaxant. Indicatorul LED al duzei va deveni roșu.
2. Modul are trei niveluri de intensitate care pot fi comutate cu ajutorul butonului  .
3. Dacă temperatura se schimbă indicatorul își va schimba culoare a:
4. Albastru - 30-35 °C
5. Violet - 35-40 °C
6. Roșu - 40-45 °C
7. Durata modului este de 3 minute. Pentru a relua procedura apăsați butonul  .

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

După utilizare:

- Opriți aparatul de masaj și deconectați cablul USB
- Utilizați duza de protecție din plastic
- Depozitați într-un loc uscat și răcoros

CURĂȚARE

- Ștergeți aparatul de masaj cu șervețele moi și uscate.

DEPANARE

Mai jos sunt enumerate cazurile pe care le puteți întâlni la utilizarea aparatului de masaj. Dacă aceste recomandări nu au dus la depanare sau nu sunt aplicabile, contactați vânzătorul.

Tip	Cauza posibilă	Măsurile de depanare
Aparatul nu funcționează	încărcare redusă a bateriei	încărcați aparatul de masaj
	timpul de masaj implicit a expirat	Repornire
aparaturul nu se încarcă	sursa de alimentare nu este conectată corect	încărcați aparatul de masaj
	nu utilizați cablul USB furnizat	Repornire
la încărcarea îndelungată, indicatorul este roșu	tensiune joasă la sursa de alimentare cu energie	înlocuiți sursa de alimentare sau conectați-vă la sursa de alimentare de la un computer sau o baterie externă. Diferite surse oferă timpi de încărcare diferiți
s-a auzit un sunet slab în timpul utilizării	sunetul este rezultatul deteriorării mecanice	Caz frecvent. Dispozitiv funcționează corect. Nu este necesară nicio acțiune

CARACTERISTICI TEHNICE

Denumirea produsului:

Tensiunea de intrare:

Caracteristicile bateriei:

Intervalul de temperatură:

Putere maximă:

Timpul de încărcare:

Turația motorului:

Durata de funcționare a bateriei:

Temporizator automat:

Dimensiunile produsului:

Greutate netă:

Respectarea cerințelor de securitate:

Aparat de masaj pentru față și gât Stress Free

USB 5V, 1000mAh

3.7V 2600mAh

5-45°C (±5°C)

MAX: 10W

4 - 6 ore

4000-8000 RPM

- 1,5 - 2,5 ore de masaj cu vibrații
- 1,5 - 2,5 ore de masaj revigorant
- 4 - 5 ore de masaj relaxant
- 10 min minute masaj cu vibrații
- 3 minute masaj revigorant
- 3 minute masaj relaxant

280x65x60 mm

370 g

CE EN60335-1, EN60335-2-32

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

1. Οποσδήποτε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση εάν:

- πάσχετε από καρδιακές παθήσεις
- πάσχετε από μολυσματικές ασθένειες
- πάσχετε από κακοήγη όγκο
- έχετε ανοιχτές πληγές και κοψίματα στο δέρμα
- είστε έγκυος
- έχετε περίοδο
- βρίσκεστε σε περίοδο συνεχούς πυρετού
- έχετε σοβαρό ηλιακό έγκαυμα
- έχετε ευαίσθητο δέρμα, αγγειεκτασία ή έχετε νοσηλευτεί

2. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

3. Μη χρησιμοποιείτε, φορτίζετε, αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον, προς αποφυγή ζημιών και δυσλειτουργίας.

4. Μην επιτρέπεται σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.




5. Μην αφήνετε τη συσκευή μασάζ κάτω από το νερό ή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.

6. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

7. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή.

8. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή μασάζ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣΑΖ



1. Κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής
2. Διακόπτης επιλογής έντασης
3. Λειτουργία δροσίματος
4. Λειτουργία χαλάρωσης
5. Κεφαλή μασάζ


6. Μεταλλικό ακροφύσιο
7. Θύρα φόρτισης USB
8. Τσάντα αποθήκευσης
9. Παράθυρο θέρμανσης
10. Καλώδιο USB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




Φορτίστε πλήρως τη συσκευή μασάζ πριν τη χρήση

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής μασάζ σε μια εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Κατά τη φόρτιση το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής θα γίνει κόκκινο. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, αυτή η ένδειξη θα γίνει μωβ.
Ο χρόνος φόρτισης αποτελεί από 4 έως 6 ώρες.
3. Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας που μπλοκάρει την ενεργοποίηση της συσκευής μασάζ ενώ φορτίζει.
4. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η λυχνία LED του κουμπιού ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει.
Μετά από αυτό η συσκευή μασάζ θα κλείσει αυτόματα.





Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η λυχνία LED κάτω από θα αναβοσβήνει το κουμπί  τροφοδοσίας στη συνέχεια η συσκευή θα τερματιστεί

ΜΑΣΑΖ ΔΟΝΗΣΗΣ

1. Το ασάζ δόνησης ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση συσκευής 
2. Το μασάζ δόνησης έχει τρία επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να αλλάξουν με το πάτημα του κουμπιού 
3. Η διάρκεια του μασάζ δόνησης είναι 10 λεπτά. Για την επανάληψη της διαδικασίας πατήστε το κουμπί  ενεργοποίησης της συσκευής.



ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα στο μέταλλο επαφής της συσκευής.

1. Πατήστε το κουμπί  ενεργοποίησης οίησης της συσκευής
2. Πατήστε το κουμπί  ενεργοποίησης του δροσιστικού μασάζ. Η λυχνία LED του ακροφύσιου θα γίνει μπλε
3. Η λειτουργία έχει τρία επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να αλλάξουν με το πάτημα του κουμπιού 
4. Όταν αλλάζει η θερμοκρασία, η λυχνία θα αλλάζει χρώμα:
 - a. Μπλε — 15-20 °C
 - b. Μωβ — 10-15 °C
 - c. Κόκκινο — 5-10 °C
5. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 3 λεπτά. Για την επανάληψη της διαδικασίας πατήστε το κουμπί. 

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα  στο μέταλλο επαφής της συσκευής.

1. Η λειτουργία έχει τρία επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να αλλάξουν με το πάτημα του κουμπιού 
2. Όταν αλλάζει η θερμοκρασία, η λυχνία θα αλλάξει χρώμα:
 - a. Μπλε — 30-35 °C
 - b. Μωβ — 35-40 °C
 - c. Κόκκινο — 40-45 °C
3. 4. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 3 λεπτά. Για την επανάληψη της διαδικασίας πατήστε το κουμπί. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τη χρήση:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μασάζ και αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Χρησιμοποιήστε το πλαστικό προστατευτικό ακροφύσιο.
- Φυλάξτε σε δροσερό σκιερό μέρος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Σκουπίστε τη συσκευή μασάζ με μαλακά και στεγνά πανάκια.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, βενζίνη, βούρτσες, κηροζίνη, βερνίκια επίπλων ή τα διαλύματά τους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις που δύναται να συναντήσετε κατά τη λειτουργία της συσκευής μασάζ. Σε περίπτωση που οι παρούσες συστάσεις δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή δεν είναι εφαρμόσιμες, απευθυνθείτε στον πωλητή.

Είδος	Πιθανή αιτία	Μέτρα αντιμετώπισης
Η συσκευή Δεν λειτουργεί	Η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη	Φορτίστε τη συσκευή μασάζ
	Ο χρόνος του μασάζ που είχε Καθοριστεί ως προκαθορισμένος, έληξε	Επανεκκίνηση
Η συσκευή Δεν φορτίζει	Η πηγή τροφοδοσίας Είναισυνδεδεμένη λανθασμένα	Φορτίστε τη συσκευή μασάζ
	Δεν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο Καλώδιο usb	Επανεκκίνηση
Κατά τη εκτεταμένη Φόρτιση η ένδειξη Ανάβει κόκκινο	Η πηγή τροφ οδοσίας έχει χαμηλή Τάση στην πηγή τ ροφοδοσίας	Αλλάξτε την πηγή τροφοδοσίας ή συνδεθείτε στην τροφοδοσία από τον υπολογιστή ή από εξωτερική μπαταρία. Διαφορετικές πηγές παρέχουν διαφορετικό χρόνο φόρτισης.
Ακούστηκε ασθενής Ήχος κατά τη χρήση	Ο ήχος είναι αποτέλεσμα μηχανικής Βλάβης	Συχνή περίπτωση. Το προϊόν λειτουργεί Σωστά. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομασία προϊόντος:	Συσκευή μασάζ προσώπου και αυχένα Stress Free
Τάση εισόδου:	USB 5V, 1000mAh
Χαρακτηριστικά μπαταρίας:	3.7V 2600mAh
Εύρος θερμοκρασιών:	5-45°C (±5°C)
Μέγιστη ισχύς:	10W
Διάρκεια φόρτισης:	4- 6 ώρες
Ταχύτητα κινητήρα:	4000-8000 περ./λεπτό
Χρόνος ζωής μπαταρίας:	<ul style="list-style-type: none">ο 1,5- 2,5 ώρες δονητικού μασάζο 1,5- 2,5 ώρες δροσιστικού μασάζο 4- 5 ώρες χαλαρωτικού μασάζ
Αυτόματο χρονόμετρο:	<ul style="list-style-type: none">ο 10 λεπτά δονητικού μασάζο 3 λεπτά δροσιστικού μασάζο 3 λεπτά χαλαρωτικού μασάζ
Διαστάσεις προϊόντος:	280x65x60 mm
Καθαρό βάρος:	370 g
Συμμόρφωση με την ασφάλεια:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

ETTEVAATUSMEETMED

- Enne kasutamist pidage kindlasti nõu oma arstiga, kui:
 - põete südamehaigusi
 - põete nakkushaigusi
 - põete pahaloomulist kasvajat
 - teil on nahal lahtised haavad või sisselõiked
 - teil on rasedus
 - teil on menstruatsioon
 - teil on püsiv palavik
 - teil on raske päikesepõletus
 - teil on tundlik nahk, angiektaasia või olete viibinud haiglaravil.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge kasutage, laadige ega hoidke seadet kuumas või niiskes keskkonnas ega otsese päikesevalguse käes, et vältida kahjustusi ja talitlushäireid.
- Ärge lubage lastel ega puuetega inimestel seadet ilma järelevalveta kasutada.
- Ärge jätke masseerijat vee alla või kohtadesse, kus on soodsad tingimused korrosiooni tekkeks..
- Rikete avastamisel lõpetage kohe seadme kasutamine.
- Ärge pillake seadet maha ega lööge seda.
- Ärge asetage masseerijale raskeid esemeid.

MASSEERIJAJA KIRJELDUS



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Seadme toitenupp | 6. Kaitsekate (kuum/külm) vahelduv metallplaat |
| 2. Intensiivsuse režiimi lüliti | 7. Metallist otsik |
| 3. Värskendusrežiim | 8. USB laadimispesa |
| 4. Lõõgastav režiim | 9. Soojenduse aken |
| 5. Massaažipea | 10. USB-kaabel |




KASUTUSJUHEND

Laadige masseerija enne kasutamist täielikult täis.

KUIDAS SEADET LAADIDA





1. Ühendage masseerija USB-porti kasutades USB-kaablit välise toiteallikaga.
2. Laadimise ajal muutub seadme toitenupp punaseks. Kui seade on täielikult laetud, muutub indikaator lillaks. Laadimisaeg on 4 kuni 6 tundi.
3. Seadmel on kaitsesüsteem, mis blokeerib laadimise ajal masseerija sisselülitamise.
4. Kui akul on laadimistase madal, hakkab seadme toitenupu LED-indikaator vilkuma. Pärast seda lülitub masseerija automaatselt välja.

VIBRATSIOONI MASSAAŽ

1. Seadme sisselülitamisel käivitub vibratsiooni massaaž automaatselt .
2. Vibratsiooni massaažil on kolm intensiivsustaset, mida saab nupule  vajutades ümber lülitada.
3. Vibratsiooni massaaži kestus on 10 minutit. Protseduuri jätkamiseks vajutage seadme toitenuppu .




VÄRSKENDAV MASSAAŽ

Eemaldage seadme kontaktmetalli kaitsekate.

1. Vajutage seadme toitenuppu .
2. Vajutage värskendava massaaži nuppu . Otsiku LED-indikaator muutub siniseks.
3. Režiimil on kolm intensiivsustaset, mida saab nupule  vajutades ümber lülitada.
4. Temperatuuri muutumisel muudab indikaatori värvi:
 - a. Sinine — 15-20 °C
 - b. Lilla — 10-15 °C
 - c. Punane — 5-10 °C
5. Režiimi kestus on 3 minutit. Protseduuri jätkamiseks vajutage toitenuppu .

LÕÕGASTAV MASSAAŽ

Eemaldage seadme kontaktmetalli kaitsekate.

1. Vajutage seadme toitenuppu. Vajutage lõõgastava massaaži nuppu . Otsiku LED-indikaator muutub punaseks.
2. Režiimil on kolm intensiivsustaset, mida saab nupule  vajutades ümber lülitada.
3. Temperatuuri muutumisel muudab indikaatori värvi:
 - a. Sinine — 30-35 °C
 - b. Lilla — 35-40 °C
 - c. Punane — 40-45 °C
4. Režiimi kestus on 3 minutit. Protseduuri jätkamiseks vajutage toitenuppu .

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Pärast kasutamist:
- Lülitage masseerija välja ja eemaldage USB-kaabel
- Kasutage kaitsvat plastotsikut
- Hoidke jahedas kuivas kohas

PUHASTAMINE

- Pühkige masseerijat pehmete ja kuivade lappidega
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, harju, benssiini, petrooleumi, mööbli poleerimisvahendeid ega nende lahuseid.

RIKETE KÕRVALDAMINE

Järgnevalt on toodud juhtumid, millega võite masseerija kasutamisel kokku puutuda. Kui antud soovitus ei anna soovitud efekti või ei ole rakendatavad, võtke ühendust müüjaga.

Rikke liik	Võimalik põhjus	Meetmed rikete kõrvaldamiseks
Seade ei tööta	Madal akutase	Laadige masseerija
	Massaaži vaikimisi aeg on möödas	Taaskäivitage
Seade ei lae	Toiteallikas pole õigesti ühendatud	Laadige masseerija
	Te ei kasuta kaasasolevat usb-kaablit	Taaskäivitage
Pikaajalisel laadimisel põleb indikaator punaselt	Madalpinge ühenduse toiteallikases	Vahetage toiteallikat või ühendage arvuti või välise akutoitega. Erinevad allikad pakuvad erinevat laadimisaega
Kasutamise ajal kostis nõrk heli	Heli on mehaanilise kahjustuse tagajärg	Sagedane juhtum. Toode töötab korralikult. Toiminguid pole vaja




TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus:	Näo ja kaela masseerija Stress Free
Sisendpinge:	USB 5V, 1000mAh
Aku tehnilised omadused:	3.7V 2600mAh
Temperatuurivahemik:	5-45°C (±5°C)
Maksimaalne võimsus:	MAX: 10W
Laadimisaeg:	4 - 6 tundi
Mootori kiirus:	4000-8000 pööret minutis
Aku tööiga:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 tundi vibratsiooni massaaži◦ 1,5 - 2,5 tundi värskendavat massaaži◦ 4 - 5 tundi lõõgastavat massaaži
Automaatne taimer:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 minutit vibratsiooni massaaži◦ 3 minutit värskendavat massaaži◦ 3 minutit lõõgastavat massaaži
Toote mõõdud:	280x65x60 mm
Neto kaal:	370 g
Ohutusnõuetele vastavus:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

PRECAUTIONS

1. Avant d'utiliser le masseur consultez obligatoirement votre médecin si vous:
 - souffrez d'une maladie cardiaque
 - souffrez de maladies infectieuses.
 - souffrez d'une tumeur maligne.
 - avez des ulcères perforés, des coupures sur la peau
 - êtes enceinte,
 - êtes menstruée
 - avez une fièvre persistante
 - avez un grave coup de soleil
 - avez la peau sensible, une angioectasie ou avez été hospitalisé.
2. Ne démontez pas l'appareil vous-même. En cas de nécessité contactez le centre de service pour obtenir de l'aide.
3. N'utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas l'appareil dans un endroit chaud ou humide, ou à la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
4. Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.
5. Ne laissez pas le masseur sous l'eau ou dans des zones où les conditions sont propices à la corrosion.
6. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de défauts de fonctionnement.
7. Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas l'appareil.
8. Ne placez pas d'objets lourds sur le masseur.

DESCRIPTION DU MASSEUR



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation de l'appareil | 6. Buse en métal |
| 2. Sélecteur de modes d'intensité | 7. Port de chargement USB |
| 3. Mode rafraîchissant | 8. Fenêtre de chauffage |
| 4. Mode détente | 9. Sac de rangement |
| Tête de massage | 10. Câble USB |




MODE D'EMPLOI

Charger complètement le masseur avant de l'utiliser.

COMMENT CHARGER LE MASSEUR





1. À l'aide d'un câble USB, connectez le port USB du masseur à une source d'alimentation externe.
2. Pendant la charge, le bouton d'alimentation de l'appareil devient rouge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, cet indicateur devient violet. Le temps de charge est de 4 à 6 heures.
3. L'appareil dispose d'un système de protection qui bloque la mise en marche du masseur pendant la charge.
4. Lorsque la batterie est faible, le voyant du bouton d'alimentation clignote. Après cela, le masseur s'éteindra automatiquement.

MASSAGE PAR VIBRATIONS

1. Le massage par vibration démarre automatiquement lorsque l'appareil est allumé 
2. Le massage par vibration a trois niveaux d'intensité, qui peuvent être activés en appuyant sur le bouton 
3. La durée du massage par vibration est de 10 minutes. Pour reprendre la procédure, appuyez sur le bouton  d'alimentation de l'appareil.




MASSAGE RAFRAÎCHISSANT

Retirez le couvercle de protection sur le métal de contact de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton  d'alimentation de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton  de rafraîchissement du massage. La LED de la buse deviendra bleue.
3. Le mode a trois niveaux d'intensité, qui peuvent être activés en appuyant sur le bouton 
4. Lorsque la température change, l'indicateur change de couleur :
 - a. Bleue - 15-20°C
 - b. Violette - 10-15°C
 - c. Rouge - 5-10°C
5. La durée du mode est de 3 minutes. Pour reprendre la procédure, appuyez sur le bouton 

MASSAGE RELAXANT

Retirez le couvercle de protection sur le métal de contact de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton  d'alimentation de l'appareil. Appuyez sur le bouton pour activer un massage relaxant. La LED de la buse deviendra rouge.
2. Le mode a trois niveaux d'intensité, qui peuvent être activés en appuyant sur le bouton 
3. Lorsque la température change, l'indicateur change de couleur :
 - a. Bleue - 30-35°C
 - b. Violette - 35-40°C
 - c. Rouge - 40-45°C
4. La durée du mode est de 3 minutes. Pour reprendre la procédure, appuyez sur le bouton 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après avoir utilisé le masseur:

- Éteignez le masseur et débranchez le câble USB
- Utilisez un capuchon de protection en plastique
- Stockez le masseur dans un endroit frais et sec

NETTOYAGE

- Essuyez l'appareil de massage avec des chiffons doux et secs.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'essence, de brosses, de kérosène, de cires pour meubles ou leurs solutions.

DÉPANNAGE

Voici les cas que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'appareil de massage. Si ces recommandations ne fournissent pas d'effet souhaité ou ne sont pas applicables, contactez le vendeur.

Problème potentiel	Cause	Décision potentielle
L'appareil ne marche pas	La batterie est faible	Chargez le masseur
	Le temps de massage par défaut a expiré.	Redémarrez le masseur
Le masseur ne se charge pas	L'alimentation n'est pas branchée correctement	Chargez le masseur
	Vous n'utilisez pas le câble USB fourni	Redémarrez le masseur
lors de la charge pendant une longue période, l'indicateur s'allume en rouge	Basse tension dans la source d'alimentation de connexion	Changez la source d'alimentation ou connectez-vous à l'ordinateur ou à l'alimentation par batterie externe. Différentes sources fournissent différents temps de recharge.
il y avait un léger bruit pendant l'utilisation	Le son est le résultat de dommages mécaniques.	Cas fréquent. Le produit marche bien. Aucune action est nécessaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit:

Tension d'entrée:

Spécifications de la batterie:

Écart de température:

Puissance maximale:

Temps de charge:

Vitesse du moteur:

Vie de la batterie:

Minuterie automatique:

Dimensions du produit:

Poids net:

Conformité aux normes de la sécurité:

Masseur pour le visage et le cou Stress Free
USB 5V, 1000mAh

3.7V 2600mAh

5-45°C (±5°C)

0Vt

4 - 6 heures

4000-8000 tours/min

- 1,5 - 2,5 heures de massage par vibration
- 1,5 - 2,5 heures de massage rafraîchissant
- 4 - 5 heures de massage relaxant
- 10 min de massage par vibration
- 3 min de massage rafraîchissant
- 3 min de massage relaxant

280x65x60 mm


370 g

CE EN60335-1, EN60335-2-32

אמצעי זהירות.

1. הקפד להתייעץ עם הרופא שלך לפני תחילת השימוש אם אתה:
 - סובלים ממחלות לב
 - סובלים ממחלות זיהומיות
 - סובלים מגידול ממאיר
 - יש פצעים פתוחים וחתכים על העור
 - בהריון
 - נמצאים בתקופת הווסת
 - נמצאים בתקופה של חום מתמשך
 - יש בוויית שמש קשות
 - יש עור רגיש, אנגינקטידיה או אושפזו
2. לא לפרק את המכשיר בעצמך. במידת הצורך, פנה למרכז שירות לקבלת עזרה.
3. אין להשתמש, לחייב, לאחסן את המכשיר בסביבה חמה או לחה, כדי למנוע שבירה ותקלות.
4. אל תאפשר לילדים או לאנשים עם מוגבלות פיזית להשתמש במכשיר ללא השגחה.
5. אל תשאיר את העיסוי מתחת למים או בחדרים שתנאיהם תורמים להיווצרות קורוזיה.
6. במקרה של איתור תקלות, הפסק את השימוש במכשיר באופן מיידי.
7. אל תפיל או תפגע במכשיר.
8. אל תניח חפצים כבדים על המעסה.

תיאור לעיסוי.





1. לחצן הפעלה של המכשיר
2. עוצמת מצב מתג
3. מצב מרענן
4. מצב מרגיע
5. עיסוי ראש
6. מתכת זרבובית
7. USB טעינת נמל
8. חלון חימום אחסון תיק מקרה
9. כבל USB





הוראות לשימוש.

- לחייב את לעיסוי באופן מלא לפני תחילת שימוש.
- כיצד לטעון את המכשיר
1. באמצעות חוט USB, חבר את יציאת ה-Usb של המעסה לחיצונית אספקת חשמל.
 2. בזמן הטעינה, כפתור ההפעלה של המכשיר יידלק באדום. כאשר המכשיר יהיה טעון במלואה, זה מחוון יהפוך סגול.
 3. לזמן הטעינה הוא 4 עד 6 שעות.
 3. למכשיר מערכת הגנה החוסמת את ההפעלה עיסוי בתהליך הטעינה.
 4. כאשר הסוללה חלשה, נורית ה-led של לחצן ההפעלה של המכשיר תתחיל להבהב. לאחר מכן, את לעיסוי יהיה באופן אוטומטי כיבוי.




רטט עיסוי

1. עיסוי רטט מתחיל באופן אוטומטי כאשר המכשיר מופעל 
2. רטט עיסוי יש שלוש רמות של עוצמה,  מתג אשר יכול כפתור.
3. משך עיסוי הרטט הוא 10 דקות. כדי לחדש את ההליך, לחץ על לחצן ההפעלה של המכשיר.

עיסוי מרענן

1. לחץ על לחצן ההפעלה של המכשיר 
2. לחץ על כפתור ההפעלה של עיסוי מרענן.  נורית החיווי של הזרובית תידלק באור כחול
3. למצב שלוש רמות עוצמה שניתן להחליף באמצעות כפתור. 
4. כאשר הטמפרטורה משתנה, המחווון ישתנה צבע:
 - a. כחול-15-20 °C
 - b. סגול-15-10 °C
 - c. אדום-10-5 °C
5. משך המצב הוא 3 דקות. כדי לחדש את ההליך, לחץ על הכפתור. 

עיסוי מרגיע

1. לחץ על לחצן הפעלת המכשיר. לחץ על כפתור ההפעלה של עיסוי מרגיע. נורית החיווי של הזרובית תידלק באדום. 
2. למצב שלוש רמות עוצמה שניתן להחליף באמצעות כפתור. 
3. כאשר הטמפרטורה משתנה, המחווון ישתנה צבע:
 - a. כחול-35-30 °C
 - b. סגול-40-35 °C
 - c. אדום-45-40 °C
4. משך המצב הוא 3 דקות. כדי לחדש את ההליך לחץ על הכפתור 

פתרון בעיות.

להלן מקרים שאתה עלול להיתקל בהם בעת שימוש בעיסוי. במקרה שההמלצות הללו אינן מספקות את האפקט הראוי או שאינן ישימות, פנה למוכר.

אמצעי חיסול	סיבה אפשרית	נוף
תשלום לעיסוי	סוללה חלשה	המכשיר לא עובד
הפעלה מחדש	זמן העיסוי המוגדר כברירת מחדל יצא	
תשלום לעיסוי	אספקת החשמל אינה מחוברת כראוי	המכשיר אינו נטען
הפעלה מחדש	אינך משתמש בכבל ה-USB המצורף	המכשיר אינו נטען
שנה את ספק הכוח או התחבר לחשמל מהמחשב או מהבנק החיצוני. מקורות שונים מספקים זמני טעינה שונים	מתח נמוך באספקת חשמל חיבור	עם טעינה ארוכה, המחונן זוהר באדום
מקרה מיוחד. המוצר תקין. אין צורך בפעולה.	הצליל הוא תוצאה של נזק מכני	נשמע צליל קלוש במהלך השימוש

מפרט טכני

לעיסוי פנים וצוואר בשם Stress Free	שם מוצר
USB 5V, 1000ma * h	מתח כניסה
7V 2600 ma * h	מפרט סוללה
°C 45-5 (±5°C)	טווח טמפרטורה
10 W	כוח מרבי
4-6 שעות	זמן טעינה
4000-8000 סל " ד	מהירות מנוע
1.5-2.5 שעות רטט עיסוי	חיי סוללה
1.5-2.5 שעות עיסוי מרענן	
4-5 שעות של עיסוי מרגיע	
10 דקות רטט עיסוי	טיימר אוטומטי
3 דקות עיסוי מרענן	
3 דקות של עיסוי מרגיע	
60x60x280 מ"מ	מידות מוצר
370 גרם	משקל נטו
CE EN60335-1, EN60335-2-32	עמידה בדרישות הבטיחות

ניקוי וטיפול

לאחר שימוש:

- כבה את העיסוי ונתק את חוט ה-usb
- השתמש בזרבובית פלסטיק מגן
- אחסן במקום קריר ויבש

ניקוי




נגב את העיסוי במגבונים רכים ויבשים

אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, בנזין, מברשות, נפט, לק רהיטים או פתרונות שלהם.

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Vor der Anwendung lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie:
 - an Herzerkrankungen leiden
 - an Infektionskrankheiten leiden
 - an einem bösartigen Tumor leiden
 - offene Wunden und Schnitte auf der Haut haben
 - schwanger sind
 - Menstruation haben
 - anhaltendes Fieber haben
 - einen starken Sonnenbrand haben
 - empfindliche Haut, Angiektasie haben, oder ins Krankenhaus aufgenommen wurden
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich bei Bedarf an das Servicecenter.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, laden Sie es nicht auf, lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung, um Schäden oder Störungen zu vermeiden.
4. Kinder oder Personen mit speziellen Bedürfnissen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
5. Lassen Sie das Massagegerät unter Wasser oder in korrosiven Umgebungen nicht.
6. Wenn eine Störung auftritt, hören Sie die Verwendung des Geräts sofort auf.
7. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder schlagen Sie es nicht.
8. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Massagegerät auf.

BESCHREIBUNG DES MASSAGEGERÄTS



- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Einschalttaste des Geräts | 6. Metalldüse |
| 2. Schalter für Intensitätsmodi | 7. USB-Ladeanschluss |
| 3. Auffrischungsmodus | 8. Heizungsfenster |
| 4. Entspannungsmodus | 9. Aufbewahrungstasche |
| 5. Massagekopf | 10. USB-Kabel |




GEBRAUCHSANWEISUNG

Laden Sie das Massagegerät vor dem Gebrauch vollständig auf.

WIE SOLL MAN IHR GERÄT AUFLADEN





1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Massagegeräts über ein USB-Kabel mit der externen Stromquelle.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Einschalttaste des Geräts rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige lila. Die Ladezeit beträgt 4 bis 6 Stunden.
3. Das Gerät verfügt über ein Schutzsystem, das das Einschalten des Massagegeräts während des Ladevorgangs blockiert.
4. Soll der Akku leer sein, blinkt die LED-Anzeige der Einschalttaste des Geräts. Danach schaltet sich das Massagegerät automatisch aus

VIBRATIONSMASSAGE

1. Die Vibrationsmassage wird automatisch gestartet, wenn das Gerät eingeschaltet wird 
2. Die Vibrationsmassage hat drei Intensitätsstufen, die sich mit der Taste  wechseln lassen.
3. Die Dauer der Vibrationsmassage beträgt 10 Minuten. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Vorgang fortzusetzen 




ERFRISCHENDE MASSAGE

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Kontaktmetall des Geräts.

1. Drücken Sie die Einschalttaste  des Geräts
2. Drücken Sie die Taste  für die Einschaltung der erfrischenden Massage. Die LED-Anzeige der Düse leuchtet blau.
3. Der Modus hat drei Intensitätsstufen, die mit der Taste  umgeschaltet werden können.
4. Wenn sich die Temperatur ändert, wird die Anzeige die Farbe ändern:
 - a. Blau — 15-20°C
 - b. Lila — 10-15°C
 - c. Rot — 5-10 °C
5. Die Dauer des Modus beträgt 3 Minuten. Drücken Sie die Taste , um den Vorgang fortzusetzen.

ENTSPANNENDE MASSAGE

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Kontaktmetall des Geräts.

1. Drücken Sie die Einschalttaste des Geräts. Drücken Sie die Taste für die .
2. Einschaltung der entspannenden Massage. Die LED-Anzeige der Düse leuchtet rot. Der Modus hat drei Intensitätsstufen, die mit der Taste  umgeschaltet werden können.
3. Wenn sich die Temperatur ändert, wird die Anzeige die Farbe ändern:
 - a. Blau — 30-35 °C
 - b. Lila — 35-40 °C
 - c. Rot — 40-45°C
4. Die Dauer des Modus beträgt 3 Minuten. Drücken Sie die Taste , um den Vorgang fortzusetzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie das Massagegerät aus und schalten Sie das USB-Kabel frei
- Verwenden Sie eine schützende Kunststoffdüse
- An einem kühlen, trockenen Ort lagern

REINIGUNG

- Wischen Sie das Massagegerät mit einem weichen und trockenen Tuch ab
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzin, Bürsten, Kerosin,
- Möbelpolituren oder die Lösungen davon.

FEHLERBESEITIGUNG.

Unten sind die Fälle aufgeführt, die bei der Verwendung des Massagegeräts auftreten können. Wenn diese Empfehlungen den gewünschten Effekt nicht erzielen oder nicht anwendbar sind, wenden Sie sich an den Verkäufer.

Type	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Beseitigung
Das Gerät funktioniert nicht	Akku ist leer	Laden Sie das Massagegerät auf
	Die Standard-Massagezeit ist abgelaufen	Neustart
Produkt ist nicht Aufladen	Die Stromquelle ist nicht richtig angeschlossen	Laden Sie das Massagegerät auf
	Sie verwenden kein mitgeliefertes USB-Kabel	Neustart
Nicht vollständig aufgeladenvauch nach langer Zeit Ladezeit (die Anzeige bleibt rot)	Niedrige Spannung in der Stromquelle	Wechseln Sie die Stromquelle oder schließen Sie es an einen Computer oder einen externen Akku an. Verschiedene Stromquellen bieten unterschiedliche Ladezeiten
Leichtes Geräusch zu hören während der Operation	Das Geräusch ist das Ergebnis einer mechanischen Beschädigung	Das ist ein häufiger Fall. Das Produkt ist funktionsfähig. Keine Aktion ist erforderlich.




TECHNISCHE DATEN

Product Name:	Massagegerät für Gesicht und Hals Stress Free
Eingangsspannung:	USB 5V, 1000mAh
Akku-Spezifikationen:	3.7V 2600mAh
Temperaturbereich:	5-45°C (±5°C)
Maximalleistung:	10W
Aufladezeit:	4 - 6 Stunden
Motorgeschwindigkeit:	4000-8000 RPM
Akku-Lebensdauer:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 Stunden Vibrationsmassage◦ 1,5 - 2,5 Stunden erfrischender Massage◦ 4 - 5 Stunden entspannender Massage
Automatischer Timer:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 min Vibrationsmassage◦ 3 min erfrischender Massage◦ 3 min entspannender Massage
Produktabmessungen:	280x65x60 mm
Nettogewicht:	370 g
Erfüllung der Sicherheitsanforderungen:	CE EN60335-1, EN60335-2-32

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом использования, если вы:
 - страдаете от сердечных заболеваний
 - страдаете от инфекционных заболеваний
 - страдаете от злокачественной опухоли
 - имеете открытые раны и порезы на коже
 - беременны
 - находитесь в периоде менструации
 - находитесь в периоде непрекращающейся лихорадки
 - имеете сильный солнечный ожог
2. Обладаете чувствительной кожей, ангиэктазией или были госпитализированы
3. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае необходимости обратитесь за помощью в сервисный центр.
4. Не используйте, не заряжайте, не храните устройство в жаркой или влажной среде, во избежание поломок и неисправностей.
5. Не разрешайте детям или людям с ограниченными физическими возможностями использовать устройство без присмотра.
6. Не оставляйте массажер под водой или в помещениях, условия которых способствуют образованию коррозии.
7. В случае обнаружения неисправностей немедленно прекратите использование устройства.
8. Не роняйте и не ударяйте устройство.
9. Не располагайте тяжелые предметы на массажере.

ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА



1. Кнопка включения устройства
2. Переключатель режимов интенсивности
3. Освежающий режим
4. Расслабляющий режим
5. Массажная головка


6. Защитный кожух для металлической пластины (может быть горячей/холодной)
7. Металлическая насадка
8. USB-порт для зарядки
9. Окно нагрева сумка-чехол для хранения
10. USB - кабель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




Полностью зарядите Массажер перед началом использования.

КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО

1. Используя USB-провод соедините USB-порт Массажера с внешним источником питания.
2. Во время зарядки кнопка включения устройства загорится красным. Когда устройство полностью зарядится, данный индикатор станет фиолетовым. Время зарядки составляет от 4 до 6 часов.
3. Устройство обладает системой защиты, которая блокирует включение Массажера в процессе зарядки.
4. В устройстве используется высокопроизводительная и экологически чистая литий-ионная батарея; срок службы батареи зависит от используемых функций устройства. Подробную информацию см. в руководстве.





При низком заряде аккумулятора LED-индикатор кнопки включения  устройства начнет мигать. После этого Массажер автоматически отключится.

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

1. Вибрационный массаж запускается автоматически при включении устройства .
2. Вибрационный массаж имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно кнопкой .
3. Длительность вибрационного массажа составляет 10 минут. Для возобновления процедуры нажмите кнопку  включения устройства




ОСВЕЖАЮЩИЙ МАССАЖ

Снимите защитный кожух с металлической пластины.

1. Нажмите кнопку включения устройства .
2. Нажмите кнопку включения  освежающего массажа. Светодиодный индикатор насадки загорится голубым светом.
3. Режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно кнопкой .
4. При изменении температуры индикатор будет менять цвет:
 - a. Синий — 15-20°C
 - b. Фиолетовый — 10-15°C
 - c. Красный — 5-10°C
5. Длительность режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры нажмите кнопку .

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

Снимите защитный кожух с металлической пластины.

1. Нажмите кнопку включения устройства . Нажмите кнопку включения расслабляющего массажа. Светодиодный индикатор насадки загорится красным светом.
2. Режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно кнопкой 
3. При изменении температуры индикатор будет менять цвет:
 - a. Синий — 30-35°C
 - b. Фиолетовый — 35-40°C
 - c. Красный — 40-45°C
4. Длительность режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры нажмите кнопку 

ЧИСТКА И УХОД

После использования:

- Выключите массажер и отсоедините USB – провод
- Используйте защитную пластиковую насадку
- Храните в сухом прохладном месте

ОЧИСТКА

- Протирайте массажер мягкими и сухими тканевыми салфетками
- Не используйте абразивные чистящие средства, бензин, щетки, керосин, мебельные полироли или их растворы.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены случаи, с которыми Вы можете столкнуться при использовании массажера. В случае, если данные рекомендации не обеспечили должный эффект или неприменимы, обратитесь к продавцу.

Вид	Возможная причина	Меры по устранению
Устройство не работает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите массажер
	Время массажа, установленное по умолчанию, вышло	Перезапуск
Устройство не заряжается	Источник питания неправильно подключен	Зарядите массажер
	Вы не используете прилагаемый usb-кабель	Перезапуск
При длительной подзарядке индикатор светится красным цветом	Низкое напряжение в источнике питания подключения	Смените источник питания или подключитесь к питанию от компьютера или внешнего аккумулятора. Различные источники обеспечивают различное время подзарядки
Прозвучал слабый звук во время использования	Звук является результатом механического повреждения	Частый случай. Продукт исправен. Никаких действий не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта:	Cold & Hot Beauty Massager
Входное напряжение:	USB 5V, 1000mAh
Характеристики аккумулятора:	3.7V 2600mAh
Диапазон температур:	5-45°C (±5°C)
Максимальная мощность:	10Вт
Время зарядки:	4 - 6 часов
Скорость двигателя:	4000-8000 об/мин
Срок службы батареи:	<ul style="list-style-type: none">◦ 1,5 - 2,5 часа вибрационного массажа◦ 1,5 - 2,5 часа освежающего массажа◦ 4 - 5 часов расслабляющего массажа
Автоматический таймер:	<ul style="list-style-type: none">◦ 10 мин. вибрационного массажа◦ 3 мин. освежающего массажа◦ 3 мин. расслабляющего массажа
Размеры изделия:	280x65x60 мм
Вес нетто:	370 гр
Соответствия требованиям безопасности:	CE EN60335-1, EN60335-2-32