


EN  
PT  
ES  
LV  
RO  
EL  
ET  
FR  
HE  
DE  
RU

## POWER EYES

*Like a spa day for your eyes*



# POWER EYES

*Like a spa day for your eyes*

ENGLISH	2
PORTUGUESE	7
ESPAÑOL	12
LATVIAN	17
ROMANIAN	22
GREEK	27
ESTONIAN	32
FRENCH	37
HEBREW	42
GERMAN	47
RUSSIAN	52

## Power Eyes Massager


Sleep8 Power Eyes Massager is a solution specially designed to relieve tension of your eyes and also for rest and recreation after a busy day. The wireless gadget can be used at home or on the move. You can take it with you in a bag due to its compact design.

### THE ADVANTAGES OF THIS MASSAGER

- It stimulates blood circulation.
- It helps to relieve headache.
- It relieves muscle tension while improving flexibility.
- It shortens the restoration period.


Please, read the current manual carefully before using the Massager.

## Description of Power Eyes



1. Case
2. Size Plate
3. Elastic Band
4. Control Panel
5. Air Pad
6. USB Cable for Charging and Music Recording
7. Adapter

## Control Panel



1. Device On Button
2. Air Compressor Indicator
3. Warming Mode Indicator
4. Vibromassage Multisync Indicator
5. Music Control Button
6. Battery Indicator
7. Playing Music Indicator
8. Music Playback Indicator

## Safety Precautions

1. Before using, please consult a doctor if:

- You suffer from eye diseases such as glaucoma, leukoma and retinal detachment.
- You suffer from various weaknesses and fatigues, and also physical, mental or psychogenic disorders.
- You suffer from insult, hypertonia/hypotonia or heart diseases.
- You suffer from infectious diseases.
- You suffer from a cancer.
- You have had an eye surgery.
- You have a diagnosis of schizophrenia.
- You have open wounds, cuts, redness, infections, burns or bruises on the skin.
- You are pregnant, in the period of menstruation and incessant fever.
- You have a sensitive skin, angiectasia or were hospitalized.
- you have low temperature sensitivity, maximum temperature of the warming mode is 42°C.

2. Do not use the Massager when driving a car.

3. Do not disassemble the device yourself. If necessary, contact the service center.

4. Do not use, charge or store the device in hot or humid environment or in direct sunlight in order to avoid failure and malfunction.

5. Do not allow children and disabled people to use the device unattended.

6. Do not leave the massager under water or in rooms that provoke corrosion.

7. In case of malfunction stop using the device immediately.

8. Do not drop or hit the device.

9. Do not put heavy objects on the massager.

10. The massager is not a replacement for treatment or doctor's recommendations. If you are in a doubt please consult your doctor.

11. The massager shall not be used for diagnosis, treatment or for commercial purposes.

12. Do not use the massager during charging.

# Massager Operating Instructions

## BEFORE USE

- Check the availability of the device and components.
- Fully charge the massager.
- Be sure to take out contact lenses and eyeglasses.




Turn on the massager only after you put it on your eyes in order not to damage the air pad due to over-pressure.

Do not start the device if the power and power supply voltage are out of range or stay unstable.

## HOW TO CHARGE THE DEVICE

1. Connect the USB port of the massager to an external power source using the USB cable.
2. Connect the charger to the socket (100-240 V ~, 50/60 Hz). When the device is connected to the charger the LED will turn blue.
3. The charge will take 3 hours.

## OPERATING PROCEDURES

1. Put the Massager on your eyes.
2. Be sure that the Massager fits tightly to your face but does not cause any discomfort. You can adjust the way it fits by using a buckle on the elastic strap.
3. Start the device by pressing and holding the button  : After the switch on the LED panel goes purple. The massage with warming effect and playing music will start automatically after switch on.
4. To complete using the Massager press and hold the  button. The LED blinks off.
5. The Massager automatically stops working in 15 minutes. To resume work press and hold the  button.

## POSSIBLE MESSAGE MODE RANGE

1. Delicate air-compression massage.
2. Vibromassage of moderate intensity.
3. All-in massage with interleaving air-compression and vibromassage supplemented by the light warming effect.
4. The default mode is air-compression massage with the light warming effect.


# Massager Operating Instructions

## HOW TO CHOOSE THE DESIRED MODE

1. The default mode starts by pressing and holding the button switch on when the Massager is switched off.
2. The vibromassage mode starts by one quick pressing when the default mode is running.
3. The all-in mode starts by quickly pressing the button twice when the default mode is running.
4. Air-compression massage starts by quickly pressing the button three times when the default mode is running.

## PLAYING MUSIC FUNCTION

To start the Playing Music function do the following:

1. Press and hold the Play button  .
2. In order to switch a song, press the button to play a song twice.

## Troubleshooting

When using the Massager, you can experience the following. If these recommendations have no desired effect or are not applicable please contact the service center.

Type	Possible Reason	Troubleshooting
The device is not working	Check if the device is switched on	Press the ON/OFF button
	Low battery charge	Please charge the Massager
The device fails to charge	The power supply is not connected properly	Disconnect and then connect the Massager to the power supply
The LED is flashing	Low battery charge	Please charge the Massager

## **Clean and Care**

### AFTER USAGE

- Turn off the Massager and disconnect the USB cable.
- Store in a dry cool place. DO NOT store the device up in the air.

### CLEAN

- Wipe the Massager with a soft dry cloth. Do not use water to clean the device.
- Do not use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, furniture polishes or their solutions.

## **Technical Specifications of the Product**

Name: Sleep8 Power Eyes Massager

Lithium battery: 1100 mAh

Voltage: 5V

Size: 250 x 140 x 130 mm

Power: 5W

## Massageador para os olhos Power Eyes


O Massageador Power Eyes foi desenvolvido especialmente para aliviar a tensão na região dos olhos e para descansar e recuperá-los após um dia longo. O dispositivo sem fio pode ser utilizado tanto em casa, quanto em viagens. Graças ao seu tamanho compacto, é fácil de mantê-lo sempre na bolsa.

### OS BENEFÍCIOS DE USO DO MASSAGEADOR

- Estimula a circulação.
- Ajuda aliviar a dor de cabeça.
- Alivia a tensão dos músculos, aumentando sua flexibilidade.
- Acelera o processo de recuperação.


Leia atentamente este Manual do utilizador antes de usar o Massageador.

### Descrição do Power Eyes



1. Invólucro
2. Ajustador de tamanho
3. Faixa elástica
4. Painel de controle
5. Almofada de ar
6. Cabo USB para carregamento e gravação de música
7. Adaptador

### Painel de controle



1. Botão para ligar o dispositivo
2. Indicador de massagem de compressão de ar
3. Indicador do modo aquecedor
4. Indicador de massagem de vibração com frequência variável
5. Botão de controle de reprodução de música
6. Indicador da bateria
7. Indicador de reprodução de música
8. Indicador de reprodução de música



## Medidas de segurança

1. É necessário consultar o médico antes de usar o dispositivo, no caso se:
  - Estiver com alguma doença ocular como glaucoma, catarata e descolamento de retina.
  - Sofrer de alguma doença e fadiga, bem como de distúrbios físicos, cognitivos ou mentais.
  - Estiver com alguma doença infecciosa.
  - Estiver com algum tumor maligno.
  - Tiver passado por cirurgia ocular no passado.
  - Tiver sido diagnosticado com esquizofrenia.
  - Estiver com feridas abertas, cortes, vermelhidão, infeções, queimaduras ou hematomas na pele.
  - Estiver grávida, menstruada ou com uma febre persistente.
  - Tiver a pele sensível, angiectasia ou foi hospitalizado/a.
  - Tiver baixa sensibilidade a mudanças de temperatura, a temperatura máxima do modo de aquecimento é de 42°C.
2. Não utilize o Massageador enquanto estiver a dirigir.
3. Não desmonte o dispositivo. Caso seja necessário, procure o centro de serviço.
4. Não utilize, não carregue e não armazene o dispositivo num ambiente quente ou húmido, bem como sob a luz solar direta, para evitar os danos ou mau funcionamento.
5. Não permita que crianças ou pessoas com deficiência usem o dispositivo sem supervisão.
6. Não deixe o Massageador debaixo d'água ou em áreas onde as condições sejam propícias à corrosão.
7. Interrompa imediatamente o uso do dispositivo, se houver mau funcionamento.
8. Evite que o dispositivo caia e proteja-o de choques.
9. Não coloque os objetos pesados sobre o Massageador.
10. O Massageador não substitui o tratamento ou o conselho médico. Em caso de dúvidas, consulte o médico.
11. O Massageador não pode ser utilizado para diagnóstico, tratamento ou outros fins comerciais.
12. Não utilize o Massageador durante o carregamento.

# Instruções de uso do massageador

## ANTES DE USAR

- Verifique que estão presentes todos os componentes do dispositivo.
- Carregue completamente o Massageador.
- Certifique-se de remover as lentes de contato e os óculos.

Ligue o Massageador somente após colocá-lo nos olhos, para não danificar a almofada de ar por pressão excessiva. Não inicie o dispositivo, se a fonte de alimentação e a voltagem de alimentação estiverem fora dos valores permitidos ou estiverem instáveis.

## COMO CARREGAR O DISPOSITIVO

1. Abra a tampa lateral para acessar a porta USB. Utilizando o cabo USB conecte a porta USB, e o adaptador do Massageador a uma tomada elétrica.
2. Ligue o carregador a uma tomada (100-240 V~, 50/60 Hz). Ao conectar o carregador, o indicador LED ficará azul.
3. Para carregar o dispositivo são necessárias 3 horas.

## SEQUÊNCIA DE USO

1. Posicione o Massageador na região dos olhos.
2. Verifique se o Massageador está em contato firme com a superfície do rosto sem causar desconforto. Pode ajustar a força de contato utilizando a fivela na faixa elástica.
3. Inicie o dispositivo, pressionando e segurando o botão por alguns segundos ① : Ao ligar, o painel LED será iluminado com a luz azul. Ao ligar, o modo de massagem, com o efeito aquecedor e com a reprodução de música, será iniciado automaticamente.
4. Pressione e segure o ① botão para finalizar o uso. O indicador LED será desligado.
5. O Massageador fará uma pausa automaticamente após 15 minutos. Para retomar ao funcionamento, pressione e segure o ① botão por alguns segundos.

## Gama de possíveis modos de massagem


1. Massagem delicada de compressão de ar.
2. Massagem de vibração de intensidade moderada.
3. Massagem complexa, composta por massagem de compressão de ar e a massagem de vibração, intercaladas, completas com um efeito leve de aquecimento.
4. O Modo padrão é a massagem de compressão de ar com um leve efeito de aquecimento.

### PARA SELECIONAR O MODO DESEJADO

1. O modo padrão é iniciado, pressionando e segurando o botão liga/desliga, se o Massageador estiver desligado.
2. Modo vibração é iniciado brevemente, pressionando o botão uma vez quando o modo padrão estiver iniciado.
3. Para iniciar o modo complexo, pressione duas vezes brevemente o botão quando o modo padrão estiver iniciado.
4. Para iniciar o modo de massagem de compressão de ar, pressione três vezes brevemente o botão quando o modo padrão estiver iniciado.

### FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA

Para começar a reproduzir música, siga o seguinte passo-a-passo:

1. Pressione e segure o  botão de reprodução de música.
2. Para mudar de faixa, pressione o botão de reprodução de música duas vezes.

## Solução de problemas

A seguir estão listadas as situações que podem surgir, ao usar o Massageador. Se estas recomendações não surtirem o efeito desejado ou não forem aplicáveis, entre em contato com o centro de serviço

Tipo	Possível causa	Ação corretiva
O Massageador não funciona	Verifique se o dispositivo está ligado	Pressione o botão de liga/desliga
	Bateria fraca	Carregue o Massageador
O dispositivo não carrega	A fonte de energia não está conectada corretamente	Desconecte e novamente conecte o Massageador à fonte de energia
O indicador LED está a piscar	Bateria fraca	Carregue o Massageador

## **Limpeza e cuidados**

### DEPOIS DO USO

- Desligue o Massageador e desconecte o cabo USB;
- Armazene num local seco e fresco. Não armazene o aparelho pendurado.

### LIMPEZA

- Limpe o Massageador com lenços de tecido macios e secos. Não utilize água para limpar o dispositivo.

## **Technical Specifications of the Product**

Nome: S8 MASSAGEADOR PARA OS OLHOS POWER EYES

Bateria de lítio: 1100 mAh

Voltagem: 5V

Dimensões: 250 x 140 x 130 mm

Potência: 5W

## Masajeador de ojos Power Eyes

El masajeador Power Eyes es un desarrollo especialmente diseñado para quitar la tensión en el área de los ojos, así como para descansar y recuperar fuerzas después de un día ajetreado.


Este dispositivo inalámbrico se puede utilizar en casa y en los viajes. Es cómodo llevarlo en el bolso debido a su tamaño compacto.

### VENTAJAS DEL MASAJEADOR

- Estimula la circulación sanguínea.
- Ayuda a aliviar dolores de cabeza.
- Alivia la tensión muscular y mejora su flexibilidad.
- Acelera el proceso de recuperación.


Asegúrese de leer este Manual de usuario antes de utilizar el Masajeador.

### Descripción de Power Eyes



1. Cuerpo
2. Hebilla de ajuste
3. Banda elástica
4. Panel de control
5. Almohadilla de aire
6. Cable USB de carga y agregación de música
7. Adaptador

### Panel de control



1. Botón de encendido del dispositivo
2. Indicador del masaje con aire comprimido
3. Indicador del modo de calentamiento
4. Indicador del masaje de vibración multifrecuencia
5. Botón del control de reproducción de música
6. Indicador de batería
7. Indicador de la reproducción de música
8. Indicador del acompañamiento musical

## Medidas de seguridad

1. Antes del uso, consulte a un médico, si Usted:

- Sufre de enfermedades oculares como glaucoma, cataratas o desprendimiento de retina.
- Tiene molestias o fatiga de cualquier tipo, así como trastornos físicos, mentales o psicológicos.
- Ha tenido un derrame cerebral, hipertensión/hipotensión o enfermedades cardíacas.
- Tiene enfermedades infecciosas.
- Tiene un tumor maligno.
- Ha sido sometido/a a cirugía ocular.
- Tiene un diagnóstico de esquizofrenia.
- Tiene heridas abiertas, cortes, enrojecimiento, infecciones, quemaduras o hematomas en la piel.
- Está embarazada, durante el período menstrual o tiene fiebre persistente.
- Tiene piel sensible, telangiectasia o ha sido hospitalizado/a.
- Tiene baja sensibilidad al cambio de temperatura, la temperatura máxima del modo de calentamiento es de 42°C.

2. No utilice el Masajeador mientras conduce el coche.

3. No desmonte el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con un centro de servicio si es necesario.

4. No utilice, cargue ni guarde el dispositivo en un ambiente caliente o húmedo, así como bajo la luz directa del sol para evitar fallos y malfuncionamientos.

5. No permita que niños o personas con discapacidades físicas utilicen el dispositivo sin supervisión.

6. No sumerja el Masajeador en agua ni lo deje en lugares donde las condiciones sean propicias para la corrosión.

7. Deje de usar el dispositivo inmediatamente si se detecta algún fallo.

8. No deje caer ni golpee el dispositivo.

9. No coloque objetos pesados sobre la superficie del Masajeador.

10. El Masajeador no sustituye el tratamiento o las recomendaciones del médico. En caso de preguntas, consulte al médico.

11. El Masajeador no debe usarse para diagnóstico, tratamiento ni con fines comerciales.

12. No utilice el Masajeador mientras se está cargando.

# Instrucciones de uso del Masajeador

## ANTES DEL PRIMER USO




- Verifique la integridad del dispositivo y los componentes.
- Cargue completamente el Masajeador.
- Asegúrese de quitarse los lentes de contacto y las gafas.

Encienda el Masajeador solo después de colocarlo en los ojos para no dañar la almohadilla de aire debido a la presión excesiva. No inicie el dispositivo si la alimentación y el voltaje de suministro están fuera del rango permitido o son inestables.

## CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO

1. Abra la tapa en el lateral para acceder al puerto USB. Conecte el puerto USB del Masajeador a una fuente de alimentación externa utilizando el cable USB.
2. Conecte el cargador al enchufe (100-240V ~, 50/60Hz). Al conectar el cargador, el indicador LED se pondrá azul.
3. La carga completa lleva 3 horas.

## PROCEDIMIENTO DE USO

1. Coloque el Masajeador en el área de los ojos.
2. Asegúrese de que el Masajeador se ajuste firmemente a la superficie de la cara sin causar molestias. Puede ajustar la intensidad mediante el uso de una hebilla en la banda elástica.
3. Inicie el dispositivo presionando de manera prolongada el botón  : al encenderse, el panel LED se iluminará en azul. El modo de masaje con efecto de calentamiento y reproducción de música se iniciará automáticamente cuando se encienda.
4. Para apagar el Masajeador, presione de manera prolongada el botón . El indicador LED se apagará.
5. El Masajeador se detiene automáticamente después de 15 minutos. Para reanudar el funcionamiento, presione de manera prolongada el botón .

## GAMA DE POSIBLES MODOS DE MASAJE

1. Masaje suave con aire comprimido.
2. Masaje vibratorio de intensidad moderada.
3. Masaje combinado que alterna el masaje con aire comprimido y masaje vibratorio, con un ligero efecto de calentamiento.
4. El modo predeterminado es el masaje con aire comprimido con el efecto de calentamiento suave.


# Instrucciones de uso del Masajeador

## CÓMO ELEGIR EL MODO DESEADO

1. El modo predeterminado se inicia presionando de manera prolongada el botón de encendido cuando el Masajeador está apagado.
2. El modo de vibración se inicia con una pulsación corta cuando el modo predeterminado está en funcionamiento.
3. El masaje combinado se inicia con dos pulsaciones cortas cuando el modo predeterminado está en funcionamiento.
4. El masaje con aire comprimido se inicia con tres pulsaciones cortas cuando el modo predeterminado está en funcionamiento.

## FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Para iniciar la función de reproducción de música, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione de manera prolongada el botón de reproducción de música .
2. Para cambiar la melodía, presione el botón de reproducción de música dos veces.

## Solución de problemas.

A continuación, se presentan algunos problemas con que se puede enfrentar al usar el Masajeador. En caso de que estas recomendaciones no tengan el efecto deseado o no sean aplicables, póngase en contacto con el centro de servicio.

Problema	Posible causa	Medidas de solución
El Masajeador no funciona	Verifique si el dispositivo está encendido	Presione el botón de encendido/apagado
	Batería baja	Cargue el Masajeador
El dispositivo no se carga	La fuente de alimentación no está conectada correctamente	Desconecte y vuelva a conectar el Masajeador a la fuente de alimentación
El indicador LED parpadea	Batería baja	Cargue el Masajeador



## **Limpieza y cuidado**

### DESPUÉS DEL USO

- Apague el Masajeador y desconecte el cable USB;
- Almacénelo en un lugar fresco y seco. No guarde el dispositivo colgado.

### LIMPIEZA

- Limpie el Masajeador con paños suaves y secos. No utilice agua para limpiar el dispositivo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, pulidores de muebles ni sus soluciones.

## **Especificaciones técnicas**

Nombre: S8 MASAJEADOR DE OJOS POWER EYES

Batería de litio: 1100 mAh

Voltaje: 5V

Dimensiones: 250 x 140 x 130 mm

Potencia: 5W

## Massageador para os olhos Power Eyes


Masētājs Power Eyes — īpaši izstrādāts sasprindzinājuma mazināšanai acu zonā, kā arī atpūtai un spēku atgūšanai pēc saspringtas dienas. Bezvadu sīkrīku var izmantot mājās un ceļojumos. Pateicoties tā kompaktajam izmēram, to ir ērti vienmēr turēt somā.

### MASĒTĀJA IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS

- Stimulē asinsriti.
- Palīdz mazināt galvassāpes.
- Noņem spriedzi no muskuļiem, palielinot to elastību.
- Paātrina atjaunošanās procesu.


Pirms Masētāja lietošanas noteikti izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

### Power Eyes Apraksts



1. Korpuss
2. Izmēru regulētājs
3. Elastīgā saite
4. Vadības panelis
5. Gaisa spilvens
6. USB vads uzlādēšanai un mūzikas ierakstīšanai
7. Adapteris

### Vadības panelis



1. Ierīces ieslēgšanas poga
2. Gaisa kompresijas masāžas indikators
3. Sildrežīma indikators
4. Daudzfrequenču vibrācijas masāžas indikators
5. Mūzikas atskaņošanas vadības poga
6. Akumulatora indikators
7. Mūzikas atskaņošanas indikators
8. Mūzikas spēlēšanas indikators

## Drošības pasākumi

1. Pirms lietošanas noteikti konsultējieties ar savu ārstu, ja Jūs:

- Ciešat no acu slimībām, piemēram, glaukomas, kataraktas un tīklenes atslāņošanās.
- Ciešat no dažāda veida slimībām un noguruma, kā arī no fiziskiem, garīgiem vai psihiskiem traucējumiem.
- Ciešat no insulta, hipertensijas/hipotensijas vai sirds slimībām.
- Ciešat no infekcijas slimībām.
- Ciešat no ļaundabīga audzēja.
- Iepriekš veiktas acu operācijas.
- Diagnosticēta šizofrēnija.
- Uz ādas ir atvērtas brūces, griezumi, apsārtums, infekcijas, apdegumi un zilumi.
- Ir grūtniecība, menstruācijas un nepārejošs drudzis.
- Jums ir jutīga āda, angioektāzija vai bijāt hospitalizēts.
- Piemīt zema jutība pret temperatūras izmaiņām, maksimāla sildīšanas režīma temperatūra ir 42°C.

2. Neizmantojiet Masētāju automašīnas vadīšanas laikā.

3. Neizjauciet ierīci patstāvīgi. Nepieciešamības gadījumā pēc palīdzības griezieties servisa centrā.

4. Lai izvairītos no bojājumiem un darbības traucējumiem, nelietojiet, neuzlādējiet un neuzglabājat ierīci karstā vai mitrā vidē, kā arī tiešos saules staros.

5. Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām iespējām izmantot ierīci bez uzraudzības.

6. Neatstājiet Masētāju zem ūdens vai telpās, kur ir korozijas veidošanos veicinoši apstākļi.

7. Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja atrodat bojājumus.

8. Nenometiet un nesisitiet ierīci.

9. Uz Masētāja virsmas nenovietojiet smagus priekšmetus.

10. Masētājs neaizstāj ārstēšanu vai ārsta ieteikumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

11. Masētāju nevar izmantot diagnosticēšanai, ārstēšanai vai citiem komerciāliem mērķiem.

12. Neizmantojiet Masētāju, kamēr ierīce tiek uzlādēta.

# Masētāja lietošanas instrukcija

## PIRMS LIETOŠANAS

- Pārbaudiet ierīces un komponentu pilnīgumu.
- Pilnībā uzlādējiet Masētāju.
- Noņemiet kontaktlēcas un brilles. Ieslēdziet Masētāju tikai pēc tam, kad to novietojat uz acīm, lai pārmērīga spiediena dēļ nesabojātu gaisa spilvenu. Neiedarbiniet ierīci, ja barošana un barošanas spriegums atrodas ārpus pieņemamā diapazona vai ir nestabili.

## KĀ UZLĀDĒT IERĪCI

1. Atveriet sānu vāku, lai piekļūtu USB portam. Izmantojot USB vadu, USB portu un Masētāja adapteri savienojiet ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai (100-240V~, 50/60Hz). Kad pievieno lādētāju, gaismas diodes indikators iedegas zilā krāsā.
3. Uzlādei nepieciešamas 3 stundas.

## LIETOŠANAS KĀRTĪBA

1. Masētāju novietojiet acu zonā.
2. Pārbaudiet, vai Masētājs cieši pieguļ sejas virsmai, taču nerada nepatīkamu sajūtu. Jūs varat regulēt pieguļšanu, izmantojot elastīgās jostas sprādzi.
3. Iedarbiniet ierīci, ilgi nospiežot pogu ① : ieslēdzot, LED panelis iedegsies ar zilu gaismu. Masāžas režīms ar sildīšanas efektu un mūzikas atskaņošanu ieslēgsies automātiski.
4. Lai pabeigtu Masētāja lietošanu, veiciet ilgāku pogas ① nospiešanu. LED indikators nodzīsīs.
5. Masētājs automātiski apturēs darbu pēc 15 minūtēm. Lai atsāktu darbu, ilgi spiediet pogu ① .

## IESPĒJAMO MASĀŽAS REŽĪMU KLĀSTS

1. Delikāta gaisa kompresijas masāža.
2. Mērenas intensitātes vibrācijas masāža.
3. Visaptveroša masāža, kas ietver mainīgu gaisa kompresijas un vibrācijas masāžu, ko papildina viegls sildošs efekts.
4. Noklusējuma režīms nodrošina gaisa kompresijas masāžu ar vieglu sildīšanas efektu.


## Masētāja lietošanas instrukcija

### KĀ IZVĒLĒTIES VĒLAMO REŽĪMU

1. Noklusējuma režīms tiek iedarbināts, ilgi nospiežot ieslēgšanas pogu, kad Masētājs ir izslēgts.
2. Vibrācijas režīms tiek iedarbināts ar vienu īsu nospiešanu, kad darbojas noklusējuma režīms.
3. Visaptveroša masāža tiek uzsākta, divreiz īsi nospiežot pogu, kad darbojas noklusējuma režīms.
4. Gaisa kompresijas masāža tiek uzsākta ar trim īsiem nospiedumiem, kad darbojas noklusējuma režīms.

### MŪZIKAS ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJA

Izpildiet norādījumus, lai sāktu mūzikas atskaņošanu:

1. Veiciet ilgu atskaņošanas pogas nospiešanu  .
2. Lai pārslēgtu melodiju, veiciet dubultklikšķi uz melodijas atskaņošanas pogas.

## Problēmu novēršana

Tālāk doti gadījumi, ar kuriem Jūs varat saskarties, izmantojot Masētāju. Ja šie ieteikumi nenodrošina vēlamo efektu vai nav piemērojami, griezieties servisa centrā.

Veids	Iespējamais iemesls	Novēršanas pasākumi
Masētājs nedarbojas	Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta	Noklikšķiniet pogu ieslēgts/Izslēgts
	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Uzlādējiet Masētāju
Ierīce nelādējas	Strāvas avots pieslēgts nepareizi	Masētāju izslēdziet un atkal pievienojiet strāvas padevei
Mirgo LED indikators	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Uzlādējiet Masētāju

## Tīrīšana un apkope

### PĒC LIETOŠANAS

- Izslēdziet Masētāju un atvienojiet USB-vadu;
- Uzglabājiet sausā, vēsā vietā. Neglabājiet ierīci piekarinātā stāvoklī.

### TĪRĪŠANA

- Noslaukiet Masētāju ar mīkstām un sausām auduma salvetēm. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdeni.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, birstes, benzīnu, petroleju, mēbeļu pulēšanas līdzekļus vai to šķīdumus.

## Tehniskie dati

Nosaukums: S8 MASAŽAS IERICE ACIM POWER EYES

Litija baterija: 1100 mAh

Spriegums: 5V

Izmēri: 250 x 140 x 130 mm

Jauda: 5W

## Aparat de masaj pentru ochi Power Eyes

Aparatul de masaj Power Eyes — este un gadget, conceput special pentru ameliorarea tensiunii din zona ochilor, precum și pentru odihnă și recuperare după o zi oboseitoare.


Gadgetul wireless poate fi folosit acasă și în călătorii. Datorită dimensiunilor sale compacte, este convenabil să-l păstrați întotdeauna în geantă.

### AVANTAJELE UTILIZĂRII APARATULUI DE MASAJ

- Stimulează circulația sângelui.
- Ajută la ameliorarea durerilor de cap.
- Ameliorează tensiunea din mușchi, sporind flexibilitatea acestora.
- Accelerează procesul de recuperare.


Asigurați-vă că citiți aceste Instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul de masaj.

### Descrierea Power Eyes



1. Corpul
2. Controler de dimensiune
3. Bandă elastică
4. Panou de control
5. Pernă de aer
6. Cablu USB pentru încărcare și înregistrarea muzicii
7. Adaptor

### Panou de control



1. Butonul de alimentare al aparatului
2. Indicator de masaj cu compresie a aerului
3. Indicator mod încălzire
4. Indicator de masaj cu vibrații cu mai multe frecvențe
5. Butonul de control al redării muzicii
6. Indicator baterie
7. Indicator de pornire a muzicii
8. Indicator de redare a muzicii

## Precauții

1. Asigurați-vă că vă consultați medicul înainte de a începe utilizarea dacă:
  - Suferiți de boli oculare, cum ar fi glaucomul, cataracta și detașarea retinei.
  - Suferiți de diferite tipuri de afecțiuni și oboseală, precum și de tulburări fizice, mentale sau psihice.
  - Suferiți de accident vascular cerebral, hipertensiune arterială/hipotensiune arterială sau boli de inimă.
  - Suferiți de boli infecțioase.
  - Suferiți de o tumoare malignă.
  - Ați avut operații oculare în trecut.
  - Aveți un diagnostic de schizofrenie.
  - Aveți răni deschise, tăieturi, roșeață, infecții, arsuri și vânătăi pe piele.
  - Sunteți gravidă, în perioada menstruației și febră neîncetată.
  - Aveți piele sensibilă, angiectazie sau ați fost spitalizați.
  - Aveți o sensibilitate scăzută la schimbările de temperatură, temperatura maximă a modului de încălzire este de 42°C.
2. Nu utilizați acest aparat de masaj în timp ce conduceți auto.
3. Vă rugăm să nu dezamblați singur aparatul. Dacă este necesar, contactați Centrul de suport pentru ajutor.
4. Nu utilizați, încălcați sau depozitați aparatul într-un mediu cald sau umed, precum și în lumina directă a soarelui pentru a evita defectiunile.
5. Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să utilizeze aparatul nesupravegheat.
6. Nu lăsați aparatul sub apă sau în încăperi în care condițiile contribuie la formarea coroziunii.
7. Opriti imediat utilizarea aparatului dacă este detectată o defectiune.
8. Nu aruncați și nu loviți aparatul.
9. Nu așezați obiecte grele pe suprafața aparatului.
10. Aparatul nu înlocuiește tratamentul sau recomandările medicului. Dacă aveți întrebări, consultați-vă medicul.
11. Aparatul nu poate fi utilizat pentru diagnostic, tratament sau alte scopuri comerciale.
12. Este interzisă utilizarea aparatului de masaj în timpul încălzirii.



# Instrucțiuni pentru utilizarea aparatului de masaj

## ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Verificați completitudinea aparatului și a componentelor.
- Încărcați complet aparatul.

• Se recomandă îndepărtarea lentilelor de contact, precum și a ochelarii.

Porniți aparatul numai după ce l-ați așezat pe ochi, pentru a nu deteriora perna de aer din cauza presiunii excesive. Nu porniți aparatul dacă sursa de alimentare și tensiunea de alimentare sunt în afara intervalului admis și sunt instabile.

## CUM SĂ ÎNCĂRCAȚI APARATUL

1. Deschideți capacul din zona laterală pentru a accesa portul USB. Folosind un cablu USB, conectați portul USB și adaptorul aparatului la o priză.
2. Conectați încărcătorul la o priză (100-240 V ~, 50/60 Hz). Când încărcătorul este conectat, indicatorul LED se va aprinde cu o lumină albastră.
3. Este nevoie de 3 ore pentru încărcare.

## ORDINEA DE UTILIZARE

1. Așezați aparatul în zona ochilor.
2. Asigurați-vă că aparatul se potrivește perfect cu suprafața feței, dar nu creează senzații neplăcute. Puteți regla etanșeitatea potrivirii folosind catarama de pe banda elastică.
3. Porniți aparatul apăsând lung butonul ① : când este pornit, panoul LED se va aprinde în albastru. Modul de masaj cu efect de încălzire și redare a muzicii va porni automat când aparatul este pornit.
4. Pentru a termina utilizarea aparatului, apăsați butonul timp lung ① .

Indicatorul LED se va stinge.

5. Aparatul se oprește automat după 15 minute. Pentru a relua utilizarea, apăsați butonul de timp lung ① .

## LISTA DE MODURI DE MASAJ POSIBILE

1. Masaj delicat cu compresie a aerului.
2. Masaj cu vibrații de intensitate moderată.
3. Masaj complex, inclusiv masaj alternativ cu compresie a aerului și vibrații, completat de un efect de încălzire ușoară.
4. Modul implicit oferă masaj cu compresie a aerului cu un efect de încălzire ușoară.


## Instrucțiuni pentru utilizarea aparatului de masaj

### CUM SĂ ALEGEȚI MODUL DORIT

1. Modul implicit este pornit prin apăsarea lungă a butonului de alimentare atunci când aparatul este oprit.
2. Modul de vibrație este pornit cu o apăsare scurtă când se execută modul implicit.
3. Masajul complex este pornit cu două atingeri scurte atunci când se execută modul implicit.
4. Masajul cu compresie a aerului este pornit cu trei atingeri scurte când se execută modul implicit.

### FUNCȚIA DE REDARE A MUZICII

Pentru a începe redarea muzicii, urmați instrucțiunile:

1. Efectuați o apăsare lungă pe butonul de redare .
2. Pentru a comuta melodia, apăsați de două ori butonul de redare a melodiei.

## Depanare.

Mai jos sunt cazurile pe care le puteți întâlni atunci când utilizați aparatul de masaj. Dacă aceste recomandări nu oferă efectul adecvat sau nu sunt aplicabile, contactați Centrul de support

Tip	Cauza posibilă	Metodă de rezolvare
Aparatul nu funcționează	Verificați dacă aparatul este pornit	Apăsați butonul pornit/oprit
	Încărcare redusă a bateriei	Încărcați aparatul de masaj
Aparatul nu se încarcă	Sursa de alimentare nu este conectată corect	Deconectați și reconectați aparatul de masaj la sursa de alimentare
Indicatorul LED clipește	Încărcare redusă a bateriei	Încărcați aparatul de masaj

## Curățarea și îngrijirea

### DUPĂ UTILIZARE

- Opriți aparatul de masaj și deconectați cablul USB;
- Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat. Nu depozitați aparatul în stare suspendată.

### CURĂȚAREA

- Curățați aparatul de masaj cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți apă pentru a curăța aparatul. e umedă sau un prosop uscat pentru a evita spălarea sub apă curentă sau alte lichide.

## Specificații tehnice

Nume: S8 MASEUR PENTRU OCHI POWER EYES

Baterie litiu: 1100 mAh

Tensiune: 5V

Dimensiuni: 250 x 140 x 130 mm

Putere: 5W

## Μασάζ ματιών Power Eyes

Το μασάζ Power Eyes είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανακουφίζει την ένταση στην περιοχή των ματιών, καθώς και να ξεκουράζει και να αναζωογονεί μετά από μια κουραστική μέρα.


Το ασύρματο gadget μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και σε ταξίδια. Είναι βολικό να το κρατάτε πάντα στην τσάντα σας, χάρη στο μικρό του μέγεθος.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΣΑΖ

- Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος.
- Βοηθά στην ανακούφιση των πονοκεφάλων.
- Ανακουφίζει από την ένταση από τους μυς, αυξάνοντας την ευελιξία τους.
- Επιταχύνει τη διαδικασία ανάκτησης.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις Οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το μασάζ.

### Περιγραφή Power Eyes



1. Περίβλημα
2. Ελεγκτής Μεγέθους
3. Ελαστική ταινία
4. Πίνακας Ελέγχου
5. Αερόσακος
6. Καλώδιο USB για τη χρέωση και ηχογραφήσεις μουσικής
7. Προσαρμογέας

### Πίνακας Ελέγχου



1. Κουμπί λειτουργίας συσκευής
2. Δείκτης συμπίεσης αέρα μασάζ
3. Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
4. Δείκτης πολλαπλών συχνοτήτων μασάζ δόνησης
5. Κουμπί ελέγχου μουσικής αναπαραγωγή
6. Ένδειξη μπαταρίας
7. Ένδειξη αναπαραγωγής μουσικής
8. Ένδειξη παίζοντας μουσικής

## Προφυλάξεις

1. Φροντίστε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη χρήση εάν:

- Πάσχετε από οφθαλμικές παθήσεις όπως γλαύκωμα, καταρράκτη και αποκόλληση αμφιβληστροειδής.
- Πάσχετε από διάφορα είδη παθήσεων και κόπωσης, καθώς και από σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές διαταραχές.
- Πάσχετε από εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση/υπόταση ή καρδιακή νόσο.
- Πάσχετε από μολυσματικές ασθένειες.
- Πάσχετε από κακοήγη όγκο.
- Είχατε χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια στο παρελθόν.
- Έχετε διάγνωση σχιζοφρένειας.
- Έχετε ανοιχτές πληγές, κοψίματα, ερυθρότητα, λοιμώξεις, εγκαύματα και μώλωπες στο δέρμα.
- Έγκυος, έμμηνος ρύση και συνεχής πυρετός.
- Έχετε ευαίσθητο δέρμα, αγγειεκτασία ή έχετε νοσηλευτεί.
- Έχετε χαμηλή ευαισθησία στις αλλαγές θερμοκρασίας, η μέγιστη θερμοκρασία της λειτουργίας θέρμανσης είναι 42°C.

2. Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ κατά την οδήγηση.

3. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.

4. Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον ή σε άμεσο ηλιακό φως ήλιος για την αποφυγή βλαβών και δυσλειτουργιών.

5. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς εποπτεία.

6. Μην αφήνετε το μασάζ κάτω από το νερό ή σε χώρους όπου οι συνθήκες συμβάλλουν στη δημιουργία διάβρωσης.

7. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν εντοπιστεί δυσλειτουργία.

8. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή.

9. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην επιφάνεια του μασάζ.

10. Το μασάζ δεν αντικαθιστά τη θεραπεία ή τις συστάσεις του γιατρού. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων —συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

11. Το μασάζ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.

12. Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ κατά τη φόρτιση της συσκευής.

## Οδηγίες για τη χρήση του μασάζ

### ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ




- Ελέγξτε την πληρότητα της συσκευής και των εξαρτημάτων.
- Φορτίστε πλήρως το μασάζ.
- Φροντίστε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής και τα γυαλιά ματιών.

Ενεργοποιήστε το μασάζ μόνο αφού το τοποθετήσετε στα μάτια, ώστε να μην βλάβη του μαξιλαιριού αέρα λόγω υπερπίεσης. Μην ξεκινήσετε τη συσκευή εάν η τάση τροφοδοσίας και τροφοδοσίας είναι έξω αποδεκτό εύρος ή είναι ασταθές.

### ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην πλευρική περιοχή για πρόσβαση στη θύρα USB. Χρησιμοποιώντας Καλώδιο USB, συνδέστε τη θύρα USB και τον προσαρμογέα μασάζ στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα (100-240 V ~, 50/60 Hz). Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με μπλε φως.
3. Χρειάζονται 3 ώρες για να φορτιστεί.

### Η ΣΕΙΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το μασάζ στην περιοχή των ματιών.
2. Βεβαιωθείτε ότι το μασάζ ταιριάζει άνετα στην επιφάνεια του προσώπου, αλλά δεν δημιουργεί δυσάρεστες αισθήσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στεγανότητα της εφαρμογής χρησιμοποιώντας την πόρπη στην ελαστική ταινία.
3. Ξεκινήστε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί : Όταν ενεργοποιηθεί, ο πίνακας LED θα ανάψει μπλε. Η λειτουργία μασάζ με εφέ θέρμανσης και αναπαραγωγή μουσικής θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί.
4. Για να ολοκληρώσετε τη χρήση του μασάζ, πατήστε το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει .
5. Το μασάζ σταματά αυτόματα να λειτουργεί μετά από 15 λεπτά. Για να συνεχίσετε την εργασία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

### ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΜΑΣΑΖ

1. Λεπτό μασάζ συμπίεσης αέρα.
2. Μασάζ δόνησης μέτριας έντασης.
3. Σύνθετο μασάζ, συμπεριλαμβανομένου εναλλασσόμενου μασάζ συμπίεσης αέρα και κραδασμών, που συμπληρώνεται από ένα ελαφρύ αποτέλεσμα θέρμανσης.
4. Η προεπιλεγμένη λειτουργία παρέχει μασάζ συμπίεσης αέρα με φως επίδραση θέρμανσης.


## Οδηγίες για τη χρήση του μασάζ

### ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η προεπιλεγμένη λειτουργία ξεκινά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας όταν το μασάζ είναι απενεργοποιημένο.
2. Η λειτουργία δόνησης ξεκινά με ένα σύντομο πάτημα όταν εκτελείται η προεπιλεγμένη λειτουργία.
3. Το σύνθετο μασάζ ξεκινά με δύο σύντομες βρύσες όταν εκτελείται η προεπιλεγμένη λειτουργία.
4. Το μασάζ συμπίεσης αέρα ξεκινά με τρεις σύντομες βρύσες όταν εκτελείται η προεπιλεγμένη λειτουργία.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, ακολουθήστε τις οδηγίες:

1. Εκτελέστε παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί αναπαραγωγής .
2. Για να αλλάξετε τη μελωδία, πατήστε το κουμπί δύο φορές παίζοντας μελωδίες.

## Προβλημάτων.

Παρακάτω είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν χρησιμοποιείτε ένα μασάζ. Εάν τα δεδομένα οι συστάσεις δεν παρείχαν το σωστό αποτέλεσμα ή δεν ισχύουν, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Τύπος	Πιθανή αιτία	Μέτρα για την εξάλειψη
Το μασάζ δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο συσκευή	Πατήστε ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
	Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας	Φορτίστε το μασάζ
Συσκευή δεν χρεώνει	Τροφοδοσία εσφαλμένα συνδεδεμένο	Απενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε ξανά συνδέστε το μασάζ στην πηγή ενέργειας
Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει	Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας	Φορτίστε το μασάζ

## Καθαρισμός και συντήρηση

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Απενεργοποιήστε το μασάζ και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
- Κατάστημα σε μια δροσερή, ξηρά θέση. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Σκουπίστε το μασάζ με μαλακά και στεγνά μαντηλάκια. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, βούρτσες, βενζίνη, κηροζίνη, βερνίκια επίπλων ή τα διαλύματά τους.

## Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα: S8 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΜΑΤΙΩΝ POWER EYES

Μπαταρία λιθίου: 1100 mAh

Τάση: 5V

Διαστάσεις: 250 x 140 x 130 mm

Δύναμη: 5W



## Silmade masseerija Power Eyes


Masseerija Power Eyes on spetsiaalselt loodud vahend pingete leevendamiseks silmade piirkonnas, samuti puhkamiseks ja taastumiseks pärast pingelist päeva. Juhtmevaba vidinat saab kasutada kodus ja reiside ajal. Tänu kompaktsel suurusel on seda mugav alati kotis hoida.

### MASSEERIJA KASUTAMISE EELISED

- Stimuleerib vereringet.
- Aitab leevendada peavalu.
- Leevendab pinget lihastest, suurendades nende painduvust.
- Kiirendab taastumisprotsessi.


Lugege käesolev kasutusjuhend enne masseerija kasutamist kindlasti läbi.

### Power Eyes'i kirjeldus



1. Korpus
2. Suuruse regulaator
3. Elastne riba
4. Juhtimispaneel
5. Õhkpadi
6. USB-kaabel laadimiseks ja muusika salvestamiseks
7. Adapter

### Juhtimispaneel



1. Seadme toitenupp
2. Õhukompressiooni massaaži indikaator
3. Soojendusrežiimi indikaator
4. Mitmesageduse vibratsioonimassaaži indikaator
5. Muusika taasesituse juhtnupp
6. Aku indikaator
7. Muusika taasesituse indikaator
8. Muusika esituse indikaator

## Ohutusmeetmed

1. Enne kasutamist pidage kindlasti nõu oma arstiga, kui te:

- põete silmahaigusi, nagu glaukoom, katarakt ja võrkkesta irdumine.
- põete mitmesuguseid vaevusi ja väsimust, samuti füüsilisi vaimseid või psühhiaatriliseid häireid.
- teil on insult, hüpertensioon/hüpotensioon või südamehaigus.
- põete nakkushaigusi.
- põete pahaloomulist kasvajat.
- teil on varem olnud silmaoperatsioon.
- teil on diagnoositud skisofreenia.
- nahal on lahtised haavandid, sisselõiked, punetus, infektsioonid, põletused või verevalumid.
- teil on rasedus, menstruatsioonid ja püsiv palavik.
- teil on tundlik nahk, angioektaasia või olete viibinud haiglaravil.
- teil on madal tundlikkus temperatuurimuutuste suhtes, maksimaalne soojendusrežiimi temperatuur - 42 °C.

2. Ärge kasutage masseerijat sõidu ajal.

3. Ärge võtke seadet ise lahti. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust teeninduskeskusega.

4. Ärge kasutage, laadige ega hoidke seadet kuumas või niiskes keskkonnas, samuti otsese päikesevalguse käes, et vältida kahjustusi ja rikkeid.

5. Ärge lubage lastel ega puuetega inimestel seadet ilma järelevalveta kasutada.

6. Ärge jätke Masseerijat vee alla ega ruumidesse, kus on soodsad tingimused korrosiooni tekkimiseks.

7. Tõrgete avastamise korral lõpetage kohe seadme kasutamine

8. Ärge pillake seadet maha ega lööge seda.

9. Ärge asetage masseerija pinnale raskeid esemeid.

10. Masseerija ei asenda arsti ravi ega nõuannet. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

11. Masseerijat ei tohi kasutada diagnoosimiseks, raviks ega muudel ärilistel eesmärkidel.

12. Ärge kasutage masseerijat seadme laadimise ajal.

# Masseerija kasutamise juhised

## ENNE KASUTAMIST

- Kontrollige seadme ja komponentide terviklikkust.
- Laadige masseerija täielikult täis.
- Eemaldage kindlasti kontaktläätсед ja prillid.

Lülitage masseerija sisse alles pärast selle silmade ette asetamist, et mitte ülerõhu tõttu kahjustada õhupatja. Ärge käivitage seadet, kui toide ja toitepinge on väljaspool lubatud vahemikku ja on ka ebastabiilsed.

## KUIDAS SEADET LAADIDA

1. Avage külgkate, et pääseda ligi USB-porti. Kasutades USB-juhe, ühendage USB-port ja masseerija adapter vooluvõrku.
2. Ühendage laadija pistikupessa (100-240V~, 50/60Hz). Laadija ühendamisel muutub LED-tuli indikaator siniseks.
3. Laadimiseks kulub 3 tundi.

## KUIDAS KASUTADA

1. Asetage masseerija silmade piirkonda.
2. Kontrollige, kas masseerija istub tihedalt nää pinnale, kuid ei tekitaks ebamugava tunde. Istuvuse tihedust saate reguleerida elastsel ribal oleva luku abil.
3. Käivitage seade nuppu pikalt vajutades ① : Kui see on sisse lülitatud, LED-paneel muutub siniseks. Soojendava efektiga massaaži režiim ja muusika taasesitus käivitub sisselülitamisel automaatselt.
4. Masseerija kasutamise lõpetamiseks vajutage pikalt nuppu ① . LED-indikaator kustub.
5. Masseerija peatub automaatselt 15 minuti pärast. Töö jätkamiseks vajutage pikalt nuppu ① .

## VALIK VÕIMALIKUID MASSAAŽI REŽIIME

1. Õrn õhukompressiooni massaaž.
2. Mõõduka intensiivsusega vibratsiooni massaaž.
3. Kompleksmassaaž, mis sisaldab vahelduvat õhukompressiooni ja vibratsiooni massaaži, mida täiendab kerge soojendav efekt.
4. Vaikimisi režiim pakub valgusega õhukompressiooni massaaži soojendav toime.


## Masseerija kasutamise juhised

### KUIDAS VALIDA SOOVITUD REŽIIM

1. Vaikimisi režiim käivitatakse toitenupu pikal vajutamisel, kui masseerija on välja lülitatud.
2. Kui vaikimisi režiim töötab, käivitatakse vibratsiooni režiim ühe lühikese vajutusega.
3. Põhjalik massaaž käivitatakse kahe lühikese vajutusega, kui vaikimisi režiim töötab.
4. Õhukompressiooni massaaž käivitatakse kolme lühikese vajutusega vaikimisi režiimi töötamise ajal.

### MUUSIKA TAASESITUSE FUNKTSIOON

Muusika esitamise alustamiseks järgige juhiseid:

1. Vajutage pikalt esitusnuppu. 
2. Meloodia vahetamiseks vajutage kaks korda meloodiate taasesituse nuppu.

## Rikete otsing.

Järgmised on juhtumid, millega võite masseerija kasutamisel kokku puutuda. Kui need soovitusel ei anna soovitud efekti või ei ole rakendatavad, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Rikke liik	Võimalik põhjus	Meetmed rikke kõrvaldamiseks
Masseerija ei tööta	Kontrollige, kas seade on lülitatud sisse	Klõpsake nuppu Sisse/Välja
	Madal akutase	Laadige masseerija
Seade ei lae	Toiteallikas valesti ühendatud	Lülitage välja ja uuesti ühendage masseerija voluvõrku toiteallikale
Vilkuv LED-indikaator	Madal akutase	Laadige masseerija

## Puhastamine ja hooldus

### PÄRAST KASUTAMIST

- Lülitage masseerija välja ja ühendage USB-kaabel lahti;
- Hoidke jahedas kuivas kohas. Ärge hoidke seadet rippumas.

### PUHASTAMINE

- Pühkige masseerijat pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks vett.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, harju, bensiini, petrooleumi, mööbli poleerimisvahendeid või nende lahuseid.

## Tehnilised andmed

Nimi: S8 SILMAMASSEERIJA POWER EYES

Liitiumaku: 1100 mAh

Pinge: 5V

Mõõdud: 250 x 140 x 130 mm

Võimsus: 5W

## Masseur pour les yeux Power Eyes


Le masseur Power Eyes est spécialement conçu pour soulager les tensions dans le contour des yeux, ainsi que pour se reposer et recharger les accus après une journée bien remplie.

Le gadget sans fil peut être utilisé à la maison et en voyage. Grâce à sa taille compacte vous pouvez le garder dans votre sac.

### AVANTAGES DE L'UTILISATION D'UN MASSEUR


- stimule la circulation sanguine.
- aide à soulager les maux de tête.
- soulage la tension des muscles, augmentant leur flexibilité.
- accélère le processus de rétablissement.

### Description Power Eyes



1. Corps
2. Ajusteur de taille
3. Bande élastique
4. Tableau de commande
5. Coussin d'air
6. Câble USB pour charger et enregistrer de la musique
7. Adaptateur

### Tableau de commande



1. Bouton de mise en marche de l'appareil
2. Indicateur de massage par compression d'air
3. Indicateur de mode de chauffage
4. Indicateur de massage par vibration à plusieurs fréquences
5. Bouton de commande de lecture de musique
6. Indicateur de batterie
7. Indicateur de lecture de musique
8. Indicateur de lecture de musique

## Précautions

1. Avant d'utiliser le masseur consultez obligatoirement votre médecin si vous :
  - souffrez de maladies oculaires comme le glaucome, la cataracte et le rupture de la rétine.
  - souffrez de diverses sortes de maux et de fatigue, ainsi que de troubles physiques ou mentaux.
  - avez un accident vasculaire cérébral, de l'hypertension/hypotension ou une maladie cardiaque.
  - souffrez de maladies infectieuses.
  - souffrez d'une tumeur maligne.
  - avez déjà subi des interventions (opérations) sur les yeux.
  - êtes diagnostiqué schizophrène.
  - avez des ulcères perforés, des coupures, des rougeurs, des infections, des brûlures ou des ecchymoses sur la peau.
  - êtes enceinte, menstruée ou avez une fièvre persistante.
  - avez la peau sensible, une angioectasie ou avez été hospitalisé.
  - possédez une faible sensibilité aux changements de température, la température maximale du mode de réchauffement est de 42°C.
2. N'utilisez pas le masseur en conduisant une voiture.
3. Ne démontez pas l'appareil vous-même. En cas de nécessité contactez le centre de service pour obtenir de l'aide.
4. N'utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas l'appareil dans un endroit chaud ou humide, ou à la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
5. Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.
6. Ne laissez pas le masseur sous l'eau ou dans des zones où les conditions sont propices à la corrosion.
7. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de défauts de fonctionnement.
8. Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas l'appareil.
9. Ne placez pas d'objets lourds sur le masseur.
10. Le masseur ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre médecin.
11. Le masseur ne peut pas être utilisé à des fins de diagnostic, de traitement ou à d'autres fins commerciales.
12. N'utilisez pas le masseur pendant que l'appareil est en charge.

## Mode d'utilisation du masseur

### AVANT D'UTILISER LE MASSEUR VEUILLEZ

- vérifier l'intégralité et les composants de l'appareil.
- charger complètement le masseur.
- retirer les lentilles de contact et les lunettes.

N'allumez le masseur qu'après l'avoir placé sur vos yeux pour éviter d'endommager le coussin d'air en raison d'une pression excessive. Ne démarrez pas l'appareil si l'alimentation et la tension d'alimentation sont hors plage ou instables.

### COMMENT CHARGER LE MASSEUR

1. Ouvrez le capot latéral pour accéder au port USB. À l'aide d'un câble USB, connectez le port USB et l'adaptateur du masseur à une prise de courant.
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant (100-240V~, 50/60Hz). Lorsque le chargeur est connecté, le voyant LED devient bleu.
3. La charge du masseur prend 3 heures.

### PROCEDURE A SUIVRE

1. Placez le masseur dans la zone des yeux.
2. Vérifiez que le masseur s'adapte parfaitement à votre visage, mais ne crée pas d'inconfort. Vous pouvez régler l'ajustement en utilisant l'agrafe sur la bande élastique.
3. Démarrez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton ① : lorsqu'il est allumé, le panneau LED devient bleu. Le mode massage avec effet chauffant et la lecture de musique démarrent automatiquement.
4. Pour arrêter masseur, appuyez longuement sur le bouton ①. L'indicateur LED s'éteindra.
5. Le masseur s'arrêtera automatiquement après 15 minutes de fonctionnement. Pour redémarrer le masseur, appuyez longuement sur le bouton ①.

### RÉGIMES DE MESSAGES POSSIBLES

1. Massage délicat par compression d'air.
2. Massage par vibration d'intensité modérée.
3. Massage complexe, qui comprend une alternance de massage par compression d'air et vibration, complété par un léger effet chauffant.
4. Le mode par défaut fournit un massage par compression d'air avec un léger effet de réchauffement.




## Mode d'utilisation du masseur

### COMMENT ACTIVER UN REGIME DE MASSAGE

1. Le mode par défaut est démarré en appuyant longuement sur le bouton de mise en marche lorsque le masseur est éteint.
2. Le mode vibration est démarré par une courte pression lorsque le mode par défaut est activé.
3. Le massage complexe est démarré par deux pressions courtes lorsque le mode par défaut est activé.
4. Le massage par compression d'air est démarré par trois pressions courtes lorsque le mode par défaut est activé.

### FONCTION DE LECTURE DE MUSIQUE

Pour commencer la lecture de la musique, suivez les instructions :

1. Appuyez longuement sur le bouton de lecture.
2. Pour changer de mélodie, appuyez deux fois sur le bouton de la lecture de musique .

## DÉPANNAGE

Voici les cas que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'appareil de massage. Si ces recommandations ne fournissent pas l'effet souhaité ou ne sont pas applicables, contactez le centre de service.

Problème potentiel	Cause	Décision potentielle
Le masseur de marche pas	Vérifiez si l'appareil est connecté ou pas.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt
	La batterie est faible	Chargez le masseur
Le masseur ne se charge pas	L'alimentation n'est pas correctement connectée	Débranchez et rebranchez le masseur à l'alimentation électrique
LED clignotante	La batterie est faible	Chargez le masseur

## Nettoyage Et Entretien

Après avoir utilisé le masseur

- Éteignez le masseur et débranchez le câble USB ;
- Stockez le masseur dans un endroit frais et sec. Ne rangez pas l'appareil suspendu.

### NETTOYAGE

- Essuyez l'appareil de massage avec des chiffons doux et secs. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de cires pour meubles ou leurs solutions.

## Spécifications techniques

Nom: Sleep8 Masseur pour les yeux Power Eyes

Pile au lithium: 1100 mAh

Voltage: 5V

Dimensions: 250 x 140 x 130 mm

Wattage 5W

## מסיכת המסאג ל'עיניים Power Eyes

Power Eyes הוא מסאג'ר עיניים - פיתוח מיוחד להקלה על מתח באזור העיניים וגם לנוחות ושיקום הכוחות לאחר יום מוגזם. גאדג'ט אלחוטי זה ניתן לשימוש בבית ובמסעות.

נוח להחזיק אותו בתיק בזכות גודלו הקומפקטי.


יתרונות שימוש במסאג'ר:

- מעורר את המחזור הדם.
- תורם להקלה על כאבי הראש.
- מקל על מתח בשרירים ומשפר את גמישותם.
- מאיץ את תהליך ההתאוששות.

אנא התעסקו עם מדריך השימוש הזה לפני התחלת השימוש במסאג'ר.


### תיאור Power Eyes

1. גוף המכשיר
2. מתאם גודל
3. רצועת גומי גמישה
4. לוח הפעלה
5. כרית אוויר
6. כבל USB לטעינה והקלטת מוזיקה
7. מתאם חשמל



### פאנל השליטה

1. כפתור הפעלת המכשיר
2. מחוון לעיסי דחיסתי אוויר
3. מחוון למצב התחממות
4. מחוון לעיסי ויברציה מרובה תדירויות
5. כפתור שליטה בהפעלת המוזיקה
6. מחוון סוללה
7. מחוון הפעלת המוזיקה
8. מחוון ניגון המוזיקה



1. חשוב להתייעץ תמיד עם רופא לפני התחלת השימוש, אם:
  - מאובחנים עם מחלות עין כמו גלאוקומה, קרנית ותיקול שקדית.
  - מתמודדים עם תסמין כלשהו, עייפות וגם הפרעות פיזיות, נפשיות או מוחיות.
  - מתמודדים עם שבץ, יתר לחץ / נמוך לחץ דם או מחלות לב.
  - מתמודדים עם מחלות זיהומיות.
  - מתמודדים עם גידול ממאיר.
  - עברו ניתוחים בעבר על העיניים.
  - מונים עם אבחנה של שיזוף.
  - יש לכם פצעים פתוחים, חתכים, אדמומיות, דלקות, כוויות וכאבים על העור.
  - בהריון, בתקופת החודשיים ובחום לא מפסיק.
  - יש לכם עור רגיש, עם נוכות שפיעים או נכנסתם לבית חולים.
  - יש לכם רגישות נמוכה לשינויים בטמפרטורה, הטמפרטורה המרבית למצב התחממות היא 42 מעלות צלזיוס.
2. אל תשתמש במסג'ר במהלך נהיגת הרכב.
3. אל תפרק את המכשיר בעצמך. במקרה הצורך, פנה למרכז השירות לעזרה.
4. אל תשתמש, אל תטען ואל תאחסן את המכשיר בסביבה חמה או לחה, וגם לא תחת קרני השמש הישירות כדי למנוע תקלות ותקלות.
5. אל תאפשר לילדים או לאנשים עם קשיי תנועה מוגברים להשתמש במכשיר בלעדי פיקוח.
6. אל תשאיר את המסג'ר תחת מים או בחללים שמסייעים בקרוזיה.
7. הפסק באופן מיידי את השימוש במכשיר במקרה של תקלות.
8. אל תפיל או תכותה את המכשיר.
9. אל תמקם עצמאי עצמך על פני המסג'ר דברים כבדים.
10. המסג'ר אינו מחליף לטיפול או להמלצות רופא. במקרה של שאלות - ייעץ עם רופא.
11. המסג'ר אינו יכול לשמש למטרות אבחון, טיפול או למטרות מסחריות אחרות.
12. אל תשתמש במסג'ר בתהליך הטעינה של המכשיר.

## הוראות השימוש במסג'ר

לפני השימוש

• בדקו את השלמות המכשיר והרכיבים.

• טענו את המסאג'ר לחוֹלָא.

• הסרו מצרכים אישיים כגון מגעים עדשות ומשקפיים לעיניים. הדליקו את המסאג'ר רק לאחר שמיקמתם אותו על העיניים, כדי שלא תפגעו בבוכנה אוויר בגלל לחץ יתר. אל תפעילו את המכשיר אם החשמל ומתח הכוח נמצאים מחוץ לטווח התקן ואינם יציבים.

כיצד לטעון את המכשיר

1. פתח את המכסה באזור הצד לגישה ליציאת USB. באמצעות כבל USB, חבר את יציאת ה-USB של מסאג'ר למתאם החשמל וחבר אותו לשקע.

2. חבר את מטען המתאים לשקע (240-100) וולט 50/60, ~הרץ. (בעת החיבור של מטען המתאים, מחוון התאורה ידליק בצבע כחול.

3. הטעינה תידרש כשעתיים.

הוראות השימוש

1. מקם את המסאג'ר באזור העיניים

2. וודא שהמסאג'ר מותקף טוב על פני הפנים, אך לא יוצרת תחושות לא נוחות.

ניתן להתאים את התאמת החזית על ידי שימוש באבזם ברצועת הגומי.

3. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור ①: בעת ההפעלה, פאנל התאורה ידליק בצבע כחול. מצב המסאג'ר עם אפקט חימום והפעלת המוזיקה יופעלו באופן אוטומטי בעת ההפעלה.

4. כדי לסיים את שימוש במסאג'ר, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור. מחוון התאורה ייכבה ①.

5. המסאג'ר יעצור את הפעולה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות. כדי להמשיך בפעולה,

השתמש בלחיצה ארוכה על הכפתור ①.

## טווח המצבים האפשריים של העיסוי


1. עיסוי אוויר-כורסא עדין.
2. עיסוי ויברציה באינטנסיביות בינונית.
3. עיסוי מורכב הכולל החלפה בין עיסוי אוויר-כורסא לבין עיסוי ויברציה, ונוסה באפקט חמימה קלה.
4. מצב התחלתי מספק עיסוי אוויר-כורסא עם אפקט חמימה קלה.

כיצד לבחור במצב הרצוי

1. מצב התחלתי מופעל על ידי לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה כאשר המסאג'ר מושבת.
2. מצב ויברציה מופעל על ידי לחיצה קצרה אחת כאשר המסאג'ר פועל במצב התחלתי.
3. מצב המסאג'ר המורכב מופעל על ידי לחיצה קצרה פעמיים כאשר המסאג'ר פועל במצב התחלתי.
4. מצב המסאג'ר 'אוויר-כורסא מופעל על ידי לחיצה קצרה שלוש פעמים כאשר המסאג'ר ר פועל במצב התחלתי.

פונקציית השמעת מוזיקה

כדי להתחיל את ההשמעה של המוזיקה, עקוב אחר ההוראות הבאות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
2. כדי להחליף את השיר, לחץ פעמיים על כפתור ההפעלה של השירים .

## תיקון תקלות

להלן מקרים שבהם עשויים להתרחש בעת השימוש במסאג'ר . במקרה שההמלצות הללו לא הביאו לתוצאה הרצויה או שאינן מתאימות, אנא פנה למרכז השירות.

נוף	סיבה אפשרית	אמצעי חיסול
לעיסוי לא עובד	בדוק אם הוא מופעל מכשיר	לחץ על הכפתור הפעלה /כיבוי
	סוללה חלשה	תשלום לעיסוי
מכשיר לא נטען	אספקת חשמל מחובר בצורה לא נכונה	נתק ושוב לחבר את לעיסוי לאספקת החשמל
מהבהב led מחוון	סוללה חלשה	תשלום לעיסוי

## **ניקוי וטיפוח**

אחרי השימוש

- כבה את המסאג'ר ונתק את כבל ה-USB-
- אחסן במקום יבש וקריר. אל תאחסן את המכשיר במצב תלוי.

## **ניקוי**

- נגעו במסאג'ר באמצעות מטליות בד רכות ויבשות. אין להשתמש במים לניקוי ההתקן.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אברסיביים, מברשות, בנדין, קרוסין, שמנת פוליש לרהיטים או תמיסיה שלהם.

## **מאפיינים טכניים**

שם POWER EYES מכשיר לעיסוי עיניים S8

ספק כוח: 5V

סוללת ליתיום: 1100 mAh

דקות מידות: 130 x 140 x 250 מ"מ

צריכת חשמל: W5

## Power Eyes Augenmassagegerät

Power Eyes Massagegerät wurde speziell entwickelt, um Spannung im Augenbereich aufzuheben und nach einem anstrengenden Tag auszuruhen und zu regenerieren.


Das kabellose Gerät kann zu Hause und auf Reisen verwendet werden. Dank seiner kompakten Größe ist es praktisch, es immer in der Tasche zu haben.

### VORTEILE DER VERWENDUNG EINES MASSAGERÄTS

- Regt den Blutkreislauf an.
- Hilft bei der Linderung von Kopfschmerzen.
- entspannt die Muskeln und erhöht ihre Flexibilität.
- Beschleunigt den Regenerationsprozess.


Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Massagegerät verwenden.

## Beschreibung von Power Eyes



1. Gehäuse
2. Größenregler
3. Gummiband
4. Bedienungsfeld
5. Luftkissen
6. USB-Kabel zum Aufladen und Musikaufnahmen
7. Adapter

## Bedienungsfeld



1. Ein-Taste des Geräts
2. Anzeige der Luftkompressionsmassage
3. Heizmodusanzeige
4. Multifrequenz-Vibrationsmassageanzeige
5. Steuertaste für die Musikwiedergabe
6. Batterieanzeige
7. Musikwiedergabeanzeige
8. Musikwiedergabeanzeige



## Vorsichtsmaßnahmen

1. Bevor Sie das Gerät verwenden, konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt, wenn Sie:
  - an Augenkrankheiten wie Glaukom, grauer Star und Netzhautablösung leiden
  - an verschiedenen Arten von Beschwerden und Müdigkeit sowie unter körperlichen, geistigen oder seelischen Störungen leiden.
  - einen Schlaganfall, Hypertonie/Hypotonie oder eine Herzerkrankung haben.
  - an Infektionskrankheiten leiden.
  - an einem bösartigen Tumor leiden.
  - in der Vergangenheit eine Augenoperation hatten.
  - die Diagnose Schizophrenie haben.
  - offene Wunden, Schnitte, Rötungen, Infektionen, Verbrennungen oder Blutergüsse auf Ihrer Haut haben.
  - schwanger, menstruierend und mit anhaltendem Fieber sind.
  - empfindliche Haut oder Angiektasie haben oder im Krankenhaus waren.
  - eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen haben, die maximale Temperatur des Heizmodus beträgt 42°C.
2. Benutzen Sie das Massagegerät nicht während der Fahrt.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich bei Bedarf an das Servicecenter, um Hilfe zu erhalten.
4. Um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden, laden oder lagern Sie das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung oder in direktem Sonnenlicht.
5. Erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten nicht, das Gerät ohne Beaufsichtigung zu benutzen.
6. Lassen Sie das Massagegerät nicht unter Wasser oder in Räumen, in denen Korrosion begünstigt wird.
7. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Probleme festgestellt werden.
8. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht an.
9. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche des Massagegeräts.
10. Das Massagegerät ersetzt nicht die Behandlung oder Empfehlung eines Arztes. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
11. Das Massagegerät darf nicht für Diagnose-, Behandlungs- oder andere kommerzielle Zwecke verwendet werden.
12. Verwenden Sie das Massagegerät während des Ladevorgangs nicht.

# Anleitung zur Verwendung des Massagegeräts

## VOR GEBRAUCH

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Geräts und der Komponenten.
- Laden Sie das Massagegerät voll auf.
- Entfernen Sie unbedingt Ihre Kontaktlinsen und Brillen.

Schalten Sie das Massagegerät erst ein, nachdem Sie es über Ihre Augen gelegt haben, um eine Beschädigung des Luftkissens durch Überdruck zu vermeiden. Starten Sie das Gerät nicht, wenn die Stromversorgung und die Versorgungsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegen oder instabil sind.

## SO LADEN SIE IHR GERÄT AUF

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen. Verbinden Sie den USB-Anschluss und den Massagegerät-Adapter mit einem USB-Kabel zu einer Steckdose.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose (100–240 V~, 50/60 Hz). Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau.
3. Die Aufladung dauert 3 Stunden.

## WIE BENUTZT MAN

1. Platzieren Sie das Massagegerät im Augenbereich.
2. Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät eng an der Gesichtsoberfläche anliegt, aber keine Beschwerden verursacht. Sie können die Passform mit Hilfe der Schnalle am Gummiband anpassen.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lang, um das Augenmassagegerät einzuschalten ① : Beim Einschalten leuchtet das LED-Panel blau. Der Massagemodus mit Wärmeeffekt und Musikwiedergabe startet beim Einschalten automatisch.
4. Um die Verwendung des Massagegeräts zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lang ① . Die LED-Anzeige erlischt.
5. Das Massagegerät pausiert automatisch nach 15 Minuten. Um die Arbeit fortzusetzen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lang ①.

## AUSWAHL AN MÖGLICHEN MASSAGEANWENDUNGEN

1. Sanfte Luftkompressionsmassage.
2. Vibrationsmassage mittlerer Intensität.
3. Komplexe Massage mit abwechselnder Luftkompressions- und Vibrationsmassage, ergänzt durch einen leichten Wärmeeffekt.
4. Der Standardmodus bietet eine Luftkompressionsmassage mit leicht wärmender Wirkung.


# Anleitung zur Verwendung des Massagegeräts

## SO WÄHLEN SIE IHREN GEWÜNSCHTEN MODUS AUS

1. Der Standardmodus wird durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste gestartet, wenn das Massagegerät ausgeschaltet ist.
2. Der Vibrationsmodus wird mit einem kurzen Tastendruck gestartet, wenn der Standardmodus ausgeführt wird.
3. Die komplexe Massage wird im Standardmodus durch zweimaliges kurzes Drücken gestartet.
4. Die Luftkompressionsmassage wird im Standardmodus durch dreimaliges kurzes Drücken gestartet.

## MUSIK-WIEDERGABEFUNKTION

Um mit der Musikwiedergabe zu beginnen, befolgen Sie die Anweisungen:

1. Drücken Sie lange auf die Wiedergabetaste .
2. Um die Melodie zu wechseln, drücken Sie zweimal auf die Taste für die Melodiewiedergabe.

## Fehlerbehebung.

Die folgenden Fälle können bei der Verwendung des Massagegeräts auftreten. Wenn diese Empfehlungen nicht den gewünschten Effekt erzielen oder nicht anwendbar sind, wenden Sie sich an das Servicecenter

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Massagegerät funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste
	Niedrige Akkuladung	Laden Sie das Massagegerät auf
Das Gerät lädt nicht	Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Schalten Sie das Massagegerät von der Stromversorgung ab und schließen Sie es wieder an
Blinkende LED	Niedrige Akkuladung	Laden Sie das Massagegerät auf

## Reinigung und Pflege

### NACH GEBRAUCH

- Schalten Sie das Massagegerät aus und schalten Sie das USB-Kabel ab;
- Kühl und trocken aufbewahren. Lagern Sie das Gerät nicht hängend.

### REINIGUNG

- Wischen Sie das Massagegerät mit weichen und trockenen Stofftuch ab. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Möbelpolituren oder deren Lösungen.

## Technische Angaben:

Benennung: Sleep8 Power Eyes Augenmassagegerät

Lithiumbatterie: 1100 mAh

Spannung: 5V

Abmessungen: 250 x 140 x 130 mm

Leistung: 5W

## Массажер для глаз

Массажер Power Eyes — специальная разработка для снятия напряжения в области глаз, а также отдыха и восстановления сил после напряженного дня.


Беспроводной гаджет можно использовать дома и в поездках. Его удобно всегда держать в сумке, благодаря его компактному размеру.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

- Стимулирует кровообращение.
- Способствует снятию головной боли.
- Снимает напряжение с мышц, увеличивая их гибкость.
- Ускоряет процесс восстановления.


Обязательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации перед началом использования Массажера.

### Описание Power Eyes



1. Корпус
2. Регулятор размера
3. Эластичная лента
4. Панель управления
5. Воздушная подушка
6. USB-провод для подзарядки и записи музыки
7. Адаптер

### Панель управления



1. Кнопка включения устройства
2. Индикатор воздушно-компрессионного массажа
3. Индикатор согревающего режима
4. Индикатор мультичастотного вибромассажа
5. Кнопка управления музыкального воспроизведения
6. Индикатор аккумулятора
7. Индикатор воспроизведения музыки
8. Индикатор проигрывания музыки

## Меры предосторожности

1. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом использования, если Вы:
  - Страдаете от глазных заболеваний, таких как глаукома, бельмо и отслойка сетчатки.
  - Страдаете от разного рода недомоганий и утомлений, а также от физических, умственных или психических нарушений.
  - Страдаете инсультом, гипертонией/гипотонией или заболеваниями сердца.
  - Страдаете от инфекционных заболеваний.
  - Страдаете от злокачественной опухоли.
  - Проходили в прошлом операции на глаза.
  - Обладаете диагнозом шизофрения.
  - Имеете открытые раны, порезы, покраснения, инфекции, ожоги и синяки на коже.
  - Беременны, находитесь в периоде менструации и непрекращающейся лихорадки.
  - Обладаете чувствительной кожей, ангиэктазией или были госпитализированы.
  - Обладаете низкой чувствительностью к изменению температур, максимальная температура согревающего режима – 42°C.
2. Не используйте Массажер во время вождения автомобиля.
3. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае необходимости обратитесь за помощью в сервисный центр.
4. Не используйте, не заряжайте, не храните устройство в жаркой или влажной среде, а также под прямыми лучами солнца во избежание поломок и неисправностей.
5. Не разрешайте детям или людям с ограниченными физическими возможностями использовать устройство без присмотра.
6. Не оставляйте Массажер под водой или в помещениях, условия в которых способствуют образованию коррозии.
7. Немедленно прекратите использование устройства в случае обнаружения неисправностей.
8. Не роняйте и не ударяйте устройство.
9. Не располагайте тяжелые предметы на поверхности Массажера.
10. Массажер не заменяет лечения или рекомендаций врача. В случае возникновения вопросов — проконсультируйтесь с врачом.
11. Массажер не может быть использован в целях диагностики, лечения или других коммерческих целей.
12. Не пользуйтесь Массажером в процессе подзарядки устройства.

# Инструкция по использованию массажера

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Проверьте комплектность устройства и компонентов.
- Полностью зарядите Массажер.
- Обязательно снимите контактные линзы и очки для глаз.

Включайте Массажер только после того, как разместите его на глазах, чтобы не повредить воздушную подушку из-за избыточного давления. Не запускайте устройство, если питание и напряжение питания находятся вне допустимого диапазона, а также являются нестабильными.

## КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО

1. Откройте крышку в боковой зоне для доступа к USB-порту. Используя USB-провод, соедините USB-порт и адаптер Массажера с розеткой.
2. Подключите зарядное устройство к розетке (100-240 В ~, 50/60 Гц). При подключении зарядного устройства голубым светом загорится светодиодный индикатор.
3. Для зарядки требуется 3 часа.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Разместите Массажер в области глаз.
2. Проверьте, чтобы Массажер плотно прилегал к поверхности лица, но не создавал неприятных ощущений. Вы можете регулировать плотность прилегания путем использования пряжки на эластичной ленте.
3. Запустите устройство долгим нажатием на кнопку ① : При включении светодиодная панель загорится голубым светом. Режим массажа с согревающим эффектом и проигрыванием музыки запустится автоматически при включении.
4. Для завершения использования Массажера осуществите долгое нажатие на ① кнопку . Светодиодный индикатор погаснет.
5. Массажер автоматически приостанавливает работу через 15 минут. Для возобновления работы воспользуйтесь долгим нажатием на кнопку ①

## СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ МАССАЖА

1. Деликатный воздушно-компрессионный массаж.
2. Вибрационный массаж умеренной интенсивности.
3. Комплексный массаж, включающий в себя чередование воздушно-компрессионного и вибрационного массажа, дополненный легким согревающим эффектом.
4. Режим по умолчанию обеспечивает воздушно-компрессионный массаж с легким согревающим эффектом.


# Инструкция по использованию массажера

## КАК ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЖИМ

1. Режим по умолчанию запускается долгим нажатием на кнопку включения при выключенном Массажере.
2. Вибрационный режим запускается одним коротким нажатием при запущенном режиме по умолчанию.
3. Комплексный массаж запускается двумя короткими нажатиями при запущенном режиме по умолчанию.
4. Воздушно-компрессионный массаж запускается тремя короткими нажатиями при запущенном режиме по умолчанию.

## ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ

Для запуска воспроизведения музыки следуйте указаниям:

1. Осуществите долгое нажатие на кнопку воспроизведения 
2. Для того, чтобы переключить мелодию, нажмите дважды на кнопку воспроизведения мелодий.

## Устранение неисправностей

Ниже приведены случаи, с которыми Вы можете столкнуться при использовании Массажера. В случае, если данные рекомендации не обеспечили должный эффект или неприменимы, обратитесь в сервисный центр

Вид	Возможная причина	Меры по устранению
Массажер не работает	Проверьте, включено ли устройство	Нажмите кнопку включения/выключения
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите Массажер
Устройство не заряжается	Источник питания неправильно подключен	Отключите и снова подключите Массажер к источнику питания
Мигает светодиодный индикатор	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите Массажер



## Очистка и уход

### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите Массажер и отсоедините USB-провод;
- Храните в сухом прохладном месте. Не храните устройство в подвешенном виде.

### ОЧИСТКА

- Протирайте Массажер мягкими и сухими тканевыми салфетками. Не используйте воду для чистки устройства.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, мебельные полироли или их растворы.

## Технические характеристики

Название: Sleep8 Power Eyes Массажер

Литиевая батарея: 1100 mAh

Напряжение: 5V

Габариты: 250 x 140 x 130 mm

Мощность: 5W